



POWERING MOTION™

CATALOGO 2021

AIRCAST®


 chattanooga®

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®



DJO è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti medicali di alta qualità per l'apparato muscolo scheletrico, per vasculopatie e per il controllo del dolore.

I prodotti DJO sono utilizzati da specialisti ortopedici, chirurghi, infermieri, specialisti della cura del dolore, fisiatristi, fisioterapisti, osteopati, chiropratici e altre figure professionali della sanità.

L'assortimento comprende tutori per ortopedia, prodotti per la terapia del caldo/freddo, sistemi per la crescita dell'osso e per le problematiche vascolari, attrezzature e strumentazioni per la riabilitazione, la fisioterapia e l'elettrostimolazione muscolare e una gamma completa di protesi d'impianto ortopediche per il ripristino articolare dell'anca, del ginocchio e della spalla.

I prodotti DJO sono contraddistinti dai marchi: Aircast, Chattanooga, Cefar, Compex, DJO Surgical, DonJoy, Dr. Comfort, Exos, Procure.

Indice

Informazioni pratiche	5
Tabella presa misure	7
Linea bambini e adolescenti	9
Selezione dei prodotti pediatrici del catalogo	 10
Collo	13
C1 Collare cervicale anatomico standard	 14
C2 Collare cervicale anatomico rinforzato	 14
C2+ Collare cervicale anatomico rinforzato	 15
C3 Collare cervicale rigido	16
Transitional 172 Collare cervicale	17
California Collare cervicale con foro tracheale	17
Tronco	19
Corsetti lombari DonJoy®	20
Lombostrap™	22
Bodystrap 26™	22
Porostrap™	23
Powerstrap™	23
Actistrap™	24
Airstrap™	24
Abdostrap™ II	25
MyBabystrap™	25
Corsetti LumboForce™ DonJoy	26
LumboForce® 1	28
LumboForce® 2	29
LumboForce® 3	29
LumboForce® 4	30
LumboForce® 5	30
Corsetti Exos FORM™ II	32
Exos Form II 621	34
Exos Form II 626	34
Exos Form II 627	35
Exos Form II 631	35
Exos Form II 637	36
Accessori per Exos Form II	37
Busto TLSO II	38
TLSO II	39
Spalla, braccio, gomito	41
Spalla braccio gomito	42
Cromax Immobilizzatore per clavicola	 43
Blue Vogue Reggibraccio	43
Bear Reggibraccio pediatrico	 43
Immo™ Immobilizzatore braccio e spalla	 44

Immoscap™ II immobilizzatore spalla e braccio	44
UltraSling® PRO Abduzione a 15°	45
Quick-Fit® Abduzione a 15°	46
UltraSling® Quadrant immobilizzazione variabile	46
UltraSling® Abduzione a 10°	47
UltraSling® III 15°	47
UltraSling® IV Abduzione a 15°	48
UltraSling® IV ER Rotazione esterna a 15° e 30°	49
UltraSling® IV A/B Abduzione a 45°- 60°	50
PSA-2 Abduzione a 30°	50
X-Act ROM Tutore per gomito	51
Condilax™ Gomitiera elastica	52
Epiforce™ Gomitiera elastica	53
Armband™ Bracciale pneumatico per epicondilite	53

Polso, mano	55
Tutori polso mano Classici	56
Linea XForm	58
DuoForm™ Tutore Lungo polso	 60
DuoForm+™ Tutore Lungo polso-pollice	 60
RespiForm™ Tutore Corto polso	 61
RespiForm+™ Tutore Corto polso-pollice	 61
CarpaForm™ Tutore per tunnel carpale	62
DigiForm+™ Tutore per polso e dita	 63
PolyForm+™ Tutore per polso, dita e pollice	 63
ErgoForm™ Tutore per pollice	 64
RhizoForm™ Tutore per rizoartrosi	65
DigiForm™ Stecca per dita	 66
ManuLax™ Polsiera elastica	67
Manuforce™ Polsiera elastica	67
Thumb-O-Prene™ Immobilizzatore per pollice	68
Tutore lungo con rinforzo steccato	68
Splint tipo "Staxx"	69
Tutori termoformabili polso mano Exos	70
Exos per Pollice II	 76
Exos per Rizoartrosi	76
Exos polso con pollice corto	 77
Exos polso con pollice lungo	77
Exos polso-mano Corto	 78
Exos polso-mano Lungo	 78
Exos Radial Gutter	79
Exos frattura del pugile	79
Exos 4 Fingers	80
Exos Lastre	80
Forno Exos	81
Accessori Exos	81
Strap Exos	81

Indice

Anca	83
VersaROM™ Hip Tutore per anca telescopico	84
Ginocchio	87
Ginocchiere per legamenti	88
Four-Points-of-Leverage™	90
Tecnologia dello Snodo FourcePoint™	92
DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere su misura	93
Misuratore CCMI Mark III DonJoy	93
Defiance® Ginocchiera su misura in carbonio 	94
A22™ Ginocchiera su misura in titanio	95
Snodi per ginocchiere su misura	96
Cartella colori per ginocchiere su misura	97
Armor™ Action C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL	98
Armor™ FourcePoint™ LCA/LCM/LCL	99
FullForce™ Ginocchiera corta C.I.	100
Renegade™ Ginocchiera C.I. lega alluminio	101
Playmaker® II Ginocchiera lunga	102
Playmaker® Xpert Ginocchiera corta	103
Playmaker® Corta Ginocchiera articolata	104
Playmaker® Sport Ginocchiera articolata	104
Reddie™ Ginocchiera articolata Neoprene aperta	105
Knee Neo™ Ginocchiera articolata Neoprene	105
Genulax™ Ginocchiera elastica con aste policentriche rigide	106
FortiLax™ Knee Ginocchiera elastica 	106
StabiLax™ Ginocchiera elastica con aste policentriche flessibili	107
StrapiLax™ Knee Ginocchiera elastica con bendaggio 	107
Stabilized™ Ginocchiera Neoprene rotulea	108
Cosciale in Neoprene	108
Supporto per il polpaccio in Neoprene	108
Accessori e Ricambi per ginocchiere	109
Ginocchiere femoro-rotulee	110
Reaction™ Ginocchiera reticolare	112
TriZone™ Ginocchiera a tre zone di compressione 	114
Genuforce™ Ginocchiera elastica	114
RotuLax™ Ginocchiera elastica con cuscinetto rotuleo	115
Infrapatellar Band™	115
Quick Fit™ Ginocchiera articolata	116
Lateral "J"™	116
Tru-Pull® Lite	117
Tru-Pull®	117
Ginocchiere per gonartrosi	118
TriZone™ Ginocchiera a tre zone di compressione 	120
OA Reaction™ Web	121
OA Reaction TriFit™ Web ginocchiera personalizzabile	122
OA Defiance™ Ginocchiera su misura in carbonio	123
Accessori e Ricambi per ginocchiere	123
OA Nano™	124
OA Adjuster™ 3	125

Ginocchiere post-operatorie	126
X-ROM™ Ginocchiera post-op telescopica universale	128
X-Act™ ROM Lite Ginocchiera telescopica leggera	129
X-Act™ ROM Ginocchiera telescopica rinforzata	129
IROM™ Ginocchiera post-operatoria	130
AT4 Immobilizzatore ginocchio pannello singolo 	130
3V™ Immobilizzatore ginocchio a 3 pannelli	131
AT4 3V Immobilizzatore ginocchio 	131
Everest™ II Ginocchiera multifunzionale 	132
Stampelle per adulti	133
Stampelle pediatriche 	133

Caviglia, Piede	135
Cavigliere	136
Air-Stirrup™ II Tutore bivalva	138
Air-Stirrup™ Classic Tutore bivalva 	140
Air-Stirrup™ Universe Tutore bivalva	140
Leg Brace™ Gambaletto post-frattura	141
Surround® Gel Tutore bivalva per terapia del freddo	141
AirSport™+ Cavigliera con chiusura BOA 	142
AirSport™ Cavigliera chiusura a strappo	142
A60™ Cavigliera con stabilizzatore	143
Artilax™ Ankle Cavigliera elastica	143
Malleoforce™ Cavigliera elastica	144
MaloLax™ Cavigliera elastica con cuscinetti malleolari	144
FortiLax™ Ankle Cavigliera elastica 	145
StrapiLax™ Ankle Cavigliera elastica con bendaggio 	145
Tutori piede	146
Achilloforce Air™ Tutore per tendine d'Achille	148
AirLift™ Tutore per Disfunzioni Tendine Tibiale Posteriore	148
AirHeel™ Tutore per fascite plantare	149
Dorsal Night Splint™ Tutore notturno fascite plantare	149
Super-Lite AFO Molla di codivilla	150
Podalib AFO Dinamic	150
Solette Comfort	152
Plantare Gel	152
Heel Cups Coppette per tallone 	153
Tuli's® Coppette per tallone 	153
Alluce valgo e cura del piede	154
ActyToe™ Tutore articolato per alluce valgo	156
ActyToe™ Night Tutore fisso per alluce valgo	157
ActyToe™ Lift Tutore morbido per sostegno arco plantare	157
SofToes™	158
Scarpe post-operatorie	160
Scarpa Podalux II™ Per alluce valgo	162
Scarpa Squared™ Post-op e post-trauma	163
PodaPro™ Post-op e post-trauma	164
Scarpa PodaHeel™ Post-op e post-trauma scarico tallone	165
ShoeLift™ Rialzo compensativo per scarpe	165

Indice

Stivali 167

AirSelect: L'innovazione per una guarigione ottimale	168
AirSelect Elite™ Stivale alto 4 camere d'aria	169
AirSelect Standard™ Stivale alto 2 camere d'aria 	170
AirSelect Basso™ Stivale basso 3 camere d'aria 	170
Achilles Walker Kit	171
Accessori Gamma AirSelect™	171
XcelTrax™ Standard, XcelTrax Air™ Stivale semi-rigido	172
ProStep™ (Walkabout) Stivale fisso	173
MaxTrax® ROM Stivale articolato	173
Minitrax® Stivale pediatrico 	174
PodousBoot™ Tutore per pazienti allettati	174
XP Diabetic Walker™ Stivale piede diabetico	175

Scarpe 177

Stability Collection 178

Linea Stability - Grace Donna	180
Linea Stability - Diane Donna	180
Linea Stability - Ruth Donna	181
Linea Active - Katy Donna	182
Linea Active - Refresh Donna	182
Linea casual - Annie Donna	183
Linea Ortho X - Refresh X Donna	183
Linea Ortho X - Spirit X Donna	183
Linea Stability - Gordon Uomo	184
Linea Stability - Jack Uomo	184
Linea Stability - Roger Uomo	185
Linea Active - Jason Uomo	186
Linea Active - Performance Uomo	186
Linea casual - Douglas Uomo	187
Linea Ortho X - Performance X Uomo	187
Linea Ortho X - Winner X Uomo	187
Plantare Gel	188
Misuratore per scarpe	188
Stringhe elastiche per scarpe	188
Tabelle misure calzature Dr. Comfort	189

Chut 190

Chut - Diane Donna	192
Chut - Rejilla Donna	192
Chut - Venus Donna	193
Chut - Adonis Unisex	193
Chut - Arlequin Unisex	194
Chut - Cotton Unisex	194
Chut - Franki Unisex	195
Chut - Gary Unisex	195
Chut - Brice Unisex	196
Chut - Wallaby Unisex	197

Calze compressive 199

Veinax 200

Gamma colori Veinax	202
Tabella presa misure Veinax	202
15-20 mmHg Microtrans Donna	203
15-20 mmHg Fantasia Donna	204
20-36 mmHg Microtrans 30 Donna	205
15-20 mmHg Gambaletto Donna Cotone	206
15-20 mmHg Cotone Uomo	206
Infila-Calze in metallo	207
Infila-Calze in plastica	207

VenaPure Calze Anti Trombo Embolia 208

VenaPure® Calze Anti Trombo Embolia	208
-------------------------------------	-----

Crioterapia 211

IceMan® Clear Cube Sistema per crioterapia	212
Cryo/Cuff™, Cryo/Cuff™ IC Sistema per crioterapia	213
Cryo/Cuff™ Bendaggi	214
Cryo/Cuff™ Bendaggio Pediatrico Caviglia 	214
Cryo/Cuff™ Bendaggio Pediatrico Gomito/Ginocchio 	215
Peform'ice Knee Ginocchiera articolata Terapia Freddo	216
Everest™ Ice II Ginocchiera "3 in 1" per riabilitazione	217

Taping neuromuscolare 219

Taping neuromuscolare 220

Chatt Tape Taping neuromuscolare	221
----------------------------------	-----

Elettromedicali 223

Elettrostimolazione Chattanooga 224

Physio Elettrostimolatore	225
Theta Elettrostimolatore	226
Rehab Elettrostimolatore	227

Elettrostimolazione Cefar 228

Cefar Basic Elettrostimolatore	229
Cefar Direct Tens Elettrostimolatore	230
Cefar Rehab X2 Elettrostimolatore	231
Cefar Peristim Pro Elettrostimolatore	232
Sonda Vaginale Saint-Cloud® Plus	233
Sonda Anale Saint-Cloud®	233
Elettrodi	234
Accessori	235

CPM Artromot 237

CPM Artromot 238

Artromot K1 ginocchio e anca	240
Artromot S3 spalla	242
Artromot E2 gomito	244
Artromot SP3 caviglia	246



Informazioni pratiche



Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è a Vostra disposizione:
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 17:00
Tel. 02 835 98001 - 800 891607



Come ordinare

E-mail: vendite@DJOglobal.com
Fax: 02 48409217



Procedure per l'ordine

Prodotti: vogliate indicare il nome del prodotto, il codice, la taglia ed il colore
Siete pregati di verificare le taglie secondo la tabella a pagina 7



Consegne e Spedizioni

Gli ordini ricevuti entro le ore 14:00 sono spediti il giorno stesso (nei limiti della disponibilità di magazzino)
Gli ordini pervenuti dopo le ore 14:00 sono spediti il giorno successivo
Tempi di consegna: da 24h a 72h
Ordine minimo: € 200 (iva esclusa)
Spedizioni in porto franco



Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti a norma di legge e nei limiti della stessa
La garanzia è indicata nel manuale d'uso



Procedura di reso

Contattate il Servizio Clienti per ottenere il numero di autorizzazione al reso e la relativa procedura



Siti Internet

www.DJOglobal.it
www.DJOglobal.eu

Codice cliente _____

Contatto _____

Tel. _____

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®




PROCARE®

Tabella presa misure


COLLO - TRONCO

CIRCONFERENZA COLLO



Misurare la circonferenza del collo

CIRCONFERENZA VITA



Misurare la circonferenza della vita a livello dell'ombelico


POLSO - MANO

CIRCONFERENZA POLSO



Misurare la circonferenza alla base del polso


LUNGHEZZA MANO



Misurare la lunghezza della mano dal polso all'ultima falange del dito medio


SPALLA - BRACCIO - GOMITO

CIRCONFERENZA TORACE




Misurare la circonferenza del torace (senza le braccia)

LARGHEZZA SPALLE




Misurare la larghezza delle spalle

LUNGHEZZA AVAMBRACCIO



Misurare la lunghezza dell'avambraccio, dalla piega di flessione del gomito alla base del dito indice


CIRCONFERENZA GOMITO



Misurare la circonferenza del gomito

GINOCCHIO

CIRCONFERENZA COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO



Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula
Circonferenza al polpaccio

Qualora le 3 misure richieste non ricadano nella stessa taglia, dare la preferenza alla parte più grande

Misure

Taglia	Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula	Circonferenza alla rotula	Circonferenza al polpaccio (nella parte più grande)
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

CIRCONFERENZA COSCIA



Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula

LUNGHEZZA GAMBA



Misurare la lunghezza interna della gamba, dall'inguine al malleolo

CIRCONFERENZA SOTTO IL GINOCCHIO



Misurare la circonferenza del ginocchio alla base del ginocchio

CIRCONFERENZA COSCIA E POLPACCIO



Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula e la circonferenza del polpaccio 5 cm sotto la rotula

CIRCONFERENZA POLPACCIO



Misurare la circonferenza del polpaccio a metà polpaccio


PIEDE - CAVIGLIA

NUMERO SCARPA



Prendere il numero di scarpa del paziente

ALTEZZA PERSONA



Misurare l'altezza della persona

CIRCONFERENZA CAVIGLIA




Misurare la circonferenza della caviglia sopra i malleoli

LUNGHEZZA PIEDE-LARGHEZZA PIANTA



Misurare la lunghezza del piede fino alla base delle dita e la larghezza della pianta

CIRCONFERENZA BASE TALLONE-CAVIGLIA



Misurare la circonferenza presa dalla base del tallone intorno alla caviglia

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Linea bambini e adolescenti





DONJOY®

C1

Collare cervicale anatomico



pag. 14

DONJOY®

C2

Collare cervicale anatomico rinforzato



pag. 14

DONJOY®

C2+

Collare cervicale anatomico rinforzato



pag. 15



DONJOY®

Cromax™

Immobilizzatore per clavicola



pag. 43

DONJOY®

Immo™

Immobilizzatore braccio-spalla



pag. 44

PROCARE®

Bear

Reggibraccio pediatrico



pag. 43

DONJOY®

DuoForm™

DuoForm+™

Tutore lungo



pag. 60

DONJOY®

RespiForm™

RespiForm+™

Tutore corto



pag. 61

DONJOY®

DigiForm+™

Tutore per polso e dita



pag. 63

DONJOY®

DigiForm™

Immobilizzatore dita



pag. 66

DONJOY®

Polyform

Tutore per polso, pollice e dita



pag. 63

DONJOY®

ErgoForm™

Tutore per pollice



pag. 64



Exos per pollice

Tutore per pollice



pag. 76



Exos polso con pollice Corto

Tutore polso con pollice



pag. 77



Exos polso-mano Corto

Tutore polso-mano corto



pag. 78

DONJOY®

Defiance®

Ginocchiera su misura



pag. 94

DONJOY®

Reaction™

Ginocchiera reticolare



pag. 112

DONJOY®

Trizone™

Ginocchiera a tre zone di compressione



pag. 114





DONJOY®

FortiLax™ Knee

Ginocchiera elastica



pag. **106**

DONJOY®

StrapiLax™ Knee

Ginocchiera elastica con fasce



pag. **107**

DONJOY®

AT4

Immobilizzatore ginocchio



pag. **130**

DONJOY®

AT4 3V

Immobilizzatore ginocchio 3 pannelli



pag. **131**

DONJOY®

Everest™ II

Ginocchiera multifunzionale




pag. **132**

DONJOY®

Stampelle Pediatriche

Stampelle



pag. **133**

AIRCAST®

Air Stirrup® Classic™

Tutore bivalva



pag. **140**

DONJOY®

FortiLax™ Ankle

Cavigliera elastica



pag. **145**

AIRCAST®

Air Select™ Standard

Stivale alto 2 camere d'aria



pag. **170**

AIRCAST®

Air Select™ Basso

Stivale basso 3 camere d'aria



pag. **170**

PROCARE®

Minitrax®

Stivale pediatrico



pag. **174**

DONJOY®

StrapiLax™ Ankle

Cavigliera elastica con fascia




pag. **145**

DONJOY®

Heel Cups

Coppette per tallone in silicone



pag. **153**

PROCARE®

Tuli's®

Coppette per tallone



pag. **153**

AIRCAST®

Cryo/Cuff™ - Cryo/Cuff™ IC

Sistema portatile per crioterapia



pag. **214**



AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Collo





DONJOY®



C1

Collare cervicale anatomico standard

Indicazioni


- Lievi distorsioni cervicali, artrosi cervicali, torcicollo, terapia di mantenimento

Caratteristiche

- Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone
- Sagomatura anatomica per un maggior comfort
- Chiusura a strappo
- Colore blu marine
- 6 taglie disponibili
- Tre altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Anatomico Standard C1			
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
CC1oPPAB	21 - 25	6,5	PED
CC1oPoAB	25 - 28	7,5	0
CC1oPIAB	29 - 32	7,5	1
CC1oP2AB	33 - 37	7,5	2
CC1oP3AB	38 - 42	7,5	3
CC1oP4AB	43 - 47	7,5	4
CC1oP5AB	48 - 51	7,5	5
CC1oGoAB	25 - 28	9,5	0
CC1oGIAB	29 - 32	9,5	1
CC1oG2AB	33 - 37	9,5	2
CC1oG3AB	38 - 42	9,5	3
CC1oG4AB	43 - 47	9,5	4
CC1oG5AB	48 - 51	9,5	5



DONJOY®



C2

Collare cervicale anatomico rinforzato

Indicazioni

- Distorsioni cervicali di media entità, artrosi cervicale in fase acuta, nevralgie cervico – brachiali

Caratteristiche

- Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone con placca di rinforzo in polietilene integrata nel tutore per aumentare la stabilità e la trazione
- Sagomatura anatomica per un maggior comfort
- Chiusura a strappo
- Colore grigio
- 6 taglie disponibili
- Tre altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Anatomico Rinforzato C2			
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
CC2oPPAG	21 - 25	6,5	PED
CC2oPoAG	25 - 28	7,5	0
CC2oPIAG	29 - 32	7,5	1
CC2oP2AG	33 - 37	7,5	2
CC2oP3AG	38 - 42	7,5	3
CC2oP4AG	43 - 47	7,5	4
CC2oP5AG	48 - 51	7,5	5
CC2oGoAG	25 - 28	9,5	0
CC2oGIAG	29 - 32	9,5	1
CC2oG2AG	33 - 37	9,5	2
CC2oG3AG	38 - 42	9,5	3
CC2oG4AG	43 - 47	9,5	4
CC2oG5AG	48 - 51	9,5	5



NOVITÀ



DONJOY®



C2+

Collare cervicale anatomico rinforzato

Indicazioni

- Dolore alla colonna cervicale
- Distorsioni e contratture cervicali
- Riabilitazione post-operatoria
- Collo rigido
- Colpo di frusta

Caratteristiche

- Schiuma a media densità ricoperta da maglia in fibra di bambù ipoallergenica
- Placca di rinforzo rimovibile
- Copertura di ricambio in bambù in dotazione
- Sagomatura anatomica per un maggior comfort
- Chiusura a strappo
- Colore nero, senza lattice
- 6 taglie disponibili
- Tre altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm



È fornito un rivestimento di ricambio in bambù per una migliore gestione della pulizia del prodotto



Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Anatomico Rinforzato C2+

Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
82-0277-P	21 - 25	6	PED
82-0277-0	25 - 28	7,5	XXS
82-0277-1	29 - 32	7,5	XS
82-0277-2	33 - 37	7,5	S
82-0277-3	38 - 42	7,5	M
82-0277-4	43 - 47	7,5	L
82-0277-5	48 - 51	7,5	XL
82-0278-0	25 - 28	9,5	XXS
82-0278-1	29 - 32	9,5	XS
82-0278-2	33 - 37	9,5	S
82-0278-3	38 - 42	9,5	M
82-0278-4	43 - 47	9,5	L
82-0278-5	48 - 51	9,5	XL



Rivestimento in fibra di bamboo organica



Materiale naturalmente ipoallergenico ed eco-friendly



Prodotto privo di lattice



DONJOY®

C3 Collare cervicale rigido

Indicazioni


- Traumi cervicali, distorsioni cervicali di media entità, nevralgie cervico brachiali traumatiche (colpo di frusta), nel post-operatorio

Caratteristiche

- Collare cervicale regolabile in altezza da 10 a 12 cm tramite inserti a strappo
- Realizzato in materiale rigido sagomato in polietilene medico, con bordi imbottiti
- Design anatomico
- Colore bianco
- Disponibile in 3 taglie nella versione con e senza appoggio al mento



Informazioni per l'ordine



Collare Cervicale Rigido C3

Codice	Circonferenza collo in cm	Versione	Taglia
CC3o1	27 - 38	Senza appoggio al mento	1
CC3o2	38 - 47	Senza appoggio al mento	2
CC3o3	OLTRE 47	Senza appoggio al mento	3
CC3l1	27 - 38	Con appoggio al mento	1
CC3l2	38 - 47	Con appoggio al mento	2
CC3l3	OLTRE 47	Con appoggio al mento	3



PRO CARE

Transitional 172

Collare cervicale ad elevata immobilizzazione

Indicazioni

- Traumi cervicali di seria entità, immobilizzazione post-trauma, cedimenti da metastasi, discopatie multiple, pronto soccorso

Caratteristiche

- Realizzato in due parti separate per l'uso immediato in fase di applicazione. La parte interna del collare è in materiale soffice con rivestimento anallergico mentre la parte esterna monta un rinforzo in polietilene sagomato anatomicamente per garantire un elevato grado di immobilizzazione
- Apertura anteriore per tracheotomia e posteriore per il controllo visivo
- Il design della flangia consente di agire con multi regolazioni per il miglior adattamento alla circonferenza del collo e per fornire il sostegno desiderato d'immobilizzazione
- Fasce di chiusura a strappo
- Codice colore per una rapida identificazione della misura appropriata quando si utilizza per l'emergenza
- Disponibile in quattro misure

Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Transitional 172			
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
79-83283	33 - 56	5,72	Corto
79-83285	33 - 56	7,62	Regolare
79-83287	33 - 56	9,53	Lungo
79-83288	33 - 56	11,43	Extra-lungo

Per la scelta della taglia corretta, si veda la tabella di misurazione fornita all'interno della confezione

PRO CARE

California

Collare cervicale con foro tracheale

Indicazioni


- Immobilizzazione nei traumi cervicali di media e grave entità, discopatie severe e moderate, cedimenti da metastasi, nel post-operatorio

Caratteristiche

- Realizzato in schiuma di plastazote medicale traforato per la ventilazione, sagomatura anatomica per un elevato comfort
- Regolazioni e chiusura a strappo
- Barra di sostegno al mento
- Fornisce alta immobilizzazione e stabilità con l'appoggio mentoniero, occipitale, dorsale e sternale
- Anallergico, lavabile, radio trasparente
- Disponibile in 3 misure, 3 altezze da 8,3, 10,8 e 13,3 cm

Informazioni per l'ordine

Collare California con foro tracheale				
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
79-83133	25,5 - 33	8,3	8,3	S
79-83143		10,8	10,8	
79-83153		13,3	13,3	
79-83135	33 - 40,5	8,3	8,3	M
79-83145		10,8	10,8	
79-83155		13,3	13,3	
79-83137	40,5 - 48	8,3	8,3	L
79-83147		10,8	10,8	
79-83157		13,3	13,3	



AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Tronco



Versione	Indicazione	Profilo del paziente
Lombostrap™ Corsetto elasticizzato h 21 e 26 cm Unisex 	• Lombalgia acuta o subacuta	• Sedentario • Ripresa dell'attività
Bodystrap™ 26 Maglia anatomica 3D h 26 cm Unisex 	• Lombalgia acuta o subacuta	• Sedentario • Attività quotidiane
Porostrap™ Traspirante, effetto "seconda pelle" h 21 e 26 cm Unisex 	• Lombalgia acuta o subacuta • Lombalgia cronica	• Da sedentario a moderatamente attivo • Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportive
Powerstrap™ Traspirante, con pannello posteriore "X-Shell" h 26 cm Unisex 	• Lombalgia acuta e cronica • Prevenzione del dolore lombare, ripresa dell'attività • Ernia del disco lombare • Lombosciatalgia	• Profilo attivo • Lavori pesanti • Tempo libero
Actistrap™ Forte compressione h 21 e 26 cm Unisex 	• Lombalgia acuta o subacuta • Lombalgia cronica • Lombosciatalgia	• Profilo attivo • Lavori pesanti • Tempo libero
Airstrap™ Corsetto con celle ad aria pneumatiche posteriori h 26 cm Unisex 	• Utilizzo a seguito di erniazione discale • Lombosciatalgia	• Ripresa dell'attività • Attività ad alto impatto di stress alla colonna
Abdostrap II™ Fascia post-operatoria h 18, 25 e 32 cm Unisex 	• Trattamento post-operatorio a seguito di interventi addominali • Debolezza addominale temporanea	• Paziente nel post-operatorio • Paziente allettato
MyBabystrap™ Fascia maternità con extra estensore modulare addominale h 22 cm 	• Sostegno lombare e addominale durante il periodo della gravidanza	• Gravidanza

Indicazioni d'uso



Soluzioni efficaci e innovative





DONJOY®

Lombostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Caratteristiche


- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare, 2 stecche addominali flessibili
- Fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Sedentario
- Ripresa dell'attività

Informazioni per l'ordine

Lombostrap			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
21 cm	26 cm		
82-0038-1	82-0037-1	70-89	S
82-0038-2	82-0037-2	90-112	M
82-0038-3	82-0037-3	113-135	L



DONJOY®

Bodystrap 26™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Caratteristiche


- 4 stecche dorsali flessibili per stabilizzare la zona sacrolombare, rivestite in morbido tessuto
- Doppi tiranti bilaterali per regolare il grado di sostegno e compressione
- Tessuto elastico traspirante ad elevata compressione
- Inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore beige

Profilo del paziente:

- Sedentario
- Ripresa dell'attività

Informazioni per l'ordine

Bodystrap 26		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0260-1	56-68	XS
82-0260-2	68-82	S
82-0260-3	82-98	M
82-0260-4	98-116	L
82-0260-5	116-136	XL





DONJOY®

Porostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche addominali
- Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Tessuto traspirante per un comfort ottimale
- Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Basso profilo, leggero
- Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Da sedentario a moderatamente attivo
- Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportiva moderata

Informazioni per l'ordine



Porostrap			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
21 cm	26 cm		
82-0227-1	82-0228-1	56-68	XS
82-0227-2	82-0228-2	68-82	S
82-0227-3	82-0228-3	82-98	M
82-0227-4	82-0228-4	98-116	L
82-0227-5	82-0228-5	116-136	XL

DONJOY®

Powerstrap™

Indicazioni

- Lombalgia acuta e cronica
- Prevenzione del dolore lombare, ripresa dell'attività
- Ernia del disco lombare
- Lombosciatalgia

Caratteristiche

- Design innovativo con pannello posteriore "X-Shell": maggiore durevolezza, migliore resistenza agli urti e facilità di pulizia
- Quattro stecche semi-rigide dorsali per un maggior sostegno dell'area lombare e migliore adattabilità anatomica
- Fodera interna "on-steam": tessuto antimicrobico, antiodore e termoregolatore
- Tiranti bilaterali doppi per regolare la compressione
- Tasca con inserti per le dita per facilitare posizionamento e regolazioni
- Senza lattice
- Altezza anteriore: 16cm / altezza posteriore: 26cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori fisici pesanti, sollevamento di carichi, posture scomode

Informazioni per l'ordine



Powerstrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0239-1	56-68	XS
82-0239-2	68-82	S
82-0239-3	82-98	M
82-0239-4	98-116	L
82-0239-5	116-136	XL



DONJOY®

Actistrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica; lombosciatalgia


Caratteristiche

- 4 stecche dorsali rigide per stabilizzare l'area sacrolombare e correggere la lordosi e 2 stecche addominali flessibili
- Doppi tiranti bilaterali per aumentare il grado di sostegno e compressione
- Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo posturale
- Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori pesanti, tempo libero

Informazioni per l'ordine



Actistrap			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
21 cm	26 cm		
82-0230-1	82-0231-1	56-68	XS
82-0230-2	82-0231-2	68-82	S
82-0230-3	82-0231-3	82-98	M
82-0230-4	82-0231-4	98-116	L
82-0230-5	82-0231-5	116-136	XL

DONJOY®

Airstrap™

Indicazioni

Lombosciatalgia, a seguito di erniazione discale

Caratteristiche

- Nessuna stecca dorsale
- Sostegno posteriore gonfiabile per un'azione isolante, ammortizzante e massaggiante delle celle d'aria
- Pompa manuale rimovibile per gonfiare e sgonfiare le celle d'aria
- Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori pesanti, tempo libero

Informazioni per l'ordine



Airstrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0236-1	56-68	XS
82-0236-2	68-82	S
82-0236-3	82-98	M
82-0236-4	98-116	L
82-0236-5	116-136	XL



DONJOY®

Abdostrap™ II

Indicazioni

Debolezza addominale temporanea (post-parto), utilizzo post-operatorio a seguito di interventi addominali

Caratteristiche

- 2 stecche dorsali flessibili per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche addominali flessibili
- Tessuto compressivo multitensione per un efficace sostegno addominale
- Pannello anteriore rifilabile, si taglia senza sfilacciarsi per accedere a cicatrici chirurgiche, inserire cateteri, etc.
- Contiene una fascia addominale aggiuntiva
- Altezza posteriore: 18 cm, 25 cm e 32 cm
- Privo di lattice
- Unisex, colore bianco

Profilo del paziente:

- Post-operato o allattato

Informazioni per l'ordine



Abdostrap II				
18 cm	25 cm	32 cm	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	68 - 82	S
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	82 - 98	M
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	98 - 116	L
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	116 - 136	XL
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	136 - 156	XXL

DONJOY®

MyBabystrap™

Indicazioni

Dolore e disagio associati alla gravidanza:

- Dolore lombare
- Dolore pelvico
- Dolore sacro iliaco
- Instabilità posturale
- Disagio dovuto allo stiramento e all'espansione dell'addome
- Sostegno per la schiena dopo il parto

Caratteristiche

- Design modulare adattabile ad ogni fase della gravidanza e nel post-parto
- Pelotta lombare regolabile per un sostegno e compressione aggiuntivi nell'area posteriore
- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare
- Sostegno addominale regolabile per una vestibilità anatomica
- Cinghie bilaterali e fibbie scorrevoli per una pratica vestibilità
- Fascia elastica rimovibile per il sostegno al basso ventre
- Tessuto sottile, morbido e traspirante con dettagli femminili eleganti
- Altezza: posteriore 22 cm, anteriore 8 cm
- Privo di lattice

Profilo del paziente:

- Durante il periodo della gravidanza e nel post-parto

Informazioni per l'ordine




MyBabystrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0276	80-150	Universale

Innovazione nel trattamento della colonna

La gamma di corsetti **LumboForce® Donjoy** rappresenta un'intelligente innovazione per migliorare i trattamenti terapeutici e i benefici nel paziente con problemi alla colonna.

Compressione efficace, facilità d'uso, ottimo comfort, **tessuto Energear™ d'ultima generazione**, alta qualità dei materiali, un assortimento di modelli per l'applicazione in differenti trattamenti, vestibilità eccellente, fanno di LumboForce lo stato dell'arte nei corsetti ortopedici.



Stato dell'arte

- Tecnologia tedesca dei macchinari
- Elastico multidirezionale 3D per elevata vestibilità e massimo comfort
- Alta qualità dei filati tecnici

Ottimo supporto

Le stecche dorsali sono centrate rispetto alla linea della colonna

Fibbie scorrevoli brevettate

Migliorano il tensionamento delle fasce laterali per fornire una corretta compressione e facilitare l'applicazione

FRONTE

RETRO

Fasce laterali

Includono la presa per le dita per facilitare l'indosso

Unisex

Il design è studiato per adattarsi alla morfologia del corpo femminile e maschile

Chiusura frontale funzionale

- Sufficientemente rigida per un adeguato contenimento addominale
- Sufficientemente flessibile per essere confortevole nella posizione seduta
- Presa per le dita per facilitare la chiusura

Inserto posteriore in silicone

- Inserto rimovibile realizzato in silicone flessibile per creare massaggio ed effetto propriocettivo

Ottima stabilizzazione

Tutti i modelli montano stecche a livelli differenti di supporto e stabilizzazione in funzione delle necessità:

- **Stecche flessibili** (in acciaio a molla)

oppure

- **Stecche rigide** (in alluminio)

Trattamento Energear™

- Energear™ è un trattamento Hi-Tech che recupera l'energia irradiata dal corpo
- Questo effetto favorisce la circolazione e sostiene il processo di guarigione
- Dona un ottimo effetto di benessere



DONJOY®

LumboForce® 1

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: leggero
- Lombalgia lieve o moderata cronica o acuta
- Spondiloartrosi dovuta a degenerazione cronica dei dischi intervertebrali
- Sindrome della faccetta articolare dovuta a degenerazione
- Osteocondrosi dovuta a degenerazione della cartilagine del disco


Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche flessibili posteriori
- Inserto posteriore rimovibile in silicone
- Altezza anteriore 16 cm - altezza posteriore 23 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 1		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0216-1	65-75	XS
82-0216-2	75-85	S
82-0216-3	85-95	M
82-0216-4	95-105	L
82-0216-5	105-115	XL
82-0216-6	115-125	XXL



DONJOY®

LumboForce® 2


Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: moderato
- Lombalgia da moderata a severa acuta e cronica
- Primo episodio di sciatica
- Primo episodio di sindrome radicolare da irritazione o compressione
- Spondiloartrosi, sindrome della faccetta articolare, osteocondrosi

Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche flessibili posteriori
- Inserto posteriore rimovibile in silicone
- Fasce bilaterale di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 2		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0218-1	65-75	XS
82-0218-2	75-85	S
82-0218-3	85-95	M
82-0218-4	95-105	L
82-0218-5	105-115	XL
82-0218-6	115-125	XXL

DONJOY®

LumboForce® 3

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: moderato con parziale immobilizzazione del ROM
- Lombalgia moderata e severa acuta e cronica
- Moderata sindrome radicolare
- Moderata sciatica

Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono l'adattamento alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 3			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
26 cm	32 cm		
82-0219-1		65-75	XS
82-0219-2		75-85	S
82-0219-3	82-0220-3	85-95	M
82-0219-4	82-0220-4	95-105	L
82-0219-5	82-0220-5	105-115	XL
82-0219-6	82-0220-6	115-125	XXL



DONJOY® LumboForce® 4


Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione del ROM
- Sciatica severa
- Severa sindrome radicolare
- Spondilolistesi
- Deformità lombare severa
- Stenosi spinale
- Esiti di fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

- Modello unisex
- Supporto rigido posteriore rimovibile addizionale
- Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono di adattarsi alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 4			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
26 cm	32 cm		
82-0221-1		65-75	XS
82-0221-2		75-85	S
82-0221-3	82-0222-3	85-95	M
82-0221-4	82-0222-4	95-105	L
82-0221-5	82-0222-5	105-115	XL
82-0221-6	82-0222-6	115-125	XXL

DONJOY® LumboForce® 5

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione del ROM
- Sciatica severa
- Severa sindrome radicolare
- Spondilolistesi
- Deformità lombare severa
- Stenosi spinale
- Fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

- Modello unisex
- Supporto rigido posteriore rimovibile a forma di H (addizionale)
- Protegge la colonna dall'anca al rachide
- Stecche posteriori malleabili e rigide centralmente in alluminio, consentono di adattarsi alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 5			
Codice		Circonferenza vita in	Taglia
26	32		
82-0223-1		65-75	XS
82-0223-2		75-85	S
82-0223-3	82-0224-3	85-95	M
82-0223-4	82-0224-4	95-105	L
82-0223-5	82-0224-5	105-115	XL
82-0223-6	82-0224-6	115-125	XXL



Corsetti Exos Form™ II




Gamma termoformabile di corsetti in 5 versioni per differenti trattamenti del dolore della colonna. L'azione di sostegno e correzione posturale è gestita dal sistema di chiusura BOA, che applica una trazione dinamica in funzione delle necessità terapeutiche.

Exos Form II ha componenti **termomodellabili** che permettono al tecnico ortopedico la massima personalizzazione. Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione a caldo a bassa temperatura per ottenere una perfetta modellabilità.

I pannelli posteriore ed anteriore termoformabili possono essere modificati più volte per seguire l'evoluzione delle necessità terapeutiche e per modifiche in funzione dei tempi di guarigione e recupero funzionale del paziente.

Corsetto molto confortevole, adatto ad ogni utilizzo, facile da indossare anche da persone anziane, di lunga durata e con un'efficacia terapeutica superiore.

Exos Form II è un corsetto modulare sia nell'altezza posteriore (18- 24 cm) che nella circonferenza alla vita. Con solo 2 tagli si può adattare a ogni morfologia del tronco sia per la donna che per l'uomo.



La figura del tecnico ortopedico, ha un ruolo essenziale per la scelta e l'adattamento del corsetto al paziente.

Il sistema di chiusura BOA con puleggia permette di gestire in modo indipendente la trazione e la tenuta della compressione da esercitare, sia nella parte superiore che in quella inferiore del corsetto, per meglio adattarsi alla morfologia del corpo e per fornire il giusto grado di sostegno.

Il sistema BOA gestisce anche l'effetto dinamico del corsetto per consentire il movimento in sicurezza, cosa necessaria per risolvere molte patologie della colonna.

Il corsetto Exos Form II è un prodotto clinicamente comprovato per l'efficacia terapeutica.



Per informazioni sul forno Exos vedere pagina 81

INDICAZIONI	SACRO	L1 - L5	L1 - L5	T9 - S1	T9 - S1
	621	626	627	631	637
Dolore sacro-iliaco	•				
Dolore acuto e cronico		•	•	•	•
Lombalgia acuta e cronica		•	•	•	•
Discopatia		•	•	•	•
Osteoporosi		•	•	•	•
Ernia del disco		•	•	•	•
Post-operatorio		•	•	•	•
Post-operatorio discectomia		•	•	•	•
Spondilolistesi			•	•	•
Fusione spinale				•	•
Fratture da compressione				•	•



Exos Form™ II 621


Indicazioni

- Dolore basso alla colonna con interessamento S1
- Dolore sacro-iliaco
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante le attività sportive a rischio per la colonna

Caratteristiche

- Modello ultra basso con sistema di chiusura BOA
- Particolarmente adatto per attività lavorative o sportive per evitare eccessivi carichi da sforzo sulla parte bassa della colonna.
- Design a basso profilo, ultra leggero, minimo ingombro, facilità d'indosso.

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 621		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300621-40	< 89	S/M
3000621-60	91 - 140	L/XL

Accessori opzionali
Vedere tabella pag. 37



Exos Form™ II 626

Indicazioni

- Dolore basso alla colonna da L1 a L5
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Nel post-operatorio
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante le attività sportive rischiose per la colonna

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello per la lordosi termoformabile

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 626		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300626-40	63 - 125	S/M
3000626-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali
Vedere tabella pag. 37



Exos Form™ II 627


Indicazioni

- Dolore basso alla colonna da L1 a L5
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Nel post-operatorio
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante l'attività sportiva a rischio per la colonna

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Doppio pannello termoformabile per la lordosi

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 627		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300627-40	63 -125	S/M
3000627-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali
Vedere tabella pag. 37



Exos Form™ II 631


Indicazioni

- Dolore alla colonna da T9 a S1
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Stenosi spinale
- Fusione spinale
- Nel post-operatorio

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello anteriore e posteriore termoformabili

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 631		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300631-40	63 -125	S/M
3000631-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali
Vedere tabella pag. 37



EXOS Form™ II 637




Indicazioni

- Dolore alla colonna da T 9 a S 1
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Stenosi spinale
- Fusione spinale
- Nel post-operatorio

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello anteriore e posteriore termoformabili



Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 637		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300637-40	63 - 125	S/M
300637-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 37



Accessori per EXOS Form™ II



CODICE	DESCRIZIONE	621	626	627	631	637
900-JITT	SET PELOTTE DI SPINTA LATERALI	•				
900-AP-40	PANNELLO ANTERIORE TERMOFORMABILE S/M			•	•	•
900-AP-60	PANNELLO ANTERIORE TERMOFORMABILE L/XL			•	•	•
900-631-40	ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE S/M				•	•
900-631-60	ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE L/XL				•	•
900-637-40	ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE S/M					•
900-637-60	ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE L/XL					•
900-1-INSERT-40	INSERTO PER LORDOSI TERMOFORMABILE RICAMBIO S/M		•	•		
900-1-INSERT-60	INSERTO PER LORDOSI TERMOFORMABILE RICAMBIO L/XL		•	•		
900-1-BWING-40	INSERTO PROLUNGA CHIUSURA ANTERIORE DA 152 A 178 CM CIRCONFERENZA S/M		•	•	•	•
900-1-BWING-60	INSERTO PROLUNGA CHIUSURA ANTERIORE DA 152 A 178 CM CIRCONFERENZA L/XL		•	•	•	•
900-1-WINGS-40	INSERTO ESTENSIONE PROLUNGA LATERALE S/M		•	•	•	•
900-1-WINGS-60	INSERTO ESTENSIONE PROLUNGA LATERALE L/XL		•	•	•	•
900-ANTPAD-40	PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO ANTERIORE S/M			•	•	•
900-ANTPAD-60	PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO ANTERIORE L/XL			•	•	•
900-POSTPAD-40	PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO POSTERIORE S/M				•	•
900-POSTPAD-60	PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO POSTERIORE L/XL				•	•
900-HOTCOLD-40	INSERTO PER TERAPIA CALDO/FREDDO S/M				•	•
900-HOTCOLD-60	INSERTO PER TERAPIA CALDO/FREDDO L/XL				•	•

Busto TLSO II

Busto lombosacrale toracico per il dolore acuto posturale

Il busto TLSO II riduce il movimento della colonna causa di pressioni che agiscono come vettori scatenanti del dolore sulle strutture neurali. La riduzione del movimento determinata da TLSO II svolge un benefico ed efficace effetto di riduzione del dolore.

Il busto semi-rigido dinamico TLSO II riduce il movimento e i vettori di carico, che sono causa di dolore acuto alla colonna da T2/T3 a S1.

La compressione all'addome favorisce la diminuzione del carico, perchè apre gli spazi intervertebrali che comprimono i nervi.

TLSO II è composto da due parti:

Parte superiore

Parte superiore del busto con spallacci e barra di stabilizzazione sternale regolabile in altezza per l'immobilizzazione a livello toracico.



Parte inferiore

Preso al bacino semi-rigido con pannello anteriore rinforzato e posteriore alto anatomico, per fornire compressione ed elevata stabilizzazione.

Il sistema di chiusura del busto monta il meccanismo BOA, che agisce sulla puleggia posteriore per ottenere la trazione dinamica alla colonna.





Indicazioni


- Dolore acuto lombo-toracico
- Fratture da compressione all'area toracica
- Osteoporosi
- Cifosi
- Pre e post-chirurgia vertebrale

Caratteristiche

- Materiali di alta qualità, imbottiture di protezione per aumentare il comfort durante l'uso
- Barra sternale in alluminio malleabile e regolabile in altezza per l'estensione e la limitazione dei movimenti nella parte alta della colonna
- Leggero, consente di ottenere un'efficace trazione dinamica che accelera la ripresa funzionale del paziente
- Chiusura dinamica BOA con sistema di trazione variabile nella resistenza tramite puleggia posteriore
- Design anatomico e funzionale al trattamento da eseguire sul paziente



Informazioni per l'ordine



TLSO II				
Codice	Descrizione	Taglia	Circonferenza Vita	Altezza Posteriore
11-1585-2	TSLO	S	76-89 cm	43 cm
11-1585-3	TSLO	M	89-101,5 cm	43 cm
11-1585-4	TSLO	L	101,5-114 cm	48 cm
11-1585-5	TSLO	XL	114-127 cm	48 cm
11-1585-6	TSLO	XXL	127-140 cm	48 cm
25-1585-2	Fascia ricambio	S	-	-
25-1585-3	Fascia ricambio	M,L,XL,XXL	-	-

AIRCAST®

 **chattanooga®**


DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Spalla Braccio Gomito



Spalla braccio gomito



Tutori clavicola

	Cromax
Frattura di clavicola	•
Lussazione dell'acromion	•



Ortesi spalla

	Quick-Fit®	UltraSling® Quadrant	UltraSling®	UltraSling® III	UltraSling® PRO UltraSling® IV	UltraSling® PRO ER UltraSling® IV ER	UltraSling® PRO AB UltraSling® IV AB	PSA-2
Fratture e lussazioni di spalla	•	•	•	•	•		•	•
Cuffia dei rotatori	•	•	•	•	•	•	•	•
Post-operatorio	•	•	•	•	•	•	•	•
Rotazione Esterna 15°/30°		•				•		



Tutori per arto superiore

	Immo™	Immoscap™ II	Blue Vogue	Reggibraccio pediatrico Bear
Lussazione della testa dell'omero	•	•	•	•
Lussazione acromioclavicolare		•		
Lesione del gomito e dell'avambraccio			•	•
Tendinite della cuffia dei rotatori	•	•		
Frattura della clavicola	•	•		
Frattura della testa dell'omero		•		
Uso post-operatorio	•	•	•	•



Tutori per gomito

	X-Act ROM Gomito	Condilax	Armband	Epiforce
Traumi e lesioni al gomito e avambraccio	•			
Frattura del gomito	•			
Post-op del gomito	•			
Epicondilita		•	•	•
Epitrocleite		•	•	•



DONJOY®



Cromax™ Immobilizzatore per clavicola

Indicazioni

- Fratture di clavicola con o senza dislocazione e per soggetti nei quali sia necessario correggere la postura delle spalle

Caratteristiche

- Doppia fascia ad anelli con prolunga di stabilizzazione posteriore
- Realizzato in tessuto rinforzato con imbottiture per migliorare il comfort, materiali anallergici
- Fibbie a scorrimento per regolare la trazione da esercitare
- Chiusura a strappo
- Disponibile in 5 taglie: da pediatrico ad adulto



Informazioni per l'ordine

Cromax		
Codice	Distanza da scapola a scapola in cm	Taglia
H-CR120	< 24	XS
H-CR124	25 - 30	S
H-CR121	31 - 40	M
H-CR122	41 - 49	L
H-CR123	> 50	XL



PROCARE®

Blue Vogue Reggibraccio

Indicazioni

- Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche

- Realizzato in poliestere e cotone, chiusura a strappo
- Comoda fascia larga e imbottita, sostegno interno per il pollice

Informazioni per l'ordine

Reggibraccio Blue Vogue		
Codice	Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza)	Taglia
79-84153	18 x 33	S
79-84155	20 x 38	M
79-84157	23 x 46	L
79-84158	25 x 51	XL



PROCARE®

Bear Reggibraccio pediatrico



Indicazioni

- Sostegno post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche

- Realizzato in poliestere e rivestito internamente in cotone
- Fascia ergonomica alla spalla con clip di chiusura rapida

Informazioni per l'ordine

Reggibraccio Bear		
Codice	Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza)	Taglia
79-99132	11 x 25	XS
79-99133	16 x 31	S



DONJOY®

Immo™ Immobilizzatore braccio e spalla



Indicazioni

- Immobilizzazione braccio-spalla post-trauma e post-operatoria
- Neurologia: paralisi, emiplegia

Caratteristiche

- Supporto in Terrycloth™ con chiusura a strappo
- Design ergonomico per la migliore distribuzione del peso e per la corretta postura del paziente
- Versione ambidestra, disponibile in 6 taglie (dalla pediatrica alla XL)

Informazioni per l'ordine

Immo™		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
225-P	< 23	PED
225-01	23 - 25	XS
225-02	26 - 29	S
225-03	30 - 32	M (Circonferenza del torace < 135)
225-04	33 - 34	L (Circonferenza del torace > 135)
225-05	35 - 37	XL



DONJOY®

Immoscap™ II Immobilizzatore spalla e braccio

Indicazioni


- Immobilizzazione post-op e post-trauma dell'arto superiore
- Frattura stabilizzata della testa dell'omero
- Lussazione e sublussazione di spalla, dislocazione
- Lesioni della cuffia dei rotatori e delle parti molli, lesione del labbro glenoideo superiore (SLAP lesion), tendiniti, borsiti
- Spalla congelata (frozen shoulder)

Caratteristiche

- Design anatomico per assicurare un'elevata immobilizzazione
- Contenzione della spalla (testa omerale e clavicola), del braccio e dell'avambraccio
- Materiale traspirante, leggero e fresco, tessuto durevole
- Chiusure a strappo al torace e al braccio
- Fascia al gomito per contenzione e protezione
- Reversibile per l'uso sull'arto destro oppure sinistro
- 6 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Immoscap™ II		
Codice	Circonferenza torace in cm	Taglia
82-0018-1	< 90	XS
82-0018-2	91 - 100	S
82-0018-3	101 - 110	M
82-0018-4	111 - 120	L
82-0018-5	121 - 130	XL
82-0018-6	> 130	XXL





DONJOY®

UltraSling® PRO

Abduzione a 15°

NOVITÀ

Disponibile anche nelle versioni:

UltraSling®
PRO ER
Rotazione esterna
a 15° o 30°

UltraSling®
PRO AB
Abduzione
a 45° o 60°



Innovativo sistema Shoulder Ring che aiuta a distribuire il carico in modo uniforme e ridurre la pressione sul collo

Indicazioni

- Riparazione della cuffia dei rotatori
- Lesione di Bankart
- Dislocazione capsulare
- Dislocazione/sublussazione gleno-omeroale
- Riparazione dei tessuti molli

Caratteristiche

- Innovativo design Shoulder Ring che aiuta a distribuire il carico in modo uniforme e ridurre la pressione sul collo
- Profilo del cuscino sagomato appositamente per evitare la compressione sul nervo ulnare e aumentare il comfort
- Realizzato con innovativo tessuto ad elevata traspirazione
- Ambidestro e a misura universale
- 4 versioni del cuscino, per diversi protocolli di immobilizzazione

Informazioni per l'ordine

UltraSling® PRO		
Codice	Versione	Taglia
11-0447-9	UltraSling® PRO - Abduzione a 15°	Universale
11-0471-9	UltraSling® PRO ER 15° - Rotazione esterna a 15°	Universale
11-0472-9	UltraSling® PRO ER 30° - Rotazione esterna a 30°	Universale
11-0473-9	UltraSling® PRO AB - Abduzione a 45°/60°	Universale

AIRCAST

Quick-Fit®

Abduzione a 15°

Indicazioni

- Fratture stabilizzate della spalla e del braccio, a seguito di riduzione per dislocazione della spalla, riparazione della cuffia dei rotatori, lesioni ai tessuti molli, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

- Cuscino per la spalla a 15° di abduzione realizzato in materiali confortevoli per il paziente, doppia fascia di ancoraggio alla spalla e al tronco, ampia fascia reggibraccio, tessuto di rivestimento traspirante e anti sudore
- Misura universale, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Cuscino per la spalla Quick-Fit® 15°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
o6AB	26,5 - 43	Unica

DONJOY®

UltraSling® Quadrant

Immobilizzazione variabile

Indicazioni

- Immobilizzazione post-operatoria a 15° o a gradi superiori
- Immobilizzazione per impianto di protesi di spalla, post-frattura, riparazione della cuffia dei rotatori, riparazione di Bankart
- Immobilizzazione per frattura prossimale di omero, gomito e avambraccio, riparazione del bicipite, dislocazione di spalla, riparazione ai legamenti o tendini del gomito, lesioni del labbro glenoideo superiore, decompressione subacromiale

Caratteristiche

- UltraSling Quadrant, tecnologia brevettata, consente l'immobilizzazione variabile dei gradi in: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna
- Con UltraSling Quadrant si applicano i protocolli ProTherapy, che consentono l'utilizzo del sistema a domicilio, selezionando e modulando la posizione dell'arto combinata con esercizi di fisioterapia svolti dal paziente
- Versatilità dei movimenti di: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna
- Regolabile a 15° e oltre secondo indicazione medica
- Tessuto TempGuard traspirante, antimicrobico, di lunga durata
- Design anatomico, struttura leggera e resistente
- Elevato comfort e facile applicazione
- Fascia per la spalla, inclusa nella confezione. Il tutore può essere utilizzato anche senza questo accessorio
- Accessorio opzionale, non incluso nella confezione: fascia alla vita estensione per circonferenze importanti
- Misura universale, versione destra oppure sinistra

Informazioni per l'ordine

UltraSling® Quadrant			
Codice	Lato	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0210	Destro	61 - 114	Universale
11-0211	Sinistro	61 - 114	Universale
25-0212 (accessorio opzionale)	Fascia per estensione circonferenza vita	114 - 152	Universale



DONJOY®

UltraSling® Abduzione a 10°

Indicazioni


- Riparazione della cuffia dei rotatori, sublussazione, dislocazione, riparazione dei tessuti molli a seguito di un trauma, spostamenti capsulari, lesione di Bankart, dislocazione e sublussazione gleno-omeroale

Caratteristiche

- Versione a 10° di abduzione
- Ampia fascia reggibraccio
- Tessuto leggero e fresco
- 3 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

UltraSling® 10°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0138-2	< 31,5	S
11-0138-3	31,5 - 39,5	M
11-0138-4	> 39,5	L



DONJOY®

UltraSling® III Abduzione a 15°

Indicazioni

- Riparazione della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, dislocazione/sublussazione gleno-omeroale, riparazione dei tessuti molli

Caratteristiche

- Versione a 15° gradi di abduzione
- Realizzato con materiali di alta qualità e con accorgimenti tecnici per migliorare l'uso anche per lunghi periodi
- Fasce di sospensione con clip di chiusura,
- Fascia DE-ROT Strap che impedisce la rotazione del cuscino attorno al tronco (vedi foto)
- 4 misure, ambidestro



Informazioni per l'ordine



UltraSling® III 15°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0449-2	< 28	S
11-0449-3	28 - 33	M
11-0449-4	33 - 38	L
11-0449-5	> 38	XL



DONJOY®

UltraSling® IV

Abduzione a 15°



Indicazioni

- Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, sublussazioni gleno-omerali, riparazione dei tessuti molli, uso post-trauma

Caratteristiche

- Versione a 15° in abduzione con tre fasce di fissaggio e sostegno spalla-tronco per distribuire uniformemente il peso e diminuire la pressione esercitata sul collo
- Le fasce sono regolabili e imbottite per garantire il massimo comfort
- Il tessuto di rivestimento del cuscino è in materiale a elevata traspirazione ed elimina l'eccesso di sudorazione
- Il rinnovato design anatomico del cuscino e del reggibraccio evitano di esercitare pressioni sul nervo ulnare
- Il nuovo sistema a tre fasce di fissaggio spalla/tronco facilita l'indosso del cuscino
- Disponibile in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine


UltraSling® IV 15°		
Codice	Misura braccio in cm	Taglia
11-0445-2	< 28	S
11-0445-3	28 - 33	M
11-0445-4	33 - 38	L
11-0445-5	> 38	XL



DONJOY®

UltraSling® IV ER

Rotazione esterna a 15° e 30°



Indicazioni

- Cuscino spalla - braccio con posizione in Rotazione Esterna a 15° oppure a 30° per l'uso nel post-operatorio artroscopico, lesione di Bankart, dislocazioni e sublussazione gleno-omeroale, spostamenti capsulari, decontrattura e manipolazione nella capsulite adesiva

Caratteristiche

- Medesime caratteristiche della versione a 15°, UltraSling® IV ER è concepito per i protocolli post-operatori che s'indirizzano verso l'immobilizzazione della spalla in posizione con rotazione esterna
- Il design del cuscino di supporto e del reggibraccio ha una nuova configurazione per aumentare il comfort del paziente, evitando la compressione sul nervo ulnare
- Disponibile a 15° oppure 30°, in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine



UltraSling IV® ER 15°		
Codice	Misura braccio in cm	Taglia
11-1304-2	< 28	S
11-1304-3	28 - 33	M
11-1304-4	33 - 38	L
11-1304-5	> 38	XL

UltraSling® IV ER 30°		
11-1305-2	< 28	S
11-1305-3	28 - 33	M
11-1305-4	33 - 38	L
11-1305-5	> 38	XL





DONJOY®

UltraSling® IV A/B

Abduzione a 45° - 60°

Indicazioni

- Immobilizzazione della cuffia dei rotatori, lesione di Bankart, spostamenti capsulari, dislocazione/sublussazione glenomerale, riparazione dei tessuti molli.

Caratteristiche

- Sistema di tre fasce di fissaggio per distribuire i carichi e alleviare la pressione sul collo
- Design anatomico del cuscino per una confortevole abduzione a 45°
- Taglia facilmente identificabile dal colore della palla anti-stress
- Fibbie ad aggancio e sgancio rapido
- Disponibile in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine

UltraSling® IV A/B 45°- 60°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0439-2	< 28	S
11-0439-3	28 - 33	M
11-0439-4	33 - 38	L
11-0439-5	> 38	XL

DONJOY®

PSA-2

Abduzione a 30°

Indicazioni

- Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, sublussazione gleno-omeroale, riparazione dei tessuti molli, nel post trauma e post-operatorio

Caratteristiche

- Cuscino per la spalla a 30° in abduzione. La conformazione del cuscino è anatomica per fornire un elevato comfort durante l'uso, doppia fascia di sostegno e ancoraggio al tronco con clip per chiusura rapida e per un semplice indosso del presidio. Il tessuto di rivestimento è confortevole, elimina l'eccesso di sudorazione, non crea punti d'irritazione da eccessivo contatto
- Disponibile in versione sinistra oppure destra, in due lunghezze

Informazioni per l'ordine

Cuscino per la spalla PSA-2 30°			
Codice	Lato	Lunghezza braccio in cm	Taglia
OX0390-2L	Sinistro	> 25	Standard
OX0390-2R	Destro	> 25	Standard
OX0391-2L	Sinistro	< 25	Small
OX0391-2R	Destro	< 25	Small

DONJOY®

X-Act ROM

Tutore per gomito



Indicazioni

- Fratture stabilizzate
- Riparazione al bicipite
- Lesioni dei tessuti molli
- Post-artroscopia e post-trauma

Caratteristiche

- Snodo con sistema per il controllo del ROM articolare con incremento di 10°
- Estensione da -10° a 90°. Flessione da -10° a 120°. Blocco intermedio fisso a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione
- Barre telescopiche Tele-Fit
- Prese al braccio malleabili per la corretta misura
- Kit per controllo supinazione e pronazione del polso (opzionale)
- Versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine

Tutore per Gomito X-Act ROM		
Codice	Lato	Taglia
11-g121	Destro	Universale
11-g122	Sinistro	Universale

Accessori opzionali		
25-6756	Kit pronazione/supinazione destro	Universale
25-6759	Kit pronazione/supinazione sinistro	Universale



DONJOY®

CondiLax™

Gomitiera elastica con cuscinetti epicondilari

NOVITÀ

Indicazioni


- Epicondilita mediale (gomito del tennista) o laterale (gomito del golfista)
- Sostegno e compressione a seguito di infortuni e lieve artrosi di gomito
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Prevenzione di nuove lesioni
- Strappi o distorsioni al gomito
- Tendinopatie

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Cinturini rimovibili per regolare il grado di stabilizzazione e compressione
- Cuscinetti epicondilari morbidi di sostegno per ridurre la pressione e l'infiammazione del gomito
- Ambidestro, in 6 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine



CondiLax™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
82-0720-1	18 - 20	XS
82-0720-2	21 - 24	S
82-0720-3	25 - 28	M
82-0720-4	29 - 31	L
82-0720-5	32 - 35	XL
82-0720-6	36 - 39	XXL





DONJOY®

Epiforce™

Gomitiera elastica

Indicazioni

- Infiammazione cronica, uso post-trauma e post-operatorio
- Gomito del tennista (epicondilita)
- Gomito del golfista (epitrocitea)
- Osteoartrosi lieve e moderata, artrite reumatoide, borsite

Caratteristiche

- Inserti integrati nel tutore realizzati in silicone per diminuire la pressione sui muscoli del gomito
- Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
- Design anatomico e maglia multidirezionale per la corretta compressione e alto comfort
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- 6 taglie
- Ambidestra
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine

Epiforce™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
82-0253-1	19 - 22	XS
82-0253-2	22 - 25	S
82-0253-3	25 - 28	M
82-0253-4	28 - 31	L
82-0253-5	31 - 34	XL
82-0253-6	34 - 37	XXL



AIRCAST®

Armband™

Bracciale pneumatico per epicondilita

Indicazioni

- Epicondilita (gomito del tennista)
- Epitrocitea (gomito del golfista)


Caratteristiche

- Utilizzando un cuscinetto ad aria, si concentra la compressione sul muscolo estensore anziché intorno a tutto il braccio, fornendo una compressione mirata senza costrizione
- Fascia con chiusura a strappo
- Misura universale, ambidestro



Informazioni per l'ordine

Bracciale pneumatico per epicondilita Armband™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
81-05AB	Min 20 - max 36	Universale



AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Polso Mano



Tutori Polso Mano Classici

Tutori per polso senza pollice



Tutore per tunnel carpale

	DuoForm	Respiform™	CarpaForm	ManuLax™	Manuforce	Tutore lungo con rinforzo steccato
Infiammazione cronica				•	•	
Distorsione del polso	•	•		•	•	•
Uso post-op e post-trauma	•	•				•
Osteoartrosi lieve e moderata	•	•		•	•	•
Attività sportive				•	•	
Tendinite, tenosinovite			•			
Sindrome del tunnel carpale			•			

Tutori per polso con pollice



	DuoForm+™	Respiform+™
Distorsione metacarpo-falangea del pollice	•	•
Sindrome di de Quervain	•	•
Rizoartrosi		•
Uso post-operatorio e post trauma	•	•
Sindrome del tunnel carpale		
Instabilità legamentosa	•	•
Tendinite, tenosinovite, dolori reumatici		•

Tutori per pollice



Tutore per rizoartrosi

	ErgoForm	RhizoForm	Thumb-O-Prene
Distorsione metacarpo-falangea del pollice	•		•
Rizoartrosi	•	•	•
Artrosi metacarpo-falangea	•		•

Stecche per dita



	DigiForm	Splint tipo "Staxx"
Lesioni minori delle falangi e del dito	•	•

Tutore per polso e dita



	DigiForm+	PolyForm
Distorsioni alle dita, sublussazioni e fratture (3 o più dita)	•	•
Immobilizzazione pre- e post- intervento chirurgico al polso	•	•
Immobilizzazione del pollice		•



Linea **XForm**

DONJOY®

La nuova famiglia di tutori funzionali per polso e mano

Protezione duratura

L'uso di materiali altamente traspiranti e delicati sulla pelle migliora il comfort nell'uso quotidiano

Design modulare

I componenti rimovibili e regolabili consentono ai tutori di adattarsi durante tutto il processo di guarigione

Leggerezza

Grazie ai materiali utilizzati, tutti i tutori sono estremamente leggeri e confortevoli

Supporto personalizzato

Design aderente e regolabile che non compromette la funzionalità del tutore

Facile da indossare

Il sistema "Stop Strap" di DonJoy consente una veloce applicazione con una sola mano

Latex Free




Materiali innovativi utilizzati:



Ozone™

- Maglia reticolare 3D a nido d'ape, con fodera morbida
- Tessuto innovativo, favorisce la traspirazione e aumenta il comfort



Flexy™

- Materiale 3D altamente traspirante con copertura esterna in velluto



onSteam™

- Fodera in microfibra e rivestimento termoregolatore per la dispersione umidità
- Antibatterico, ipoallergenico, anti-odore e lavabile per garantire un'igiene costante
- Modellabile insieme alla struttura esoscheletrica per una vestibilità ottimale

Nota: i materiali sopraindicati non sono utilizzati su ogni prodotto



Scopri la gamma



DuoForm



RespiForm

POLSO



CarpaForm

**POLSO
(tunnel carpale)**



DuoForm+

POLSO e POLLICE



RespiForm+



ErgoForm

POLLICE



RhizoForm



DigiForm

**DITA
(massimo 2 dita)**



DigiForm+

**POLSO e DITA
(3 o 4 dita)**



PolyForm

**POLSO DITA
e POLLICE**



DONJOY®

DuoForm™ Tutore Lungo polso



Indicazioni

- Trattamento post-trauma del polso
- Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso
- Distorsioni e lesioni al polso
- Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche

- Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
- Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
- Stecca dorsale riposizionabile per il controllo della mobilità
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 25 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore DuoForm™		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96130	11-14	XS (PED)
82-96132	14-16	S
82-96133	16-19	M
82-96134	19-21	L
82-96135	21-24	XL

DONJOY®

DuoForm+™ Tutore Lungo polso-pollice



Indicazioni

- Trattamento post-trauma del polso e del pollice
- Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso e al pollice
- Distorsioni e lesioni al polso e al pollice
- Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche

- Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
- Stecca per pollice in alluminio, semi-rigida e rimovibile, per permettere reversibilità destra/sinistra del tutore
- Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
- Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
- Stecca dorsale riposizionabile per il controllo della mobilità
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 25 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore DuoForm+™		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96140	11-14	XS (PED)
82-96142	14-16	S
82-96143	16-19	M
82-96144	19-21	L
82-96145	21-24	XL



Tessuto Ozone:
comfort e traspirabilità



DONJOY®

RespiForm™ Tutore Corto polso



Indicazioni

- Trattamento post-trauma del polso
- Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso
- Distorsioni e lesioni al polso
- Dopo rimozione del gesso
- Artrosi di polso

Caratteristiche

- Inserti in tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
- Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
- Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
- Due stecche dorsali in alluminio, una semi-rigida lato pollice, una a spirale lato stiloide
- Assenza di lattice
- Versione dedicata destra o sinistra
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 23 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore RespiForm™			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-96160	82-96150	11-14	XS (PED)
82-96162	82-96152	14-16	S
82-96163	82-96153	16-19	M
82-96164	82-96154	19-21	L
82-96165	82-96155	21-24	XL

DONJOY®

RespiForm+™ Tutore Corto polso-pollice



Indicazioni

- Sindrome di de Quervain
- Trattamento post-trauma del polso e del pollice
- Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso e al pollice
- Distorsioni e lesioni al polso e al pollice
- Tendinopatie
- Rizoartrosi
- Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche

- Inserti in tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
- Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
- Stecca per pollice in alluminio modellabile
- Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
- Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
- Due stecche dorsali in alluminio a spirale
- Assenza di lattice
- Versione dedicata destra o sinistra
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 23 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore RespiForm+™			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-96180	82-96170	11-14	XS (PED)
82-96182	82-96172	14-16	S
82-96183	82-96173	16-19	M
82-96184	82-96174	19-21	L
82-96185	82-96175	21-24	XL



DONJOY®

CarpaForm™

Tutore per tunnel carpale

Indicazioni

- Sindrome del tunnel carpale
- Tendinopatie/Tenosinoviti

Caratteristiche

- Struttura esoscheletrica modellabile per vestibilità e allineamento ottimali
- Design del tutore ideato per permettere decompressione del tunnel carpale
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile con 3 cinturini per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
- Interno in morbido tessuto Jersey
- Assenza di lattice
- Versione dedicata destra o sinistra
- 3 misure
- Lunghezza tutore: 22 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore per tunnel carpale CarpaForm™

Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-96232	82-96222	13-16,5	S
82-96233	82-96223	16,5-19,5	M
82-96234	82-96224	19,5-25	L

NOVITÀ



DONJOY®

DigiForm+™

Tutore per polso e dita



Indicazioni

- Distorsioni alle dita, sublussazioni e fratture (3 o più dita)
- Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso

Caratteristiche

- Placca per appoggio dita modificabile per 3 o 4 dita, regolabile in altezza
- Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
- Doppia copertura protettiva (per 3 o 4 dita) della stecca per una migliore igiene
- Stecca dorsale riposizionabile per un maggior comfort e per il controllo della mobilità
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 24 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore per polso e dita DigiForm+		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96210	11-14	XS
82-96212	14-16	S
82-96213	16-19	M
82-96214	19-21	L
82-96215	21-24	XL

DONJOY®

PolyForm™

Tutore per polso, dita e pollice



Indicazioni

- Immobilizzazione completa di polso, pollice e dita
- Gestione del dolore associato ad artrite reumatoide

Caratteristiche

- Immobilizzatore rigido di pollice anatomico e confortevole
- Facile da indossare grazie ai cinque cinturini regolabili con sistema "Stop Strap"
- Cinturini rimovibili per il sostegno di pollice e dita
- Asta dorsale in alluminio riposizionabile
- Asta palmare modellabile e rimovibile per una regolazione ottimale
- Leggero (180 g), design a basso profilo
- Materiale morbido, traspirante e privo di lattice
- Componenti modulari smontabili per facilità di lavaggio
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 5 misure
- Lunghezza tutore: 24 cm (taglia M)

Informazioni per l'ordine



Tutore per polso, dita e pollice PolyForm		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96300	11-14	XS
82-96302	14-16	S
82-96303	16-19	M
82-96304	19-21	L
82-96305	21-24	XL

DONJOY®

ErgoForm™

Tutore per pollice



Indicazioni

- Immobilizzazione delle articolazioni del pollice: CMC (Carpo-Metacarpale), TMC (Trapezio-Metacarpale) e/o MCF (Metacarpo-Falangea)
- Distorsioni, sublussazioni, dislocazioni del pollice
- Rizoartrosi


Caratteristiche

- Tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
- Interno in morbido tessuto Jersey
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile al polso per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso
- Stecca per pollice in alluminio semi-rigida e modellabile
- Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 2 misure



Informazioni per l'ordine

Tutore per pollice ErgoForm™		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96190	12-16	0 (PED)
82-96191	14-18	1
82-96192	18-22	2



Tessuto Ozone: comfort e traspirabilità

DONJOY®

RhizoForm™

Tutore per rizoartrosi



Indicazioni

- Rizoartrosi

Caratteristiche

- Struttura esoscheletrica ergonomica con anima in alluminio, completamente modellabile e adattabile al paziente
- Copertura interna On-Steam®, materiale antibatterico, ipoallergenico, antiodore e termoregolatore
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile al polso per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso
- Struttura ultraleggera (peso 23 grammi)
- Libertà di movimento del polso
- Assenza di lattice
- Versione dedicata destra o sinistra
- 2 misure

Informazioni per l'ordine

Tutore per rizoartrosi RhizoForm™			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-96292	82-96242	13,5-16,5	S/M
82-96293	82-96243	16,5-20	L/XL



onSteam™

- Fodera in microfibra e rivestimento termoregolatore per la dispersione umidità
- Antibatterico, ipoallergenico, anti-odore e lavabile per garantire un'igiene costante
- Modellabile insieme alla struttura esoscheletrica per una vestibilità ottimale



DONJOY®

DigiForm™

Stecca per dita



Indicazioni


- Ideale per l'immobilizzazione di 1 o 2 dita a seguito di distorsioni, sovraffaticamenti, fratture o slogature
- Immobilizzazione pre e post operatoria

Caratteristiche

- Stecca modellabile per sostenere le dita al grado desiderato, rimovibile e riposizionabile
- Copertura anti-shock a livello dell'ultima falange
- Facilità di posizionamento con una sola mano
- Sistema di fissaggio regolabile al polso per una immobilizzazione ottimale
- Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso
- Copertura in morbido vellutino
- Stecca in alluminio sagomabile per adattarsi al bisogno del paziente
- Assenza di lattice
- Ambidestro
- 3 misure
- Lunghezza tutore: 19 cm (XS), 23 cm (S/M) e 27 cm (L/XL)



Informazioni per l'ordine



Stecca per dita DigiForm		
Codice	Lunghezza dalla base del polso alla terza falange in cm	Taglia
82-96200	11-15	XS
82-96202	15-19	S/M
82-96203	19-23	L/XL

NOVITÀ

DONJOY®

ManuLax™

Polsiera elastica

Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di infortuni e lieve artrosi di polso
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Prevenzione di nuove lesioni
- Lievi distorsioni del polso
- Tendinite del polso e tenosinovite lieve
- Instabilità del polso
- Sindrome del tunnel carpale

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Stecca rigida di stabilizzazione, rimovibile dopo la fase acuta
- Cinturini rimovibili per regolare il grado di compressione
- Cuscinetto morbido di sostegno per ridurre la pressione e l'infiammazione dello stiloide ulnare
- Versione per mano destra o sinistra, in 6 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Polsiera elastica ManuLax™			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-0718-1	82-0719-1	13 - 14,5	XS
82-0718-2	82-0719-2	14,5 - 16	S
82-0718-3	82-0719-3	16 - 17,5	M
82-0718-4	82-0719-4	17,5 - 19	L
82-0718-5	82-0719-5	19 - 20,5	XL
82-0718-6	82-0719-6	20,5 - 22	XXL



DONJOY®

Manuforce™

Polsiera elastica

Indicazioni

- Infiammazione cronica, nel post-operatorio e post-trauma del polso o dei tessuti molli
- Distorsione del polso, tendinite, tenosinovite, sindrome del tunnel carpale
- Osteoartrosi lieve e moderata, dolori reumatici al polso
- Utilizzo post-gesso

Caratteristiche

- Supporto palmare malleabile per la corretta stabilizzazione articolare
- Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
- Design anatomico con lavorazione del tessuto multidirezionale per una corretta compressione e per aumentare il comfort
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- Versione per mano destra oppure sinistra
- 6 taglie
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine

Polsiera elastica Manuforce™			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Destro	Sinistro		
82-0254-1	82-0255-1	13 - 14,5	XS
82-0254-2	82-0255-2	14,5 - 16	S
82-0254-3	82-0255-3	16 - 17,5	M
82-0254-4	82-0255-4	17,5 - 19	L
82-0254-5	82-0255-5	19 - 20,5	XL
82-0254-6	82-0255-6	20,5 - 22	XXL





DONJOY®

Thumb-O-Prene™

Immobilizzatore per pollice

Indicazioni

- Rizoartrosi
- Lussazione del pollice, post-trauma
- Iperestensione, artrosi metacarpo-falangea

Caratteristiche

- Realizzato in neoprene con stecca di sostegno malleabile al pollice
- Fascia elastica per la trazione in abduzione/adduzione
- Disponibile in due taglie, ambidestre

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore per pollice Thumb-O-Prene		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-82700	< 28	Standard
82-82701	> 28	XL

DONJOY®

Tutore lungo

Tutore lungo con rinforzo steccato

Indicazioni

- Ideale per l'immobilizzazione post-chirurgica, immobilizzazione post-trauma, distorsioni moderate e severe del polso

Caratteristiche

- Realizzato in Nylon/fibra sintetica ipoallergenica
- Due stecche malleabili in alluminio, dorsale e palmare
- Chiusure a strappo
- Lunghezza tutore cm 26
- Versione destra e sinistra, misura universale

Informazioni per l'ordine

Tutore lungo con rinforzo steccato	
Codice	Lato
11-0220-9	Destro
11-0221-9	Sinistro



PROCARE

Splint tipo "Staxx"

Indicazioni e Caratteristiche


- Ideale per lesioni minori delle dita
- Materiale plastico medicale trasparente
- Confezione da 12 pezzi per singola misura
- Kit ideale per "Pronto Soccorso" con 30 pezzi di misura assortite

Informazioni per l'ordine

Splint tipo "Staxx" - Confezione 12 pezzi		
Codice	Circonferenza 1ª falange in cm	Taglia
79-72251	4,5	1
79-72252	4,8	2
79-72253	5,1	3
79-72254	5,7	4
79-72255	6	5
79-72256	6,9	5,5
79-72257	7,2	6
79-72258	8,1	7

Kit Splint tipo "Staxx" - Confezione 30 pezzi varie misure	
Codice	Descrizione
79-72260	Kit 30 pezzi assortiti

Accessorio per Splint tipo "Staxx"	
79-72240	Accessorio: fasce chiusura (25 pz)



Tutori termoformabili Polso Mano

La gamma Exos di tutori termoformabili per trattare l'immobilizzazione del polso e della mano sono il frutto dell'esperienza di DJO nel proporre Dispositivi Medici innovativi realizzati con la collaborazione dei migliori medici specialisti.

Lo sapevate?

Exos è l'alternativa al classico gesso che grazie all'esclusiva tecnologia propone una gamma di tutori preformati termoformabili, rimovibili, adattabili e rimodellabili.

I tutori Exos rappresentano un'innovativa soluzione terapeutica per il trattamento delle fratture e delle lesioni traumatiche del polso e della mano.



Resistente all'acqua

I tutori Exos sono idrorepellenti e permettono di:

- Non rinunciare all'igiene personale quotidiana come ad esempio fare la doccia o il bagno
- I bambini non devono assentarsi dalle attività scolastiche e rinunciare alle attività ludiche
- Si può continuare a praticare attività sportive, in particolare quelle acquatiche
- Il tutore e la cute si asciugano con un phon per evitare le macerazioni della pelle

Facile da pulire

I tutori Exos garantiscono una migliore igiene durante la convalescenza e durante la fase di consolidamento/cicatrizzazione:

- In base al parere del medico, il paziente può detergere e pulire la cicatrice
- Si possono lavare le mani regolarmente
- La parte interna è trattata con antimicrobico, per ridurre gli odori

Radiotrasparente e leggero

I tutori Exos sono radiotrasparenti e leggeri per:

- Eseguire radiografie di controllo senza rimuovere il tutore
- Verificare lo stato della frattura
- Offrire maggior comfort rispetto alle ingessature tradizionali o in fibra di vetro

Modellabile e modificabile

I tutori Exos sono rimodellabili per:

- Adattarsi nel tempo in funzione della morfologia della posizione articolare e delle fasi di convalescenza e riabilitazione
- Consentire di adeguarlo alle necessità di cura e riabilitazione
- Utilizzare un solo tutore per l'intera durata del trattamento

Regolabile tramite l'esclusiva chiusura dinamica BOA® per:

- Assecondare l'eventuale edema iniziale evitando pressioni eccessive e complicanze
- Variare la tensione dei lacci di chiusura per l'adattamento personalizzato in caso d'atrofia muscolare, fastidio alla circolazione, pressioni eccessive sulle parti molli
- Garantire comodità al paziente e vestibilità del tutore sull'articolazione



Scaldare il tutore Exos nell'apposito forno.



Il tutore aperto si posiziona sulla mano del paziente.



Modellare il tutore per renderlo confortevole.



Il sistema BOA® serve per chiudere e aprire il tutore.

Una valida alternativa al tradizionale gesso!

Aprilo, chiudilo

Tutore facilmente rimovibile per:

- Esame clinico della zona fratturata o per verificare lo stato della cicatrice
- Valutare l'atrofia muscolare
- Anticipare l'inizio della riabilitazione precoce
- Detergere la cute e pulire il tutore
- Rimuovere il tutore senza praticare tagli
- Ridurre il costo del trattamento d'immobilizzazione




Materiale confortevole
e leggero

Sistema di chiusura
esclusivo BOA®

Trattamento antimicrobico

Lavabile e resistente all'acqua



Tutori Polso-Dito



Exos Pollice



Exos Rizoartrosi



Exos Polso con Pollice Corto



Exos Polso con Pollice Lungo

Pollice dello sciatore	•	•	•
Distrorsione, lussazione	•	•	•
Iperestensione del pollice	•	•	
Frattura dello scafoide			•

Tutori Polso-Mano



Exos Polso-Mano Corto



Exos Polso-Mano Lungo

Frattura stabile del polso	•	
Lesioni del carpo e dei legamenti	•	
Severe distorsioni del polso		•
Trattamento delle parti molli	•	•

Tutori Polso-Dita



Exos Radial Gutter



Exos frattura del pugile



Exos 4 Fingers

Frattura del 2° e 3° metacarpo	•	•
Frattura del 4° e 5° metacarpo	•	•





PRESA MISURE EXOS



Taglia	Circonferenza Mano
XXS	16,5 - 18,5 cm
XS	18,5 - 20 cm
S	20 - 23 cm
M	23 - 25,5 cm
L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm



Informazioni per la scelta del tutore

	Exos per pollice II • Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni • Consente l'iperestensione dell'articolazione del pollice • Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 3 minuti	
	Exos per Rizoartrosi • Rizoartrosi • Distorsione di moderata entità del polso e del pollice • Frattura semplice del pollice • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos polso con pollice Corto • Frattura della base del 1° metacarpo • Distorsione, lussazione • Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos polso con pollice Lungo • Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni, frattura dello scafoide • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos polso-mano Corto • Lesioni del carpo, lesioni legamentose • Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo) • Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 3 minuti	
	Exos polso-mano Lungo • Frattura stabile dell'estremità distale del radio e/o ulna • Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria • Severa distorsione del polso • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra • Versione solo pediatrica XXS / destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos 4 Fingers • Fratture delle dita • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos Radial Gutter • Fratture del II e III dito • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	
	Exos frattura del pugile • Fratture del IV e V dito • Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra	TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO: 5 minuti	



Exos per pollice II




Indicazioni

- Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni
- Consente l'iperestensione dell'articolazione del pollice

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL per **adulto**
- Disponibile in 3 taglie **pediatriche** dalla XXS alla S
- Versione destro oppure sinistro, colore nero
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Apertura al pollice più grande per ampie circonferenze del dito
- Finitura con bordatura per un elevato comfort
- Fascia a strappo al pollice per la migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti



Informazioni per l'Ordine

Exos per Pollice II (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	212-21
Sinistro	XS	18,5 - 20	212-31
Sinistro	S	20 - 23	212-41
Sinistro	M	23 - 25,5	212-51
Sinistro	L	25,5 - 28	212-61
Sinistro	XL	> 28	212-71
Destro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	212-22
Destro	XS	18,5 - 20	212-32
Destro	S	20 - 23	212-42
Destro	M	23 - 25,5	212-52
Destro	L	25,5 - 28	212-62
Destro	XL	> 28	212-72



Exos per Rizoartrosi

Indicazioni

- Rizoartrosi
- Distorsione di moderata entità del polso e del pollice
- Frattura semplice del pollice

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie colore nero
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza la necessità di togliere il tutore
- Chiusura con fascia a strappo al pollice e con sistema BOA al polso per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos per Rizoartrosi (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	213-31
Sinistro	S	20 - 23	213-41
Sinistro	M	23 - 25,5	213-51
Sinistro	L	25,5 - 28	213-61
Sinistro	XL	> 28	213-71
Destro	XS	18,5 - 20	213-32
Destro	S	20 - 23	213-42
Destro	M	23 - 25,5	213-52
Destro	L	25,5 - 28	213-62
Destro	XL	> 28	213-72



Exos polso con pollice Corto

Indicazioni

- Frattura della base del 1° metacarpo
- Distorsione, lussazione

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL per **adulto**
- Disponibile in 3 taglie **pediatriche** dalla XXS alla S
- Versione destro oppure sinistro, colore nero
- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore senza creare punti di pressione sull'edema iniziale o sulle parti molli
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra e trattamento antimicrobico
- Lavabile e resistente all'acqua
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza la necessità di togliere il tutore
- Chiusura con fascia a strappo al pollice
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine

Exos polso con pollice corto (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	231-21
Sinistro	XS	18,5 - 20	232-31
Sinistro	S	20 - 23	232-41
Sinistro	M	23 - 25,5	232-51
Sinistro	L	25,5 - 28	232-61
Sinistro	XL	> 28	232-71
Destro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	231-22
Destro	XS	18,5 - 20	232-32
Destro	S	20 - 23	232-42
Destro	M	23 - 25,5	232-52
Destro	L	25,5 - 28	232-62
Destro	XL	> 28	232-72



Exos polso con pollice Lungo

Indicazioni

- Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni, frattura dello scafoide

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con doppia fascia a strappo al pollice per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine

Exos polso con pollice lungo (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	315-31
Sinistro	S	20 - 23	315-41
Sinistro	M	23 - 25,5	315-51
Sinistro	L	25,5 - 28	315-61
Sinistro	XL	> 28	315-71
Destro	XS	18,5 - 20	315-32
Destro	S	20 - 23	315-42
Destro	M	23 - 25,5	315-52
Destro	L	25,5 - 28	315-62
Destro	XL	> 28	315-72





Versione adulti,
con taglie adatte
all'età pediatrica
Codici:
310-31 (sinistro)
310-32 (destro)

Versione
solo pediatrica
Codici:
311-21 (sinistro)
311-22 (destro)



Exos polso-mano Corto

Indicazioni

- Lesioni del carpo, lesioni legamentose
- Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti

Informazioni per l'ordine

Exos polso-mano Corto (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	221-21
Sinistro	XS	18,5 - 20	221-31
Sinistro	S	20 - 23	221-41
Sinistro	M	23 - 25,5	221-51
Sinistro	L	25,5 - 28	221-61
Sinistro	XL	> 28	221-71
Destro	XXS	16,5 - 18,5	221-22
Destro	XS	18,5 - 20	221-32
Destro	S	20 - 23	221-42
Destro	M	23 - 25,5	221-52
Destro	L	25,5 - 28	221-62
Destro	XL	> 28	221-72



Exos polso-mano Lungo

Indicazioni

- Frattura stabile dell'estremità distale del radio e/o ulna
- Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria
- Severa distorsione del polso

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua, trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine

Exos polso-mano Lungo (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	312-31
Sinistro	S	20 - 23	312-41
Sinistro	M	23 - 25,5	312-51
Sinistro	L	25,5 - 28	312-61
Sinistro	XL	> 28	312-71
Destro	XS	18,5 - 20	312-32
Destro	S	20 - 23	312-42
Destro	M	23 - 25,5	312-52
Destro	L	25,5 - 28	312-62
Destro	XL	> 28	312-72

Exos polso mano lungo - versione pediatrica (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	311-21
Destro	XXS (PED)	16,5 - 18,5	311-22



Exos Radial Gutter

Indicazione

- Fratture del II e III dito

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con fascia a strappo alle dita per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos Radial Gutter (colore nero)			
Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	326-31
Sinistro	S	20 - 23	326-41
Sinistro	M	23 - 25,5	326-51
Sinistro	L	25,5 - 28	326-61
Sinistro	XL	> 28	326-71
Destro	XS	18,5 - 20	326-32
Destro	S	20 - 23	326-42
Destro	M	23 - 25,5	326-52
Destro	L	25,5 - 28	326-62
Destro	XL	> 28	326-72




Exos frattura del pugile

Indicazioni

- Fratture del IV e V dito

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con fascia a strappo alle dita per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos del pugile (colore nero)			
Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	325-31
Sinistro	S	20 - 23	325-41
Sinistro	M	23 - 25,5	325-51
Sinistro	L	25,5 - 28	325-61
Sinistro	XL	> 28	325-71
Destro	XS	18,5 - 20	325-32
Destro	S	20 - 23	325-42
Destro	M	23 - 25,5	325-52
Destro	L	25,5 - 28	325-62
Destro	XL	> 28	325-72



Exos 4 Fingers

Indicazioni

- Immobilizzazione del polso e delle dita
- Distorsioni di polso
- Fratture delle dita

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con fascia a strappo alle dita per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos 4 Fingers (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	328-31
Sinistro	S	20 - 23	328-41
Sinistro	M	23 - 25,5	328-51
Sinistro	L	25,5 - 28	328-61
Sinistro	XL	> 28	328-71
Destro	XS	18,5 - 20	328-32
Destro	S	20 - 23	328-42
Destro	M	23 - 25,5	328-52
Destro	L	25,5 - 28	328-62
Destro	XL	> 28	328-72



Exos Lastre Spessore variabile

Lastre in materiale termoformabile a più strati ideale per la fabbricazione di tutori su misura per la stabilizzazione muscolo-scheletrica.

Caratteristiche

- Spessori disponibili: 1.0 / 1.3 / 1.5 mm
- Rimodellabile
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti
- Senza lattice di gomma naturale

Codice	Misura (cm)	Spessore (mm)
800-40	45,5 x 61	1.0
800-50	45,5 x 61	1.3
800-65	45,5 x 61	1.5





Forno Exos



Il tutore Exos è completamente modellabile e per il riscaldamento del materiale termoplastico, si utilizza lo speciale forno.

Caratteristiche

Forno a circolazione d'aria calda munito di termostato per la temperatura e timer.

I tutori Exos necessitano di meno di 15 minuti per essere riscaldati alla giusta temperatura di lavorazione.

Il forno Exos è sicuro, certificato e trasportabile.

- Dimensioni: 39 cm x 37 cm x 38 cm
- Peso: 4,1 Kg
- Ciclo di funzionamento continuo
- Temperatura massima: 90° gradi +/- 20%
- Funziona a 220V-50Hz
- Conforme alle direttive di Certificazione RoHS

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
Forno Exos	800-OVEN-EURO



Strap Exos



Indicazioni :

- **Strap rimovibile per un'ottimale immobilizzazione del pollice**
- Per i modelli: Exos™ pollice II, Exos™ per rizoartrosi, Exos™ polso con pollice corto, Exos™ polso-mano, Exos™ frattura del pugile, Exos™ Radial Gutter

Caratteristiche :

- Disponibili in 2 lunghezze.
- Confezione da 10 pezzi.

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP



Accessori Exos

Guanto protettivo di cotone



Guanto protettivo di cotone

Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
896-30	9-13	PED
896-40	13-16	XS/S
896-50	16-20	M
896-60	20-28	L/XL

Meccanismo ricambio BOA® (include filo di trazione)



Kit anello sicurezza per BOA®



DA UTILIZZARE PER BLOCCARE:



DA UTILIZZARE PER BLOCCARE:



Informazioni per l'ordine

Accessori	Codice
Bordo finitura colore nero (10 pz da 2x30,5 cm)	800-02
Meccanismo ricambio BOA® (include filo di trazione) (unità)	800-ATK
Kit anello sicurezza per BOA® (unità)	800-LR
Kit anello sicurezza per BOA® L6 (unità)	800-LR6

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Anca





NOVITÀ

DONJOY®

VersaROM™ Hip

Tutore per anca telescopico

DonJoy® VersaROM™ Hip è un tutore leggero e anatomico che garantisce un controllo efficace e funzionale dell'arco di movimento articolare (ROM) con incrementi di 15°. La facilità nella regolazione di abduzione/adduzione e i gusci rigidi ma adattabili all'anca e alla coscia portano ad una vestibilità personalizzata per una migliore esperienza d'utilizzo del tutore.

La cintura morbida regolabile, grazie ad un sistema di compressione integrato semplice ed innovativo, permette l'ancoraggio del tutore rigido al bacino, e insieme alla presa imbottita alla coscia consentono un allineamento ottimale. Il tutore VersaROM™ Hip è a misura universale ed è ambidestro.

Indicazioni

DonJoy® VersaROM™ Hip è un tutore per l'uso post-operatorio in pazienti che si sono sottoposti ad intervento chirurgico e necessitano di protezione e controllo del movimento articolare.

Indicazioni

- Instabilità dell'anca
- Revisione protesi o ricostruzione articolare
- Fratture dell'anca stabili
- Controllo dell'arco di movimento (ROM)
- Dopo il riposizionamento a seguito di lussazione
- Disequilibrio muscolare
- Procedure artroscopiche dell'anca
- Riparazione del labbro acetabolare, con o senza riparazione del gluteo medio
- Intervento chirurgico prossimale ai muscoli posteriori della coscia
- Pazienti a rischio di lussazione

Informazioni per l'ordine

Tutore per anca VersaROM™ Hip	
Codice	Taglia
11-3335	Unica (fino a 137 cm di circonferenza vita)

**CINTURA MORBIDA A
COMPRESSIONE INTEGRATA:**

Le linguette di trazione ancorano la parte rigida al bacino e permettono un allineamento ottimale del tutore

STRUTTURA RIGIDA MODELLABILE:

Si adatta al fianco del paziente per una vestibilità ottimale e personalizzata

REGOLAZIONE PRECISA DEL ROM:

Lo snodo articolato controlla flessione ed estensione dell'anca con incrementi di 15°

**CUSCINETTO DI SPINTA
LATERALE CON SISTEMA A 3
PUNTI:**

Aiuta a mantenere la testa del femore nell'acetabolo

VESTIBILITÀ PERSONALIZZATA:

Abduzione e adduzione regolabili per adattare il tutore al profilo del paziente

**DESIGN LEGGERO E
ANATOMICO:**

Insieme ai cuscinetti morbidi, aiuta a massimizzare il comfort durante l'uso

**LUNGHEZZA
REGOLABILE:**

Consente l'utilizzo in pazienti di diversa altezza e conformazione fisica

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Ginocchio



Ginocchiere per legamenti **DONJOY®**

Contenzione forte



	A22	Defiance	Armor Action	Armor FourcePoint	FullForce	Renegade
Instabilità del legamento crociato anteriore LCA	•	•	•	•	•	•
Instabilità dei legamenti collaterali LCM-LCL	•	•	•	•	•	•
Instabilità del legamento crociato posteriore LCP		•	•			•
SU MISURA	•	•				

Contenzione moderata-lieve



	Playmaker II	Playmaker Xpert	Playmaker corta	Playmaker Sport	Reddie	Knee Neo	Stabilized	GenuLax	StabiLax	FortiLax Knee	StrapiLax Knee
Instabilità del legamento crociato anteriore LCA	•	•	•	•							
Instabilità dei legamenti collaterali LCM-LCL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instabilità del legamento crociato posteriore LCP	•										





Four-Points-of-Leverage™

Il Nostro Concetto Biomeccanico



Sfruttando il concetto "4 Punti di Spinta", tramite prese rigide, con particolare configurazione delle fasce di contenzione, si applica alla tibia una forza posteriore per prevenire lo spostamento anteriore.

Il Sistema "4 Punti di Spinta" garantisce:

- una significativa riduzione della tensione a carico del Legamento Crociato Anteriore (LCA)
- un dinamico e costante carico articolare



Punto di spinta #1

La tibia è ancorata alla parte posteriore del polpaccio tramite una presa rigida avvolgente

Punto di spinta #2

Il femore è ancorato tramite una presa rigida avvolgente alla porzione superiore frontale della coscia

Punto di spinta #3

La fascia posteriore rinforzata, posizionata nella zona della coscia, spinge il femore in avanti

Punto di spinta #4

La doppia fascia avvolgente e rinforzata, posizionata nella zona del polpaccio, applica un carico attivo costante per prevenire la traslazione tibiale anteriore


Perché il sistema DonJoy® "4 Punti di Spinta" protegge da Insufficienza Legamentosa LCA

I pazienti con insufficienza del Legamento Crociato Anteriore (LCA) del ginocchio sono affetti da instabilità laterale anteriore, che compromette il corretto controllo dell'articolazione.

Il sistema delle ginocchiere DonJoy® tende a ristabilire in modo indiretto il comportamento biomeccanico articolare, sfruttando il concetto dei "4 Punti di Spinta".


"4 Punti di Spinta" è un sistema clinicamente testato che previene in modo efficiente la traslazione anteriore tibiale.

Tramite l'effettiva riduzione e prevenzione della traslazione interna tibiale*, il sistema dei "4 Punti di Spinta" riduce l'instabilità laterale interna (endorotazione) nei casi di deficit del LCA del ginocchio, consentendo al paziente di recuperare la stabilità articolare.



*Fleming et al. (2000), The influence of functional Knee Bracing on the ACL Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees, The American Journal of Sports Medicine, Vol., Nr. 6, p. 815-824

Istruzioni per il Corretto Posizionamento delle Ginocchiere a "4 Punti di Spinta"



Tecnologia dello Snodo FourcePoint™

Le forti contrazioni eccentriche del quadricipite producono una significativa traslazione tibiale anteriore e possono provocare lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA) o stirare in modo irreversibile un innesto del LCA (DeMorat et al., AJSM, 2004). Altri studi mostrano che attività intense dei quadricipiti vanno limitate ad alcuni gradi di estensione del ginocchio, particolarmente gli ultimi 30° di estensione, quando le tensioni sono al massimo.

DonJoy® ha sviluppato una tecnologia per massimizzare la protezione del LCA e degli innesti del LCA in queste posizioni "a rischio".

Piccoli angoli di flessione del ginocchio durante la fase di atterraggio, potrebbero contribuire a lesionare il LCA.

Lo **Snodo FourcePoint™** può essere utilizzato per controllare l'intervallo di movimento dell'articolazione, aumentando l'angolo di flessione del ginocchio durante l'atterraggio per ridurre le forze di taglio anteriori sul LCA del 9%-13% (Garrett and Yu, AJSM, 2004).

Flessione



Estensione



DonJoy® FourcePoint™ utilizza un meccanismo a molla nello snodo per applicare una resistenza gradualmente crescente durante l'estensione del ginocchio. La resistenza interviene negli ultimi 25° di estensione (secondo il blocco d'estensione predisposto).

Le impostazioni di regolazione dello snodo consentono di variare la resistenza per soddisfare le specifiche dei protocolli medici e il comfort del paziente. Lo snodo può essere "disattivato" per eliminare la resistenza o "attivato" per dare resistenza.

La resistenza gioca tre ruoli importanti:

- In primo luogo, riduce il tempo per la completa estensione nella posizione "a rischio" del ginocchio
- In secondo luogo, aumenta il carico posteriore applicato dal tutore sulla tibia per prevenire la traslazione tibiale anteriore
- In terzo luogo, elimina lo shock da estensione quando si esegue un'estensione da fermo

Lo snodo FourcePoint™, combinato con il Four-Points-of-Leverage™, fornisce un tutore più sicuro e riduce le forze di taglio anteriori al ginocchio.

La riduzione delle forze di taglio anteriori è vantaggiosa per i pazienti, perchè diminuisce lo sforzo sugli innesti del LCA in fase di guarigione e offre buona stabilità al ginocchio con insufficienza del LCA.

N.B.: Per il trattamento di lesioni LCP è necessario procedere alla disattivazione dello snodo FourcePoint™, così da renderlo equivalente ad uno snodo policentrico.

DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere su misura

DonJoy propone due tipi di ginocchiere su misura per il controllo dell'instabilità legamentosa



A22



Defiance

Tabella comparazione caratteristiche

Modello	Lunghezza aste	Snodo	Circonferenza coscia e polpaccio	Configurazione asta mediale	Angolo di correzione varo/valgo
A22	fissa	Solo FourcePoint	su misura	standard	su misura
Defiance	lunga o corta	Policentrico, FourcePoint, OA	su misura	standard o sagomata	su misura

Misuratore DonJoy CCMI Mark III

Le ginocchiere Defiance – OA Defiance e A22, sono realizzate su misura.

Per eseguire le misurazioni della gamba si utilizza l'esclusivo misuratore CCMI Mark III DonJoy che, in modo semplice e veloce, consente di svolgere questa operazione in pochi passaggi.

- Misurazione alla coscia con metro
- Misurazione al polpaccio con metro
- Misurazione della larghezza del ginocchio da condilo esterno a condilo interno
- Misurazione dell'angolo varo/valgo del ginocchio

Le misurazioni vanno riportate sul modulo con i dati del paziente (età, sesso, altezza, peso, arto destro oppure sinistro) e dalla scelta del modello di ginocchiera più indicata e dalla colorazione preferita, se disponibile nel modello scelto.

Il misuratore è trasportabile in una pratica borsa e il peso è di appena 1,2 Kg.

Il DVD incluso nella borsa del misuratore illustra i passaggi per la misurazione.

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
CCMI Mark III	11-0183





DONJOY®

Defiance®



Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy

Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 92

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722



Ginocchiera su misura in carbonio

Ginocchiera a "4 Punti di Spinta" con design esclusivo DonJoy®. Realizzata in fibra di carbonio con struttura avvolgente alla coscia per migliorare l'uso del tutore, in particolare durante le attività sportive (sport invernali, motocross, mountain bike, etc.).

Disponibile il misuratore DonJoy® - CCMI Mark III™

Indicazioni

- Instabilità del comparto legamentoso del ginocchio da moderata a severa per: LCA/LCP/LCM/LCL (anche in associazione)
- Per soggetti con conformazione anatomica atipica dell'arto, sia congenita che a seguito di trauma

Informazioni per l'ordine

Defiance®		
Misura	Coscia	Polpaccio
Minima	31,8 cm	26,1 cm
Massima	97 cm	66,7 cm

Caratteristiche

- Sistema unico brevettato DonJoy® Four-Points-of-Leverage™
- Design anatomico alla coscia e al polpaccio
- Profilatura avvolgente
- Fibra di carbonio rinforzata
- Peso 550 gr. circa
- Possibilità di scelta dello snodo (vedi pagina 96)
- Possibilità di personalizzazione della lunghezza alla tibia per uso con scarponi alti
- 30 colori disponibili (vedi pagina 97)
- Appoggi condilari con rivestimento anti scivolo
- Limitatori per estensione/flessione inclusi nel tutore
- Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 109)

Tempi di consegna

- 30 giorni dalla data dell'ordine



DONJOY®

A22™



Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy

Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 92

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722

Ginocchiera su misura in titanio



Indicazioni

- Instabilità legamentosa da moderata a severa per LCA/LCM/LCL
- Adatta per pazienti con uno stile di vita attivo, che praticano con regolarità sport non da contatto e vogliono tornare al proprio livello di performance in modo sicuro dopo una lesione ai legamenti.

Caratteristiche

- Struttura in titanio leggera e resistente alla corrosione
- Design a basso profilo, con cinghie e rivestimenti integrati nella struttura
- Sistema "4 Punti di Spinta" clinicamente testato
- Snodo FourcePoint
- Rivestimento interno antimicrobico per neutralizzare gli odori e migliorare il comfort
- Cuscinetti in silicone che ammortizzano gli urti migliorando stabilità e indossabilità
- Realizzata su misura
- Altezza standard alla coscia e al polpaccio

Informazioni per l'ordine

A22		
Misura	Coscia	Polpaccio
Minima	40,5 cm	30,5 cm
Massima	61 cm	45,5 cm

Accessori	Descrizione	Taglia
25-5265	Cuscinetti condilari in gel (coppia)	Unica
25-5261-X-06000	Sottoginocchiera A22	S-L
11-0075-X-00000	Sottoginocchiera in Lycra®	S-XXL
11-0122-X	Sottoginocchiera in Neoprene	XS-XXL

Snodi per ginocchiera Defiance®



Defiance®

- Design classico
- Sistema "4 Punti di Spinta"
- Fasce anti scivolo
- Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

OPZIONI SNODI

STANDARD POLICENTRICO



LCA/LCP/LCM/LCL

Descrizione

Asse cinematico neutro che asseconda il movimento fisiologico del ginocchio, stabilizza le forze biomeccaniche di spinta anteriori/posteriori e il varo/valgo.

Indicazioni

- Insufficienza legamentosa: LCA, LCP, LCM e LCL.

DROP LOCK CON BLOCCO



INSUFFICIENZA AL
QUADRICIPITE

Descrizione

Monta un sistema automatico di blocco articolare quando l'arto va in posizione di estensione totale. Lo snodo ha un semplice perno a bottone di sblocco rapido per la libera deambulazione. Non prevede alcuna possibilità di regolazioni parziali in estensione/flessione.

Indicazioni

- Insufficienza del quadricipite, sindrome post-polio.

FOURCEPOINT RESISTENZA PROGRESSIVA



CONTROINDICATO
PER LCP

Descrizione

Uso esclusivo in presenza di insufficienza LCA, FourcePoint™ è un sistema di snodo con ammortizzatore che tramite un mini meccanismo interno a molle, applica una graduale resistenza crescente durante l'estensione del ginocchio. L'effetto resistenza interviene negli ultimi 25° dell'escursione articolare per ridurre le forze di taglio biomeccaniche.

Indicazioni

- L'unico snodo clinicamente approvato per proteggere il LCA.
 - Non indicato per instabilità del LCP.
- N.B.: Per il trattamento di lesioni LCP è necessario procedere alla disattivazione dello snodo FourcePoint™, così da renderlo equivalente ad uno snodo policentrico.
- Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722

OA VARO / VALGO



GONARTROSI
(vedi sezione OA)

Descrizione

Sistema policentrico con estensore telescopico al condilo per il controllo addizionale della correzione da 1° a 7°. Lo snodo OA assicura una corretta performance del tutore durante l'uso giornaliero.

Indicazioni

- OA unicompartimentale con o senza instabilità combinate del LCA, LCP, LCM e LCL.
- Correzioni in varo oppure valgo.

Nuova gamma colori Defiance®

NOVITÀ



BLACK
lucido



BLACK
opaco



**METALLIC
BLACK** lucido



**METALLIC
GUNMETAL**
lucido



**METALLIC
SILVER**
lucido



SMOKE
opaco



WHITE
lucido



**METALLIC
WHITE** lucido



BRIGHT BLUE
lucido



**METALLIC
BRIGHT BLUE**
lucido



NAVY
lucido



**METALLIC
NAVY**
lucido



POWDER
lucido



SEAFOAM
lucido



EMERALD
lucido



**METALLIC
FOREST** lucido



**METALLIC
GOLD** lucido



VOLT
lucido



BUMBLE
lucido



SAFETY
lucido



TRUE RED
lucido



**METALLIC
TRUE RED**
lucido



FUCHSIA
lucido



**COTTON
CANDY** lucido



CRIMSON
lucido



GRAPE
lucido



VELVET
lucido



**OLIVE DRAB
GREEN**
opaco



DESERT TAN
opaco



**FLAT DARK
EARTH**
opaco



**STARS
STRIPES**
lucido

DONJOY®

Armor™ Action

C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL



Armor Action con Impact Guard

Indicazioni

- Instabilità di LCA/LCP/LCM/LCL da moderata a grave
- Uso preventivo in attività sportive ad alto rischio di lesioni al comparto legamentoso come nei casi di: sport invernali, motocross, mountain bike, sport acquatici estremi
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi di fermi applicabili per estensione e flessione

Caratteristiche

DonJoy® Armor™ Action è la più resistente ginocchiera tipo standard studiata sia per un utilizzo sportivo impegnativo e/o normale attività quotidiana. Struttura con design anatomico e avvolgente per ottimizzare la tenuta e la stabilità articolare. Snodo policentrico.

Struttura rigida in alluminio T6-6061 ad alta resistenza con design a basso profilo per l'uso anche sotto indumenti protettivi. Armor™ Action unisce l'elevata tenuta biomeccanica del tutore ad un comfort ottimale. Sistema a "4 Punti di Spinta" esclusivo DonJoy® per un alto livello di sicurezza e protezione del ginocchio

Lunghezza tutore: 37,5 cm



Antonio Cairoli
9 volte Campione del Mondo MX
Indossa ginocchiere Armor DonJoy

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Armor™ Action C.I. Short

Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-1029-1	11-1030-1	XS
11-1029-2	11-1030-2	S
11-1029-3	11-1030-3	M
11-1029-4	11-1030-4	L
11-1029-5	11-1030-5	XL
11-1029-6	11-1030-6	XXL

(Accessori vedi pagina 109)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

DONJOY®

Armor™ FourcePoint™ per LCA/LCM/LCL



Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy

Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 92

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722

Indicazioni

- Instabilità moderata e severa LCA/LCM/LCL
- Controindicata per trattare l'instabilità LCP

Caratteristiche

- Disponibile in 2 versioni: corta o lunga
- Aste in alluminio T6-6061 ad alta resistenza
- Snodo articolare Fource Point System™ (vedi pagina 92)
- Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Forma avvolgente e anatomica a basso profilo
- Ideale per l'uso in attività sportive ad alto rischio di lesioni legamentose (ad es. motocross, sci)
- Stop in estensione a 10° pre-montato
- Accessori disponibili su richiesta: blocco completo a 0°, stop flex/ext a differenti gradi, protezione per la rotula Impact Guard (vedi pagina 109)
- Lunghezza totale versione corta: 37,5 cm (21,5 cm dallo snodo alla coscia e 16 cm dallo snodo al polpaccio)
- Lunghezza totale versione lunga: 40,6 cm



Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Armor™ FourcePoint™ Short

Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-1440-1	11-1441-1	XS
11-1440-2	11-1441-2	S
11-1440-3	11-1441-3	M
11-1440-4	11-1441-4	L
11-1440-5	11-1441-5	XL
11-1440-6	11-1441-6	XXL

Ginocchiera Armor™ FourcePoint™ Long

Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-1442-1	11-1443-1	XS
11-1442-2	11-1443-2	S
11-1442-3	11-1443-3	M
11-1442-4	11-1443-4	L
11-1442-5	11-1443-5	XL
11-1442-6	11-1443-6	XXL

(Accessori vedi pagina 109)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

DONJOY®

FullForce™

C.I. ginocchiera corta



Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy

Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 92

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722

Indicazioni

- Instabilità moderata LCA/LCM/LCL
- Instabilità LCP, solo con disattivazione dello snodo FourcePoint™

Caratteristiche

- Design a basso profilo a "4 Punti di Spinta" con snodo FourcePoint™ per ottimizzare la protezione dal LCA
- Struttura in lega d'alluminio T4
- Design avvolgente e anatomico
- Fasce a strappo e appoggi condilari antiscivolo
- Finiture stilizzate effetto "Fibra di Carbonio"
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili ulteriori gradi di stop in flessione ed estensione e blocco completo a 0°

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera FullForce™ CI Short		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-3222-1	11-3223-1	XS
11-3222-2	11-3223-2	S
11-3222-3	11-3223-3	M
11-3222-4	11-3223-4	L
11-3222-5	11-3223-5	XL
11-3222-6	11-3223-6	XXL

(Accessori vedi pagina 109)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



DONJOY®

Renegade™

Ginocchiera C.I. lega alluminio

Indicazioni

- Instabilità legamentosa moderata e severa di LCA/LCP/LCM/LCL
- Lieve o moderata iperestensione del ginocchio

Caratteristiche

- Sistema esclusivo "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Struttura in lega d'alluminio a basso profilo ad alta resistenza
- Imbottiture interne e ai condili termosaldate
- Fasce di chiusura con inserto in gomma per facilitare l'indosso
- Blocco estensione a 10° gradi pre-installato
- Blocchi a gradi differenti per la flessione/estensione opzionali
- Lunghezza totale: 38 cm (22 cm snodo-coscia e 16 cm snodo-polpaccio)

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Renegade™ Short		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-0907-1	11-0908-1	XS
11-0907-2	11-0908-2	S
11-0907-3	11-0908-3	M
11-0907-4	11-0908-4	L
11-0907-5	11-0908-5	XL
11-0907-6	11-0908-6	XXL

(Accessori vedi pagina 109)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

DONJOY®


Playmaker® II

Ginocchiera articolata lunga



Versione "Sleeve" chiusa

Versione "Wrap" aperta frontalmente



Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Indicazioni

Instabilità legamentosa lieve e moderata per LCA, LCP, LCM, LCL, traumi distorsivi, condromalacia, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

- Innovativa ginocchiera realizzata con l'impiego di due differenti tessuti accoppiati per garantire un'elevata resistenza e contenzione
- La parte posteriore della ginocchiera è in tessuto Hi10™ per offrire un elevato comfort con alta vestibilità e per evitare punti di sfregamento dannosi all'incavo popliteo
- La parte anteriore ha uno speciale design per aumentare l'effetto di contenimento rendendo il tutore utilizzabile in qualsiasi tipo di attività, anche sportiva
- Snodo policentrico di nuova generazione a basso profilo montato su aste in alluminio malleabili qualora si rendesse necessario apportare modifiche per correggere il varo/valgo del ginocchio
- Quattro fasce con chiusura a strappo ad alta resistenza, con innovativo sistema di chiusura di sicurezza
- Design a "4 Punti di Spinta" Donjoy per garantire il miglior controllo dell'instabilità legamentosa
- Lunghezza tutore: 43 cm

Playmaker® II è disponibile in tre differenti versioni:

- Playmaker® II Spacer Sleeve Lunga versione Standard (chiusa)
- Playmaker® II Spacer Wrap Lunga con apertura frontale
- Playmaker® II Spacer Donut Lunga con anello di rinforzo alla rotula

Informazioni per l'ordine



Playmaker® II		
Codice		Descrizione
11-3495-x		Playmaker II, Spacer Sleeve
11-3497-x		Playmaker II, Spacer Wrap
11-3499-x		Playmaker II, Spacer Donut
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL
X = 7	75-81	XXXL

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



DONJOY®

Playmaker® Xpert

Ginocchiera corta

Playmaker® Xpert è disponibile in due versioni.



Versione "Sleeve" chiusa



Versione "Wrap" aperta frontalmente

Indicazioni

- Protezione, compressione e supporto del ginocchio dopo traumi distorsivi
- Lesioni legamentose lievi e moderate
- Lieve o moderata instabilità legamentosa
- Lieve o moderata instabilità della rotula
- Lieve gonartrosi
- Lesioni meniscali (versione chiusa)
- Patologie del ginocchio senile
- Protezione per il ritorno ad attività sportive

Caratteristiche

- Realizzata in tessuto accoppiato Cool Sensation, di nuova concezione, per garantire massima traspirabilità, compressione, contenzione ed elevato comfort
- Stabilizzatore alla rotula in neoprene e gomma per mantenere la corretta posizione
- Area al popliteo con tessuto detensionato e multidirezionale per evitare fastidi durante la flessione
- Doppia fascia a strappo per garantire la compressione e la vestibilità
- Aste bilaterali con snodo policentrico non regolabile. Le aste sono inserite in una tasca di protezione e sono estraibili, malleabili e sagomabili secondo necessità
- Disponibile anche nella versione "Wrap", aperta frontalmente, per facilitare l'indosso del tutore
- 6 misure, 2 versioni; chiusa o aperta frontalmente, ambidestra



Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Informazioni per l'ordine

Playmaker® Xpert	
Codice	Descrizione
82-0022-X	Playmaker Xpert Sleeve versione chiusa
82-0023-X	Playmaker Xpert Wrap versione aperta

Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
X = 1	33-39	XS
X = 2	39-47	S
X = 3	47-53	M
X = 4	53-60	L
X = 5	60-67	XL
X = 6	67-75	XXL
X = 7	75-81	XXXL





DONJOY®

Playmaker® Corta

Ginocchiera articolata corta

Indicazioni

- Instabilità legamentosa lieve o moderata, patologia del ginocchio senile, condromalacia. Ideale per pazienti anziani nel post-operatorio dopo protesi di ginocchio nella versione con pannello frontale apribile

Caratteristiche

- Snodi policentrici esterni a basso profilo, tessuto Drytex
- Stop a 10° in estensione, su richiesta altri fermi applicabili per ext/flex

Informazioni per l'ordine

Playmaker® Corta		
Codice	Descrizione	
11-0555-x	Playmaker Corta Drytex articolata standard	
11-2012-x	Playmaker Corta Drytex articolata aperta frontalmente	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Playmaker® Corta con foro popliteo		
Codice	Descrizione	
81-0556-x	Playmaker Corta Drytex con foro popliteo	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 2	33 - 39	XS
x = 3	39 - 47	S
x = 5	47 - 53	M
x = 7	53 - 60	L
x = 8	60 - 67	XL
x = 9	67 - 75	XXL

DONJOY®

Playmaker® Sport

Ginocchiera articolata

Indicazioni

- Instabilità legamentosa lieve, patologia del ginocchio senile, condromalacia
- Adatta per l'uso sportivo in quanto è dotata di snodi articolari protetti da un rivestimento esterno

Caratteristiche

- Snodo policentrico interno senza regolazioni, in materiale Drytex o Neoprene
- 2 versioni disponibili

Informazioni per l'ordine

Playmaker® Sport		
Codice	Descrizione	
11-0160-x	Playmaker Sport Neoprene articolata	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Codice	Descrizione	
81-0670-x	Playmaker Sport Drytex articolata	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 2	33 - 39	XS
x = 3	39 - 47	S
x = 5	47 - 53	M
x = 7	53 - 60	L
x = 8	60 - 67	XL
x = 9	67 - 75	XXI



PROCARE

Reddie™

Ginocchiera articolata in Neoprene con apertura frontale

Indicazioni

- Traumi distorsivi, condromalacia, dopo artroscopia, lieve lassità legamentosa, instabilità artrosiche, trattamento conservativo

Caratteristiche

- Aperta frontalmente con fasce di chiusura a strappo per facilitare l'indosso
- Snodi policentrici interni senza regolazioni
- 7 misure, ambidestra
- Materiale in Neoprene da 3 mm

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Reddie		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
79-82392	33 - 39	XS
79-82393	39 - 47	S
79-82395	47 - 53	M
79-82397	53 - 60	L
79-82398	60 - 67	XL
79-82399	67 - 75	XXL
79-82399-10	75 - 82	XXXL

DONJOY

Knee Neo™

Ginocchiera articolata in Neoprene

Indicazioni

- Lieve instabilità legamentosa, lieve distorsione, iniziale gonartrosi, instabilità rotulea

Caratteristiche

- Realizzata in Neoprene da 3 mm
- I rinforzi universali possono essere regolati per la stabilizzazione mediale/laterale, superiore ed inferiore della rotula
- Stecche articolate senza regolazioni
- 6 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine



Knee Neo		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-82742	33 - 39	XS
82-82743	39 - 47	S
82-82745	47 - 53	M
82-82747	53 - 60	L
82-82748	60 - 67	XL
82-82749	67 - 75	XXL

NOVITÀ

NOVITÀ

DONJOY®

GenuLax™

Ginocchiera elastica con aste policentriche rigide

Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi di ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Distorsioni dei legamenti da lievi a moderate (mediali e laterali)
- Instabilità e ipermobilità del ginocchio da lievi a moderate
- Lesioni lievi al menisco
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Aste rigide rimovibili con snodo policentrico
- Cinturini rimovibili per regolare il grado di compressione
- Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo scarico del tendine rotuleo
- Ambidestra, in 7 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Elastica GenuLax™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0713-1	35 - 38	XS
82-0713-2	39 - 42	S
82-0713-3	43 - 46	M
82-0713-4	47 - 49	L
82-0713-5	50 - 53	XL
82-0713-6	54 - 57	XXL
82-0713-7	58 - 61	XXXL



DONJOY®

FortiLax Knee™

Ginocchiera elastica



Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi di ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Ambidestra, in 7 misure e in versione pediatrica
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Elastica FortiLax Knee™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0709-0	30 - 34	XXS (PEDIATRICA)
82-0709-1	35 - 38	XS
82-0709-2	39 - 42	S
82-0709-3	43 - 46	M
82-0709-4	47 - 49	L
82-0709-5	50 - 53	XL
82-0709-6	54 - 57	XXL
82-0709-7	58 - 61	XXXL



NOVITÀ



NOVITÀ



DONJOY®

StabiLax™

Ginocchiera elastica con
aste policentriche flessibili

Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi di ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Distorsioni lievi dei legamenti (mediali e laterali)
- Instabilità e ipermobilità lieve del ginocchio
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Aste semi-rigide rimovibili con snodo policentrico
- Cinturini rimovibili per regolare il grado di compressione
- Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo scarico del tendine rotuleo
- Ambidestra, in 7 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Elastica StabiLax™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0712-1	35 - 38	XS
82-0712-2	39 - 42	S
82-0712-3	43 - 46	M
82-0712-4	47 - 49	L
82-0712-5	50 - 53	XL
82-0712-6	54 - 57	XXL
82-0712-7	58 - 61	XXXL

DONJOY®

StrapiLax Knee™

Ginocchiera elastica con
bendaggio regolabile



Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi di ginocchio
- Distorsioni lievi dei legamenti (mediali e laterali)
- Instabilità e ipermobilità lieve del ginocchio
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort con stecche flessibili
- Bendaggio regolabile per una migliore compressione e stabilità articolare
- Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo scarico del tendine rotuleo
- Ambidestra, in 7 misure e in versione pediatrica
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Elastica StrapiLax Knee™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0711-0	30 - 34	XXS (PEDIATRICA)
82-0711-1	35 - 38	XS
82-0711-2	39 - 42	S
82-0711-3	43 - 46	M
82-0711-4	47 - 49	L
82-0711-5	50 - 53	XL
82-0711-6	54 - 57	XXL
82-0711-7	58 - 61	XXXL



PRO CARE

Stabilized™ Ginocchiera in Neoprene con stabilizzatore rotuleo

Indicazioni

- Lieve e moderata instabilità rotulea, condromalacia, sublussazione rotulea moderata

Caratteristiche

- Supporto interno regolabile per ottenere la stabilizzazione della rotula
- Neoprene da 3 mm con stecche a spirale laterali
- Fascia superiore e inferiore per garantire la tenuta
- 6 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Stabilized™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
79-82752	33 - 39	XS
79-82753	39 - 47	S
79-82755	47 - 53	M
79-82757	53 - 60	L
79-82758	60 - 67	XL
79-82759	67 - 75	XXL



DONJOY®

Cosciale in Neoprene

Indicazioni

- Sovraffaticamento ai tendini e al quadricipite, contusioni e traumi
- Come protezione in attività sportive
- Sovraffaticamento e stiramento al quadricipite, contusioni e traumi

Caratteristiche

- Realizzato in tessuto accoppiato Neoprene/Lycra® da 4 mm
- Sagomato anatomicamente
- Fornisce compressione senza scivolare
- 6 misure, ambidestro



Informazioni per l'ordine

Cosciale in Neoprene		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
11-0011-1	33 - 39	XS
11-0011-2	39 - 47	S
11-0011-3	47 - 53	M
11-0011-4	53 - 60	L
11-0011-5	60 - 67	XL
11-0011-6	67 - 75	XXL



PRO CARE

Supporto per il polpaccio in Neoprene

Indicazioni

- Sovraffaticamento al polpaccio nei casi di contusione e trauma
- Come protezione in attività sportive

Caratteristiche

- Realizzato in Neoprene/Lycra® da 3 mm di spessore
- Sagomato anatomicamente per vestire con il massimo comfort senza scivolare e fornire adeguata compressione
- 5 misure, ambidestro



Informazioni per l'ordine

Supporto per il polpaccio in Neoprene		
Codice	Circonferenza polpaccio in cm (presa a metà polpaccio)	Taglia
79-82342	30,5 - 33	XS
79-82343	33 - 35,5	S
79-82345	35,5 - 38	M
79-82347	38 - 40	L
79-82348	> 40	XL



Accessori e Ricambi per ginocchiere



Impact Guard
Protezione per rotula

Versione Special con protezione
coscia aggiuntiva

Protegge il ginocchio durante
lo sport



Pinch Guard
Protezione per polpaccio

Evita che il polpaccio venga pizzicato
tra il tutore e lo scarpone da sci



Tru-Pull
Sistema di trazione per rotula



Sottoginocchiera
in neoprene

Accessori opzionali per ginocchiere

Codice	Descrizione	Taglia
11-0075-X	Sottoginocchiera in Lycra® nera	S-XXL
11-0122-X	Sottoginocchiera in Neoprene nera	XS-XXL
11-1525-X	Sistema di trazione Tru-Pull	XS-XXXL
11-1006-X	Protezione per rotula Impact Guard	S-XXL
16-1006-0-00000	Protezione per rotula Impact Guard Special	Indicare taglia e lato
11-1367-9	Protezione per polpaccio Pinch Guard per Defiance	Unica
11-1095-9	Protezione per polpaccio Pinch Guard per Armor	Unica
11-0398-9	Blocco a 0° in flessione per tutti gli snodi	
25-0422-0	Kit flex/ext per snodo policentrico (ext 0°,20°,30°,40° - flex 45°,60°,75°,90°)	
11-0722	Blocco a 0° in estensione per snodo Fource Point™	
11-0723	Blocco in estensione a 10° per snodo Fource Point™	
11-0724	Blocco in estensione a 20° per snodo Fource Point™	
11-0725	Blocco in estensione a 30° per snodo Fource Point™	
11-0726	Blocco in estensione a 40° per snodo Fource Point™	
25-2352-0	Kit blocco flex per snodo Fource Point™ (45°,60°,75°,90°)	
25-5840	Chiavetta esagonale per regolazioni snodo Fource Point	
25-0271-0	Cuscinetti condilari	
11-2005-X	Banda anti-migrazione al polpaccio	

Utilizzare i seguenti blocchi per l'immobilizzazione totale a 0° per gli SNODI POLICENTRICI
11-0398-9 + 25-0422-0

Utilizzare i seguenti blocchi per l'immobilizzazione totale a 0° per lo SNODO FOURCE POINT
11-0398-9 + 11-0722

Ricambi per ginocchiere 4 punti

Codice	Descrizione	Versione
11-1052-X	Set completo fasce di ricambio per Armor e FullForce	Ambidestre
11-1072-X	Set completo rivestimento in tessuto interno per Armor	Destro
11-1073-X	Set completo rivestimento in tessuto interno per Armor	Sinistro
11-1469-X	Set completo rivestimento in tessuto interno per FullForce	Destro
11-1470-X	Set completo rivestimento in tessuto interno per FullForce	Sinistro
25-0773-X	Set fasce per rivestimento interno in Suede per Renegade	Destro
25-0774-X	Set fasce per rivestimento interno in Suede per Renegade	Sinistro

x: indicare la taglia della ginocchiere

Ginocchiere femoro-rotulee **DONJOY®**

Ginocchiere femoro-rotulee




	Trizone	Reaction	Lateral J	Tru-Pull Lite	Tru-Pull	Quick Fit	Infrapatellar Band
Dolore anteriore alla rotula	•	•					
Dolore anteriore di ginocchio	•	•				•	
Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula			•	•	•	•	
Tendinopatie	•	•					•
Artrosi femoro-rotulea		•	•	•	•	•	

Ginocchiere elastiche



	Genuforce	Rotulax
Instabilità femoro-rotulea	•	
Rotula iperlassa		•
Lesioni meniscali	•	•
Lesioni rotulee	•	•
Uso post-trauma e post-operatorio	•	•





Indicazioni d'uso



DONJOY®

Reaction™

Ginocchiera reticolare



Si consiglia l'utilizzo della ginocchiera Reaction direttamente sulla pelle. Indossare la sottoginocchiera in caso di irritazioni da uso prolungato.

Fig 1 -
Ginocchiera Reaction indossata con sottoginocchiera

Indicazioni

Dolore anteriore del ginocchio associato a:

- Condromalacia rotulea
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinopatie rotulee e del quadricipite

Caratteristiche

- Pannello frontale reticolare, per consentire la dispersione dell'energia e l'assorbimento dei micro-traumi
- Design anatomico ed ergonomico
- Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
- Mini snodi policentrici
- Sottoginocchiera in Lycra® inclusa nella confezione
- 4 taglie, ambidestra
- 3 colori

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Reaction™	
Codice	Descrizione
82-0215-X	Ginocchiera reticolare, colore grigio
82-0215-X-01000	Ginocchiera reticolare, colore rosso
82-0215-X-02000	Ginocchiera reticolare, colore blu

Accessori per Ginocchiera Reaction™		
Codice	Descrizione	Taglie
11-0541-X	Sottoginocchiera di ricambio	da S a XXXL
25-9510-X	Pannello posteriore di ricambio	(indicare taglia ginocchiera)

Taglie Reaction e accessori			
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Ginocchiera	Pannello posteriore
X = 2	33 - 46	XS/S	XS/S
X = 3	47 - 59	M/L	M/L
X = 4	60 - 75	XL/XXL	XL/XXL
X = 5	> 75	XXXL	XXXL



La struttura reticolare consente la dispersione dell'energia e l'assorbimento degli urti per ottenere un sollievo graduale dal dolore

- La struttura reticolare in elastomero aiuta a ridurre il dolore dissipando energia in tutto il ginocchio (figura 1)
- Le membrane flessibili si allungano con il movimento dell'articolazione e tornano poi alle loro dimensioni originali, assorbendo gli urti e spostando la maggior parte del carico lontano dal punto doloroso (figura 2)
- La perfetta aderenza, la compressione e la capacità di allungamento delle membrane garantiscono una maggiore propriocezione (controllo neuromuscolare) durante la flessione e l'estensione

Struttura aperta per prolungare il comfort

- Garantisce la massima aderenza alla rotula e si adatta alle caratteristiche anatomiche del ginocchio
- Il supporto a rete agevola il movimento e assicura la traspirazione
- La sensazione generale è di maggior comfort rispetto alle ginocchiere tradizionali

Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula

- La struttura reticolare crea stabilizzazione dinamica della rotula su tutti i lati, creando anche tensione sui tendini rotulei e del quadricipite, per ridurre il dolore

Snodi a doppio asse per un supporto aggiuntivo

- Grazie alla loro flessibilità, gli snodi sostengono il ginocchio anche in posizione neutra

Tensione adattabile per garantire la stabilità della ginocchiera

- Le cinghie regolabili aiutano la ginocchiera a rimanere in posizione durante le attività quotidiane o sportive
- Le cinghie possono essere regolate in base al livello di comfort e al grado di tensione elastica desiderata

Sottoginocchiera su misura per maggiore comfort

- Aiuta a prevenire l'irritazione cutanea e garantisce compressione e contenimento dei tessuti

Membrane estensibili – Ruolo e funzione



Le **membrane diagonali** riproducono le linee di forza del quadricipite

Le **membrane orizzontali** attraversano i tendini rotulei e del quadricipite

Le **membrane pararotulee** mediali e laterali controllano il movimento della rotula

Le **membrane verticali** garantiscono la restituzione della maggior parte dell'energia cinetica

Fig 1 -

Ogni gruppo di membrane ha funzioni specifiche e svolge azioni indipendenti



Fig 2 -

Le membrane flessibili si allungano e contraggono seguendo il movimento dell'articolazione



DONJOY®

TriZone™

Ginocchiera a tre zone di compressione



Indicazioni

- Dolore anteriore del ginocchio
- Condromalacia rotulea
- Condropatie di lieve entità
- Gonartrosi iniziale

Caratteristiche

- Tre differenti zone di compressione del tessuto
- Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le compressioni
- Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
- Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
- Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
- Trattamento antimicrobico
- 7 taglie, da XS (pediatrica) a XXXL

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera TriZone™			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
82-g124-1	82-g125-1	33-39	XS
82-g124-2	82-g125-2	39-47	S
82-g124-3	82-g125-3	47-53	M
82-g124-4	82-g125-4	53-60	L
82-g124-5	82-g125-5	60-67	XL
82-g124-6	82-g125-6	67-75	XXL
82-g124-7	82-g125-7	75-81	XXXL

DONJOY®

Genuforce™

Ginocchiera elastica


Indicazioni

- Instabilità femoro-rotulea lieve e moderata, mal allineamento rotuleo, lesioni meniscali, applicazione post-trauma e post-operatorio

Caratteristiche

- Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire elastocompressione bilanciata, design anatomico per un'elevata vestibilità e un ottimo comfort durante l'utilizzo
- Tasselli antiscivolo e anti rotazione, materiali di fabbricazione ipoallergici
- Monta un anello di stabilizzazione femoro-rotuleo in silicone medicale concepito per evitare un'eccessiva pressione nella parte centrale della rotula
- Stecche laterali flessibili inserite nel tutore
- Ambidestra, in 7 misure
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Genuforce™			
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Circonferenza polpaccio in cm (presa 5 cm sotto il centro della rotula)	Taglia
82-0027-1	37 - 40	25 - 28	XS
82-0027-2	40 - 43	28 - 30	S
82-0027-3	43 - 46	31 - 34	M
82-0027-4	46 - 49	34 - 37	L
82-0027-5	49 - 52	37 - 40	XL
82-0027-6	52 - 55	40 - 43	XXL
82-0027-7	55 - 58	43 - 48	XXXL

NOVITÀ

DONJOY®

RotuLax™

Ginocchiera elastica con cuscinetto rotuleo

Indicazioni


- Dolore associato a sindrome femoro-rotulea (dolore anteriore di ginocchio)
- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi di ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Instabilità lieve del ginocchio
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort con stecche flessibili
- Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo scarico del tendine rotuleo
- Ambidestra, in 7 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera elastica RotuLax™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0710-1	35 - 38	XS
82-0710-2	39 - 42	S
82-0710-3	43 - 46	M
82-0710-4	47 - 49	L
82-0710-5	50 - 53	XL
82-0710-6	54 - 57	XXL
82-0710-7	58 - 61	XXXL



AIRCAST®

Infrapatellar Band™

Indicazioni

- Tendinite rotulea
- Morbo di Osgood Schlatter

Caratteristiche

- Cuscinetto interno a cella d'aria per concentrare la compressione sul tendine, diminuendo lo stress sull'apofisi tibiale
- Misura universale
- Chiusura a strappo

Informazioni per l'ordine

Infrapatellar Band™	
Codice	Taglia
o8A-B	Universale



DONJOY®

Quick Fit™ Ginocchiera articolata

Indicazioni

- Distorsione lieve o di moderata entità
- Lesioni legamentose lievi o di moderata entità
- Instabilità legamentosa lieve o moderata
- Lesioni meniscali
- Sublussazioni, lassità, mal allineamento della rotula
- Dolore lieve o moderato da artrite
- Come protezione durante le attività sportive non impegnative

Caratteristiche

- Tessuto traspirante da 5mm in Spacer Mesh ideale alternativa al neoprene
- Aste articolate policentriche bilaterali con copertura per la protezione
- 6 fasce a strappo indipendenti di cui 4 anteriori e 2 posteriori per regolare il livello di contenzione e compressione
- Cuscinetto rotuleo modificabile a "O, U, J" per trattare selettivamente il settore interessato
- L'anello può essere rimosso e tagliato su misura per le esigenze terapeutiche e per migliorare l'allineamento rotuleo e la contenzione
- Priva di lattice
- Ambidestra, in 7 misure

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Quick Fit™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-0010-1	26,5 - 33	XXS
82-0010-2	33 - 39	XS
82-0010-3	39 - 47	S
82-0010-4	47 - 53	M
82-0010-5	53 - 60	L
82-0010-6	60 - 67	XL
82-0010-7	67 - 75	XXL
82-0010-8	75 - 81	XXXL

DONJOY®

Lateral "J"™

Indicazioni

- Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea

Caratteristiche

- Appoggio laterale a "J" per la stabilizzazione rotulea
- Trazionatore supplementare per ulteriore stabilizzazione
- Disponibile in 5 taglie
- Versione destra o sinistra
- Tessuto in Drytex leggero e traspirante

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Lateral J			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
81-06592	81-06602	33 - 39	XS
81-06593	81-06603	39 - 47	S
81-06595	81-06605	47 - 53	M
81-06597	81-06607	53 - 60	L
81-06598	81-06608	60 - 67	XL



DONJOY®

Tru-Pull® Lite

Indicazioni

- Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea. TruPull Lite è un esclusivo tutore brevettato DonJoy. Crea una trazione costante alla rotula tramite un cuscinetto interno "Dual Durometer System™" che agisce in modo dinamico durante l'uso del tutore

Caratteristiche

- Aste articolate integrate in nylon semiflessibili
- Materiali comodi, leggeri, a sagoma piatta: tessuto Breathe-O-Prene®, MicroMesh antimicrobico che lascia la cute fresca e asciutta
- Fascia per trazione dinamica alla rotula, per il controllo e il riallineamento
- Ancoraggi indipendenti alla coscia e al polpaccio per prevenire la rotazione del tutore
- Cuscinetto interno per la trazione alla rotula Dual Durometer System™ brevettato
- Versione destra o sinistra, in 6 misure

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Tru-Pull® Lite			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
81-0260-1	81-0261-1	33 - 39	XS
81-0260-2	81-0261-2	39 - 47	S
81-0260-3	81-0261-3	47 - 53	M
81-0260-4	81-0261-4	53 - 60	L
81-0260-5	81-0261-5	60 - 67	XL
81-0260-6	81-0261-6	67 - 75	XXL
81-0260-7	81-0261-7	75 - 82	XXXL



DONJOY®

Tru-Pull®

Indicazioni

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea, condromalacia

Caratteristiche

- Ginocchiera con articolazione policentrica
- Sistema di trazione elastomerico con doppia fascia sopra e sotto la rotula. Il sistema svolge l'azione in modo simile a una benda gommata che fornisce resistenza dinamica sulla rotula quando il ginocchio si estende
- Ancore indipendenti impediscono la rotazione del tutore
- Supporti per rinforzo extra per l'appoggio alla rotula
- Apertura poplitea

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Tru-Pull®			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
81-22922	81-22932	33 - 39	XS
81-22923	81-22933	39 - 47	S
81-22925	81-22935	47 - 53	M
81-22927	81-22937	53 - 60	L
81-22928	81-22938	60 - 67	XL
81-22929	81-22939	67 - 75	XXL



Ginocchiere per gonartrosi



DONJOY®


Ginocchiere per Gonartrosi



	TriZone	OA Reaction Web	OA Reaction TriFit Web	OA Nano	OA Adjuster 3	OA Defiance™ OA Defiance™ III
Gonartrosi unicompartimentale lieve	•	•	•	•		
Gonartrosi unicompartimentale moderata		•	•	•	•	•
Gonartrosi unicompartimentale severa			•		•	•
SU MISURA						•

Indicazioni d'uso







DONJOY®

TriZone™

Ginocchiera a tre zone di compressione



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera TriZone™			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
82-g124-1	82-g125-1	33-39	XS
82-g124-2	82-g125-2	39-47	S
82-g124-3	82-g125-3	47-53	M
82-g124-4	82-g125-4	53-60	L
82-g124-5	82-g125-5	60-67	XL
82-g124-6	82-g125-6	67-75	XXL
82-g124-7	82-g125-7	75-81	XXXL

TriZone incrementa la stabilità del ginocchio riducendo la rotazione, migliorando il movimento e la propriocezione

(Richards J, et al 2014)

Indicazioni

- Dolore anteriore del ginocchio
- Condromalacia rotulea
- Condropatie di lieve entità
- Gonartrosi iniziale

Caratteristiche

- Tre differenti zone di compressione del tessuto
- Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le compressioni
- Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
- Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
- Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
- Trattamento antimicrobico
- 7 taglie, da XS (pediatrica) a XXXL





Fig 1 -
Ginocchiera Reaction indossata con sottoginocchiera

La ginocchiera **OA Reaction Web™** è uno strumento unico ed efficace per il trattamento dei dolori provocati da gonartrosi grazie all'innovativa tecnologia reticolare in silicone e al comodo e funzionale sistema di scarico articolare.

Si consiglia l'utilizzo della ginocchiera Reaction direttamente sulla pelle. Indossare la sottoginocchiera in caso di irritazioni da uso prolungato.

Indicazioni

- Gonartrosi unicompartimentale di ginocchio e rotula, da lieve a moderata
- La ginocchiera OA Reaction Web™ è l'ideale per chi non ha mai indossato un tutore: permette di abituarsi al tutore, facilitando il passaggio ad uno più rigido a tempo debito
- Per pazienti che desiderano un'alternativa più leggera rispetto ai tutori rigidi

Caratteristiche


- Tecnologia reticolare in silicone: assorbe gli urti e ripristina l'energia cinetica. Perfetta aderenza per favorire la propriocezione e aiutare i pazienti a riacquistare sicurezza e rimanere attivi
- Rete in silicone con foro rotuleo: il pannello in silicone assicura la stabilità della rotula e una leggera azione di scarico
- Struttura elastica avvolgente quadridirezionale: comoda, aderente, facile da indossare
- Perfetta vestibilità per la maggior parte delle conformazioni
- Cuscinetto condilare in silicone: azione delicata di scarico del ginocchio e presa antiscivolo
- Asta montante in alluminio modellabile: assicura stabilità e si può regolare per aumentare l'azione di scarico
- Raccordi agli snodi imbottiti: garantiscono comfort e protezione
- Pannello posteriore: design anatomico in tessuto traspirante
- Sottoginocchiera di protezione per il miglior comfort durante l'uso, soprattutto in caso di attività sportiva intensa (inclusa)
- A basso impatto, leggera, discreta: il livello di comfort della ginocchiera è tale che i pazienti possono addirittura dimenticarsene
- Discreta, si può indossare sotto gli abiti

DONJOY®

OA Reaction™ Web

La soluzione innovativa e discreta per il dolore da gonartrosi.

La ginocchiera **OA Reaction Web™** dona sollievo ai pazienti affetti da gonartrosi con una soluzione comoda, leggera e discreta.



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Reaction Web			
	VARO DESTRO lesione mediale destra		VARO SINISTRO lesione mediale sinistra
	cod. 82-7426-X sulla confezione: MDL RT/LAT LT		cod. 82-7427-X sulla confezione: MDL LT/LAT RT
	VALGO DESTRO lesione laterale destra		VALGO SINISTRO lesione laterale sinistra
	cod. 82-7427-X sulla confezione: MDL LT/LAT RT		cod. 82-7426-X sulla confezione: MDL RT/LAT LT

Accessori Ginocchiera OA Reaction Web		
Codice	Descrizione	Taglia
25-9504-X	Set ricambi - Varo destro / Valgo sinistro	Universale
25-9505-X	Set ricambi - Varo sinistro / Valgo destro	Universale
11-0541-X	Sottoginocchiera di ricambio	da S a XXXL

Taglia		
Taglia tutore	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL
x = 7	75 - 81	XXXL



DONJOY®

OA Reaction TriFit™ Web

Ginocchiera OA personalizzabile

Indicazioni

- Gonartrosi monocompartimentale moderata
- Dolore anteriore alla rotula associato a gonartrosi moderata
- Uso post-operatorio e per la riabilitazione
- Ideale per pazienti che hanno un ginocchio di dimensioni importanti dove è necessaria la personalizzazione del tutore per ottenere un'efficace e duratura risposta terapeutica
- Indicata per soggetti attivi o che praticano attività sportive

Caratteristiche

- Struttura semi-rigida Exos personalizzabile nella presa alla coscia e nella presa alla tibia. L'innovativo materiale termoplastico **Exos** è sagomabile più volte e consente l'adattamento della ginocchiera alla morfologia della gamba del paziente
- Pannello **Reaction** al ginocchio, integrato con **Sistema BOA** per regolare la tensione del tutore per il controllo del dolore anteriore
- Struttura leggera e sottile con aste in lega d'alluminio ad alta resistenza
- Snodo policentrico d'appoggio al condilo per la spinta di correzione e scarico articolare
- Inclusi gli spessori di correzione e scarico articolare al condilo per varo-valgo da utilizzare a 2°, 3°, 4°
- Lo snodo policentrico d'appoggio al condilo può essere limitato nel ROM a: estensione 0°, 10°, 20°, 30°, 40° - flessione 45°, 60°, 75° (contro lateralmente il tutore monta uno snodo policentrico semplice a doppio asse)
- Inclusa la sottoginocchiera di protezione in Lycra per il miglior comfort durante l'uso
- Disponibile in due versioni: Mediale Destra oppure Mediale Sinistra, 7 taglie

Innovativa ginocchiera che combina due importanti tecnologie brevettate.
Exos: un materiale unico nel suo genere per la possibilità di essere termoformato più volte per adattare le strutture alla morfologia del paziente.
Reaction: pannello reticolare in silicone che permette un forte e confortevole sostegno.


Sistema BOA: integrato nel pannello Reaction, ne consente la corretta tensione per il controllo ottimale del dolore anteriore e per ottenere il massimo assorbimento e dispersione dei micro traumi dannosi per l'articolazione.


Ogni adattamento e personalizzazione del tutore può essere eseguita dal tecnico ortopedico in base alle richieste del medico specialista.

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Reaction Trifit Web			
	VARO DESTRO lesione mediale destra		VARO SINISTRO lesione mediale sinistra
	cod. 11-1746-X sulla confezione: RT MED		cod. 11-1747-X sulla confezione: LT MED
	VALGO DESTRO lesione laterale destra		VALGO SINISTRO lesione laterale sinistra
	cod. 11-1747-X sulla confezione: LAT RT		cod. 11-1746-X sulla confezione: LAT LT

Taglia		
Taglia tutore	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
X = 1	33-39	XS
X = 2	39-47	S
X = 3	47-53	M
X = 4	53-60	L
X = 5	60-67	XL
X = 6	67-75	XXL
X = 7	75-81	XXXL





DONJOY®

OA Defiance™

Ginocchio su misura

Indicazioni

- Gonartrosi unicompartimentale severa (varo/valgo)
- Correzione addizionale da 1° a 7° gradi con sistema telescopico al condilo per ulteriore spinta fino a 3° gradi extra

Caratteristiche

- Struttura leggera in fibra di carbonio ad alta resistenza
- In fase di misurazione si può inserire la correzione da 1° a 7°
- Condilo telescopico per correzioni ulteriori fino a 3° extra
- La chiave universale regola il carico per le varie esigenze quotidiane
- Imbottitura condilo Foam™ con 100% di memoria per un maggiore comfort e anatomicità
- Rivestimenti interni e imbottiture soft
- Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Inseribili blocchi opzionali in flessione da 45°, 60°, 75°, 90° e in estensione da 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- 30 colori disponibili (vedi pagina 97)
- Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 109)

Per le misure utilizzare il sistema DonJoy CCMI - Mark III
(Vedi pagina 93)

Tempi di consegna

- 30 giorni dalla data dell'ordine

DONJOY®

Accessori e Ricambi per ginocchio

OA Nano, OA Adjuster 3
OA Defiance

Accessori opzionali per ginocchio per gonartrosi

Codice	Descrizione	Taglia
11-0075-X	Sottoginocchiera in Lycra® nera	XS-XXL
11-0122-X	Sottoginocchiera in Neoprene nera	XS-XXL
11-0398-9	Blocco a 0° in flessione per tutti gli snodi	
25-1376-0	Kit blocchi flex/ext (Ext 20°,30°,45° - Flex 60°,75°, 90°)	
13-3120-0	Chiavetta esagonale a T	

Utilizzare i seguenti blocchi per l'immobilizzazione totale a 0°
11-0398-9 + 25-0422-0



DONJOY®

OA Nano™



Indicazioni

- OA monocompartimentale da lieve a moderata
- Ideale per persone che svolgono attività moderata

Caratteristiche

- Design della struttura a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Struttura rigida in lega di magnesio con tecnologia Nano Mag™
- Regolazione varo/valgo da 0° a 11° circa
- Appositamente studiata per garantire la stabilità legamentosa
- Peso: 402 g ca

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Nano™			
	VARO DESTRO lesione mediale destra		VARO SINISTRO lesione mediale sinistra
	cod. 11-1214-X sulla confezione: RT MED		cod. 11-1215-X sulla confezione: LT MED
	VALGO DESTRO lesione laterale destra		VALGO SINISTRO lesione laterale sinistra
	cod. 11-1216-X sulla confezione: LAT RT		cod. 11-1217-X sulla confezione: LAT LT

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO



Taglia	
Codice	Taglia
x = 1	XS
x = 2	S
x = 3	M
x = 4	L
x = 5	XL
x = 6	XXL

(Accessori vedi pagina 123)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



DONJOY®

OA Adjuster™ 3



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Adjuster 3			
	VARO DESTRO lesione mediale destra		VARO SINISTRO lesione mediale sinistra
	cod. 11-1590-X sulla confezione: MED RT		cod. 11-1591-X sulla confezione: MED LT
	VALGO DESTRO lesione laterale destra		VALGO SINISTRO lesione laterale sinistra
	cod. 11-1592-X sulla confezione: LAT RT		cod. 11-1593-X sulla confezione: LAT LT

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO

Indicazioni

- Indicata per pazienti con gonartrosi unicompartmentale da moderata a severa varo/valgo, che richiedono di scaricare il peso dal ginocchio fornendo un'adeguata stabilità legamentosa
- Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

Caratteristiche

- L'uso della tecnologia Nano MAG™ sul lato di scarico, in combinazione con la durezza della struttura in alluminio, garantisce leggerezza e forza di riallineamento ottimale alla rima articolare
- La tecnologia DonJoy Adjuster™ 3 clinicamente testata, assicura un corretto e bilanciato scarico del peso dell'arto del paziente sui condili del ginocchio
- Correzione varo/valgo fino a 11° circa
- Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto legamentoso
- Design sagomato della struttura rigida che si adatta in particolar modo al polpaccio, permettendo una migrazione minima del tutore e massimo comfort anche per i pazienti più robusti



Taglia	
Codice	Taglia
x = 1	XS
x = 2	S
x = 3	M
x = 4	L
x = 5	XL
x = 6	XXL

(Accessori vedi pagina 123)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Ginocchiere post-operatorie

DONJOY®

Ginocchiere post-operatorie articolate



	X-ROM™	X-Act™ ROM Lite	X-Act™ ROM	IROM™
Immobilizzazione pre e post-operatoria	•	•	•	•
Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio	•	•	•	•
Snodo per immobilizzazione rapida	•	•	•	
Blocco Quick-Lock a -10°, 0°, 10°, 20° e 30°	•			

Immobilizzatori ginocchio



	AT4	3V™	AT4 3V
Immobilizzazione d'urgenza	•	•	•
Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione	•	•	•
Immobilizzazione pre e post-operatoria	•	•	•

Ginocchiera multifunzionale



	Everest™ II
Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione	•
Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio	•
Ginocchiera con snodo policentrico	•



NOVITÀ

DONJOY®

X-ROM™

Ginocchiera post-op telescopica universale

Indicazioni

Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCP, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Controllo di precisione

- Nuovo design dello snodo: regolazione del ROM da -10° a 90°, da -10° a 120° in flessione, con incremento di 10°
- Immobilizzazione Quick-Lock: blocco rapido dello snodo da -10° a 30°, con incremento di 10°

Applicazione semplice e veloce

- L'innovativo design del tutore permette un posizionamento rapido e sicuro in fase post-operatoria
- Regolazione facile e precisa grazie ai cursori scorrevoli a pulsante
- Pronta all'uso: già nella confezione X-ROM™ è predisposta per un'applicazione immediata al paziente

Protezione e comfort

- Tecnologia Tele-Fit™: aste telescopiche con 4 cuscinetti indipendenti regolabili
- Vestibilità ottimale e stabilità: aste in alluminio adattabili al profilo della gamba
- Materiale resistente e leggero (842 g)
- Rivestimento antimicrobico

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria X-ROM™		
Codice	Lunghezza del tutore	Taglia
11-2181-9	minima 49 cm / massima 68,5 cm	Unica





DONJOY®

X-Act™ ROM Lite

Ginocchiera telescopica leggera

Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

- Leggera e telescopica
- Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
- Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione da -10° a 120° con incremento di 10°
- Struttura scheletrica con aste telescopiche
- Chiusura con 4 fasce a strappo imbottite e regolabili
- Misura universale, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM LITE		
Codice	Circonferenza massima della coscia in cm	Taglia
11-2161-9	71	Unica

DONJOY®

X-Act™ ROM

Ginocchiera telescopica rinforzata

Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

- Ideale per soggetti con struttura corporea robusta e altezza superiore a 190 cm
- Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
- Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione da -10° a 120° con incremento di 10°
- Struttura scheletrica con aste telescopiche rinforzate
- 4 fasce a strappo montate su clip rapida di chiusura
- Misura universale, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM		
Codice	Circonferenza massima della coscia in cm	Taglia
11-2151-9	71	Unica



Banda antiscivolo interna



Chiusura pratica con clip

DONJOY®

IROM™ Ginocchiera post-operatoria

Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo del ROM nel post-operatorio e post-trauma, trattamento conservativo a seguito di distorsione

Caratteristiche

- Controllo del ROM con incremento di 10°
- Estensione da 0° a 90°, flessione da 0° a 120°
- Barre modellabili per la correzione del varo/valgo
- Disponibile nella versione chiusa o aperta, in due differenti lunghezze

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria IROM™		
Codice	Lunghezza del tutore in cm	Taglia
11-0170-2	57 (per lunghezza gamba < 80)	Corta - Chiusa
11-0170-4	66 (per lunghezza gamba > 80)	Lunga - Chiusa
11-0175-2	57 (per lunghezza gamba < 80)	Corta - Aperta
11-0175-4	66 (per lunghezza gamba > 80)	Lunga - Aperta



DONJOY®



AT4 Immobilizzatore ginocchio pannello singolo

Indicazioni

- Immobilizzazione totale del ginocchio post-trauma e/o post-chirurgia

Caratteristiche

- Design a pannello singolo realizzato in schiuma e tessuto traspirante
- Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
- Struttura leggera
- Fasce di chiusura con clip di sicurezza
- Banda anti-scivolo interna
- Accessorio opzionale: aste laterali in alluminio, malleabili a 20° in flessione
- 4 lunghezze, 4 taglie, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore Ginocchio AT4		
Codice	Circonferenza coscia in cm	Lunghezza e taglia
82-430-01	30 - 36	30 cm Pediatrica
82-440-01	< 46	40 cm S
82-440-02	46 - 51	40 cm M
82-440-03	52 - 57	40 cm L
82-440-04	> 58	40 cm XL
82-450-01	< 46	50 cm S
82-450-02	46 - 51	50 cm M
82-450-03	52 - 57	50 cm L
82-450-04	> 58	50 cm XL
82-460-01	< 46	60 cm S
82-460-02	46 - 51	60 cm M
82-460-03	52 - 57	60 cm L
82-460-04	> 58	60 cm XL





Chiusura pratica con clip



Aste in alluminio malleabili e rimovibili

DONJOY®

3V™

Immobilizzatore ginocchio 3 pannelli

Indicazioni

- Immobilizzazione pre e post-operatoria e post-trauma
- Per ogni condizione in cui si renda necessaria l'immobilizzazione in estensione, lesioni ai legamenti, traumi ai menischi o alla rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche

- Realizzato in tre pannelli in tessuto traspirante
- Stecche laterali a 0° di estensione
- Chiusura a strappo
- Circonferenza alla coscia regolabile grazie ai pannelli
- 4 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore Ginocchio 3V		
Codice	Altezza del tutore in cm	Taglia
82-96105	40	S
82-96106	50	M
82-96107	60	L
82-96108	65	XL

Misurare la lunghezza della gamba dall'inguine al malleolo e sottrarre 20 cm

DONJOY®

AT4 3V

Immobilizzatore ginocchio 3 pannelli



Indicazioni

- Uso pre e post-trauma o post-operatorio per la totale immobilizzazione del ginocchio
- Per ogni condizione in cui si renda necessario l'immobilizzazione in estensione, quali lesioni ai legamenti, traumi del menisco o della rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche

- Struttura con 3 pannelli realizzato in schiuma e tessuto perforato
- Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
- Aste laterali in alluminio malleabile a 20° in flessione
- Fasce di chiusura di sicurezza con clip a basso profilo
- Banda anti-scivolo interna
- 5 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore Ginocchio AT43V		
Codice	Lunghezza del tutore in cm	Taglia
82-43-30	30	Pediatrica
82-43-01	40	S
82-43-02	50	M
82-43-03	60	L
82-43-04	65	XL

Misurare la lunghezza della gamba dall'inguine al malleolo e sottrarre 20 cm



DONJOY®

Everest™ II Ginocchiera multifunzionale




Indicazioni

- Uso post-trauma, pre- o post-operatorio, riabilitazione funzionale, ritorno alle attività
- Instabilità moderata dei legamenti LCA/LCP, lesioni dei legamenti LCM/LCL, lesioni meniscali, chirurgia del ginocchio

Caratteristiche

- Nuovo snodo regolabile in flessione ed estensione e con possibilità di immobilizzazione a 0°, 10°, 20°, 30°, 60° e 90°
- Realizzata in tessuto Cool Sensation traspirante e leggero
- Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
- Ampia apertura frontale con chiusura a strappo per una facile e veloce applicazione
- 4 fasce di chiusura con fibbie rapide per garantire la massima contenzione del tutore
- Altezza del tutore 42 cm, disponibile in 6 taglie



Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Everest II		
Codice	Circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro rotula	Taglia
82-0046-1	33 - 37	XS (PEDIATRICA)
82-0046-2	38 - 43	S
82-0046-3	44 - 49	M
82-0046-4	50 - 55	L
82-0046-5	56 - 60	XL
82-0046-6	> 60	XXL



Everest™ Ice II Perform'Ice Knee

Ginocchiere articolate per
Terapia del Freddo & Compressione



Vedi Sezione **CRIOTERAPIA**



DONJOY®

Stampelle per adulti

Indicazioni:

- Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o interventi chirurgici

Caratteristiche:

- Modello da adulti che può essere utilizzato anche da adolescenti
- Altezza dell'impugnatura regolabile: 77 - 98 cm
- Altezza dell'alloggio per il braccio: 22 cm
- Larghezza dell'alloggio per il braccio: 11 cm
- Resistenza per ogni stampella: 130 kg
- Peso di ogni stampella: 510 gr
- Design dell'impugnatura molto confortevole e soffice
- Stampelle dotate di puntale antiscivolo

Stampelle per adulti	
Codice	Descrizione
24-2000	Stampelle per adulti (6 paia)
25-920100	Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

DONJOY®

Stampelle pediatriche

Indicazioni:

- Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o interventi chirurgici

Caratteristiche:

- Modello pediatrico, fino a 130 cm di altezza del bambino
- Altezza dell'impugnatura regolabile: 55 - 77 cm
- Altezza dell'alloggio per il braccio regolabile: 11-21 cm
- Larghezza dell'alloggio per il braccio: 7 cm
- Resistenza per ogni stampella: 100 kg
- Peso di ogni stampella: 330 gr
- Design dell'impugnatura molto confortevole e soffice
- Stampelle dotate di puntale antiscivolo

Stampelle per bambini	
Codice	Descrizione
11-2510	Stampelle pediatriche (1 paio)
25-920100	Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Caviglia, Piede



Cavigliere

Tutori bivalva



	Air-Stirrup II™	Air-Stirrup Classic	Air-Stirrup Universe	Surround Gel	AirSelect basso
Distorsione di 1° e 2° grado (lesione parziale legamentosa)	•	•	•	•	
Distorsione di 3° grado (lesione severa legamentosa)	•	•	•		•
Terapia del freddo				•	

Cavigliere per stabilizzazione legamentosa



	AirSport	A60™
Instabilità cronica	•	•
Instabilità legamentosa	•	•
Attività sportiva	•	•

Cavigliere elastiche



	Artilax™	MaloLax™	Strapilax™ Ankle	FortiLax™ Ankle	Malleoforce
Contenzione graduata per trattamento dell'edema	•	•	•	•	•
Borsiti		•			•
Instabilità e artrosi lieve e moderata	•	•	•	•	•
Stimolazione propriocettiva	•	•	•	•	•
Attività sportiva	•	•	•	•	•



Scelta del tutore





AIRCAST®

Air-Stirrup™ II

Tutore bivalva



Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II, III grado
- Trattamento post-operatorio
- Terapia di protezione post-stivaletto gessato o bendaggio funzionale
- Trattamento funzionale

Caratteristiche

- Guscio esterno semi-flessibile e anatomico per favorire il comfort
- Parte interna con celle a camere d'aria Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®
- Morbida rete traspirante sui cuscinetti interni, per diminuire la sudorazione evitando arrossamenti alla cute
- Chiusura con passante per fasce a strappo, sistema brevettato Aircast®
- Sagoma piede stampata sulla parte inferiore del tutore per il corretto posizionamento


Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup II™				
Codice		Altezza paziente in m	Lunghezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
81-02VSL	81-02VSR	< 1,57	21,6	S
81-02VML	81-02VMR	1,57 - 1,67	23,5	M
81-02VLL	81-02VLR	> 1,62	26,7	L



Tecnologia a doppia cella d'aria

Brevetto Aircast






Sistema con doppi cuscinetti ad aria Duplex™ Aircast®

Il **design del guscio** offre una maggiore flessibilità prossimale, aumentando il comfort

Il **design anatomico delle valve** favorisce maggiore forza distale per una protezione più efficace della caviglia



Le frecce blu rappresentano la pressione che favorisce la circolazione (frecce rosse), garantita dal Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®



AIRCAST®

Air-Stirrup™ Classic Tutore bivalva



Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II e III grado
- Utilizzo post-operatorio e post-gesso
- Instabilità cronica di caviglia
- Trattamento funzionale


Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
- Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore
- Chiusura a strappo

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® Classic™

Codice		Altezza paziente in m	Altezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
81-02CL	81-02CR	< 1,57	22	Small
81-02BL	81-02BR	1,57 - 1,67	23	Training (Medium)
81-02AL	81-02AR	> 1,62	27	Standard (Large)
02JL	02JR	Bambini	15	Pediatrica
02DL	02DR	> 1,67	23	Sport



AIRCAST®

Air-Stirrup™ Universe Tutore bivalva

Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II e III grado
- Instabilità cronica
- Utilizzo post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi con celle ad aria Duplex™ pre-gonfiate, per la protezione della caviglia
- Chiusura a strappo
- Misura universale ambidestra

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® Universe™	
Codice	Taglia
02E	Unica



AIRCAST®

Leg Brace™ Gambaletto post-frattura

Indicazioni

- Fratture da stress
- Fratture di tibia e perone
- Dopo la rimozione del gesso

Caratteristiche

- Gusci anatomici semi-rigidi con sistema a celle ad aria Duplex™
- Pannello frontale di protezione alla tibia

Informazioni per l'ordine

Gambaletto Leg Brace™				
Codice		Altezza paziente in m	Altezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
o3BL	o3BR	> 1,57	39,5	Standard
o3DL	o3DR	< 1,57	33	Small



DONJOY®

Surround® Gel Tutore bivalva per terapia del freddo



Indicazioni

Applicazione della terapia del freddo e dell'immobilizzazione a seguito di:

- Distorsione acuta di I e II grado
- Instabilità cronica
- Utilizzo post-operatorio

Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi con cuscinetti interni con uno speciale Gel per la terapia del freddo
- Il tutore per mantenere l'effetto del freddo deve essere posto in un congelatore per circa 20 minuti
- L'effetto freddo dura all'incirca 20 - 30 minuti, secondo la temperatura dell'ambiente

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Surround Gel		
Codice	Taglia	Altezza tutore cm
81-97877	Unica adulti	24,1
81-97873	Pediatrica	21,6



AIRCAST

AirSport+™ Cavigliera con chiusura BOA



Indicazioni

- Distorsioni di caviglia moderate e severe
- Lesioni al comparto legamentoso
- Nel post-operatorio
- Trattamenti conservativi
- Uso profilattico, ritorno alle attività sportive

Caratteristiche

- Innovativo tutore per la caviglia con sistema ATOP/MOZ per la chiusura e per regolare il livello di compressione
- Rinforzi bilaterali per un'elevata stabilizzazione e controllo articolare
- Materiali di fabbricazione semi-rigidi per controllare il movimento
- Rinforzi anatomici per rispettare la conformazione naturale
- Imbottiture con celle ad aria per la protezione
- Doppie celle ad aria per il massaggio e la compressione
- Le imbottiture e le celle ad aria aumentano il comfort
- 5 taglie disponibili; destra e sinistra

Informazioni per l'ordine



Cavigliera AirSport™ +			
Codice		Taglia	Misura Scarpa
Sinistra	Destra		
82-0266-1	82-0265-1	XS (PED)	30-34
82-0266-2	82-0265-2	S	34-38
82-0266-3	82-0265-3	M	38-42
82-0266-4	82-0265-4	L	42-47
82-0266-5	82-0265-5	XL	>47

AIRCAST

AirSport™ Cavigliera chiusura a strappo

Indicazioni

- Distorsione acuta di caviglia di I e II grado
- Lesione legamentosa di caviglia
- Applicazione post-operatoria e post-gesso
- Instabilità cronica della caviglia
- Profilassi delle distorsioni

Caratteristiche

- Cuscinetti interni con celle ad aria e schiuma per proteggere e sostenere la caviglia
- Il guscio semirigido integrato assicura il sostegno
- Rivestimento in tessuto resistente, per la massima durata del tutore
- Fascia anteriore incrociata per LPA consente una maggiore stabilizzazione articolare
- Facile regolazione alla base del tallone per semplificare l'applicazione
- 5 misure, versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine



Cavigliera AirSport™			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
81-02MXSL	81-02MXSR	30 - 34	XS (PED)
81-02MSL	81-02MSR	35 - 38	S
81-02MML	81-02MMR	39 - 42	M
81-02MLL	81-02MLR	43 - 47	L
81-02MXLL	81-02MXLR	> 47	XL



AIRCRAFT

A60™ Cavigliera con stabilizzatore

Indicazioni

- Instabilità cronica alla caviglia
- Ideale per riprendere e svolgere le attività sportive

Caratteristiche

- Stabilizzatore interno con angolo a 60° per evitare le distorsioni
- Regolazione semplificata mediante un'unica fascia di contenzione
- Tallone aperto per mantenere la propriocezione
- Tessuto Breathe-O-Prene® mantiene la pelle fresca e asciutta
- Design anatomico ed ergonomico
- Colori nero o bianco
- 3 misure, nella versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine

Cavigliera A60™ COLORE NERO			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
81-02TSL	81-02TSR	35 - 38	S
81-02TML	81-02TMR	39 - 42	M
81-02TLL	81-02TLR	43 - 47	L

Cavigliera A60™ COLORE BIANCO			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
03TSL	03TSR	35 - 38	S
03TML	03TMR	39 - 42	M
03TLL	03TLR	43 - 47	L



DONJOY®

Artilax™ Ankle Cavigliera elastica

Indicazioni

- Trattamento di edema leggero
- Trattamento propriocettivo della caviglia
- Instabilità lieve e moderata della caviglia

Caratteristiche

- Tessuto anatomico elastico, per la stimolazione propriocettiva tramite compressione
- Tessuto traspirante per un maggiore comfort
- Ambidestra, in 5 misure
- Priva di lattice

Informazioni per l'ordine

Cavigliera Elastica Artilax™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0035-1	18 - 20	XS
82-0035-2	20 - 22	S
82-0035-3	22 - 24	M
82-0035-4	24 - 27	L
82-0035-5	27 - 30	XL / XXL





DONJOY®

Malleoforce™

Cavigliera elastica

Indicazioni

- Instabilità lieve e moderata della caviglia, lievi lesioni legamentose, osteoartrosi lieve e moderata, infiammazione cronica dei tessuti, nel post-trauma e nel post-operatorio

Caratteristiche

- Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire elastocompressione bilanciata, design del presidio anatomico per un'elevata vestibilità e un ottimo comfort per il paziente durante l'utilizzo, materiali ipoallergenici. Supporti di contenzione e stabilizzazione interni realizzati in silicone medicale
- 6 misure, ambidestra
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica Malleoforce™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0028-1	17 - 19	XS
82-0028-2	19 - 21	S
82-0028-3	21 - 23	M
82-0028-4	23 - 25	L
82-0028-5	25 - 27	XL
82-0028-6	27 - 29	XXL



DONJOY®

MaloLax™

Cavigliera elastica con cuscinetti malleolari

Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della caviglia e lieve artrosi di caviglia e piede
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Cuscinetti anatomici morbidi per la stabilizzazione dei malleoli
- Ambidestra, in 6 misure
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica MaloLax™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0715-1	19 - 20	XS
82-0715-2	21 - 22	S
82-0715-3	23 - 24	M
82-0715-4	25 - 26	L
82-0715-5	27 - 28	XL
82-0715-6	29 - 30	XXL



NOVITÀ

NOVITÀ

DONJOY®

FortiLax Ankle™

Cavigliera elastica



Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della caviglia e lieve artrosi di caviglia e piede
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Ambidestra, in 6 misure e in versione pediatrica
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica FortiLax Ankle™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0714-0	17 - 18	XXS (PEDIATRICA)
82-0714-1	19 - 20	XS
82-0714-2	21 - 22	S
82-0714-3	23 - 24	M
82-0714-4	25 - 26	L
82-0714-5	27 - 28	XL
82-0714-6	29 - 30	XXL



DONJOY®

StrapiLax Ankle™

Cavigliera elastica con bendaggio regolabile



Indicazioni

- Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della caviglia e lieve artrosi di caviglia e piede
- Distorsioni lievi e stiramenti della caviglia (grado I)
- Lieve instabilità di caviglia
- Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

- Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
- Bendaggio regolabile per una migliore compressione e stabilità articolare
- Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
- Cuscinetti anatomici morbidi per la stabilizzazione dei malleoli
- Ambidestra, in 6 misure e in versione pediatrica
- Priva di lattice di gomma naturale
- Compressione Medica Certificata 20-36 mmHg



Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica StrapiLax Ankle™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0716-0	17 - 18	XXS (PEDIATRICA)
82-0716-1	19 - 20	XS
82-0716-2	21 - 22	S
82-0716-3	23 - 24	M
82-0716-4	25 - 26	L
82-0716-5	27 - 28	XL
82-0716-6	29 - 30	XXL



Tutori piede





DONJOY®

Achilloforce Air™ Tutore per tendine d'Achille

Indicazioni

- Infiammazione cronica o post-traumatica del tendine d'Achille
- Fascite plantare

Caratteristiche

- Celle ad aria pneumatiche per la compressione intermittente per creare l'effetto massaggio sull'area del tendine d'Achille durante la deambulazione
- Design anatomico e tessuto multidirezionale per una corretta compressione
- Fascia elastica supplementare per regolare il livello di compressione
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- Si indossa con calzature sportive
- Contenzione Medica Certificata RAL
- Ambidestra



Compressione intelligente

Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

Informazioni per l'ordine

Achilloforce Air		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0252-1	17 - 19	XS
82-0252-2	19 - 21	S
82-0252-3	21 - 23	M
82-0252-4	23 - 25	L
82-0252-5	25 - 27	XL
82-0252-6	27 - 29	XXL



AIRCAST®

AirLift™ Tutore per Disfunzione Tendine Tibiale Posteriore

Indicazioni

- Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (DTTP)
- Uso post-operatorio e durante la riabilitazione

Caratteristiche

- Tutore con tirante medio laterale abbinato a un cuscinetto ad aria gonfiabile, posizionato sotto l'arco plantare
- AirLift™ può essere usato per il trattamento conservativo della Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore e quindi prevenire o ritardare la sua degenerazione
- Versione destra e sinistra
- 3 misure disponibili

Informazioni per l'ordinazione

AirLift™			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
02PSL	02PSR	35 - 38	S
02PML	02PMR	39 - 42	M
02PLL	02PLR	43 - 47	L





AIRCAST®

Air Heel™

Tutore per fascite plantare

Indicazioni

- Fascite plantare, infiammazioni al tendine d'Achille, dolore calcaneare

Caratteristiche

- 2 cuscinetti ad aria interconnessi creano scambio sotto l'arco plantare e sul tendine d'Achille. Questa azione migliora la circolazione durante la deambulazione
- Realizzato in materiale confortevole e traspirante Breathe-o-Prene®
- S'indossa come un normale calzino e non richiede particolari calzature



Compressione intelligente

Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

Informazioni per l'ordine

AirHeel™ (ambidestro)		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
81-09AS	< 38	S
81-09AM	39 - 42	M
81-09AL	> 42	L



AIRCAST®

Dorsal Night Splint™

Tutore notturno per fascite plantare

Indicazioni

- Fascite plantare
- Stretching controllato e prolungato sulla fascia plantare

Caratteristiche

- Realizzato in materiale leggero e robusto con rivestimento interno in materiale soft per un elevato comfort durante l'utilizzo
- Tre punti di trazione con fasce di chiusura a strappo assicurano un'ottima stabilità del presidio
- La placca anteriore è in materiale termoformabile per eventuali modifiche e personalizzazioni

Informazioni per l'ordine

Dorsal Night Splint™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
09DS	< 41	S/M
09DL	> 42	L/XL



DONJOY®

Super-Lite AFO

Molla di codivilla

Indicazioni

- Previene la caduta del piede in pazienti con paralisi dei muscoli elevatori del piede
- Paralisi periferica post-traumatica o metabolica
- Emiplegia e altro coinvolgimento neurologico centrale

Caratteristiche

- Misura universale (modello maschile o femminile)
- Versione destra o sinistra
- Mantiene il piede ad angolo retto
- Previene eventuali squilibri laterali
- Ottima tenuta al calcagno
- Può essere riscaldato e modellato al polpaccio

Informazioni per l'ordine

Super-Lite AFO		
Codice	Versione	Taglia
79-81150	Uomo - Destro	Unica
79-81151	Uomo - Sinistro	Unica
79-81160	Donna - Destro	Unica
79-81161	Donna - Sinistro	Unica

AIRCAST®

Podalib AFO Dinamic

Tutore per elevazione del piede

Indicazioni

- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche flaccide
- Emiplegia, esito stroke

Caratteristiche

- Tutore dinamico, aiuta il paziente a gestire l'elevazione del piede con deficit di forza muscolare, consentendo la gestione dell'oscillazione del piede, l'elevazione e la stabilità nella fase d'appoggio, promuovendo una normale deambulazione.
- Compatibile con ogni tipo di calzatura
- La fascia a strappo svolge un'azione correttiva che ripristina l'angolo di flessione della caviglia in funzione dell'indicazione clinica
- Materiali innovativi: si adattano all'anatomia della caviglia e del piede, consentono alta traspirabilità, minimo ingombro, lunga durata
- Cuscinetto di protezione posteriore per il tendine d'Achille
- Tutore leggero, discreto e di facile applicazione

Informazioni per l'ordine

Podalib AFO			
Codice	Circonferenza alla caviglia in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
82-0013-1	13-19	10	XS (PED)
82-0013-2	13-20	13	S
82-0013-3	20-27	13	M
82-0013-4	27-34	13	L



Ghetta alla caviglia

- Taglio anatomico
- Supporto della caviglia
- Pad posteriore in schiuma per maggiore comfort e protezione



Cinturino elastico regolabile


- Per regolare la tensione e l'angolazione del piede secondo necessità

Anelli di bloccaggio

- Per mantenere la tensione della cinghia elastica e l'angolo di correzione una volta regolata

Manicotto

- Per l'utilizzo a piedi nudi e il nuoto
- Regolabile in base alle dimensioni dell'avampiede




Gancio di ancoraggio

- Adatto a tutti i tipi di scarpe con lacci, occhielli, fibbie
- In alternativa, si utilizza il sistema di fissaggio (placca e rivetto) per le scarpe senza punti di ancoraggio o con allacciatura inadatta
- Si aggancia al manicotto per l'uso a piede nudo

- Dotato di pratico sacchetto a rete per trasporto e/o lavaggio



Aircast® PodaLib® si adatta a tutti i tipi di calzature o al piede nudo:





DONJOY®

Solette Comfort

Indicazioni

- Plantare per supporto ammortizzante, confortevole e fresco
- Riduzione della pressione e assorbimento degli urti al tallone

Caratteristiche

- Rivestimento CoolMax™: assorbe il sudore e mantiene il piede fresco e asciutto
- Rivestimento resistente all'usura, antiscivolo e antiurto
- Design anatomico per un eccellente supporto dell'arco plantare
- Rinforzo sul tallone per un maggiore supporto
- Possibilità di tagliare la piastra per una calzatura ottimale
- Disponibile in 5 taglie (da 1 a 5)

Informazioni per l'ordine

Solette Comfort		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0225-1	36-37	1
82-0225-2	38-39	2
82-0225-3	40-41	3
82-0225-4	42-43	4
82-0225-5	44-46	5

Dr.Comfort®

Plantare Gel

Indicazioni

- Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare
- Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
- Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche

- Inserti in Gel per diminuire le forze d'impatto nelle zone di massima pressione del piede
- Parte al tallone rinforzata
- Sostegno alla volta plantare
- Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
- Disponibili in 10 misura dalla 36 al 45
- Confezione al paio
- In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr.Comfort

Informazioni per l'ordine

Plantare Gel	
Codice	Misura calzatura EUR
CC GEL 36	36
CC GEL 37	37
CC GEL 38	38
CC GEL 39	39
CC GEL 40	40
CC GEL 41	41
CC GEL 42	42
CC GEL 43	43
CC GEL 44	44
CC GEL 45	45
CC GEL 46	46
CC GEL 47,5	47,5

Nota: i plantari consegnati avranno sulla confezione numerazioni americane che potrebbero non coincidere con i dati semplificati riportati nella tabella qui a fianco



DONJOY®

Heel Cups

Coppette tallone in silicone



Indicazioni

- Tallonette in silicone progettate per assorbire gli urti e smorzare l'impatto tallone / terreno
- Sollievo dal dolore, ridotta sensazione di disagio in caso di speroni calcaneari, fascite plantare e infiammazione del Tendine di Achille

Caratteristiche

- Silicone medicale che non si deforma, garantendo così supporto e comfort a lungo termine
- Parte centrale del tallone più morbida per facilitare la pressione a livello dell'area sensibile
- Vendute al paio
- Disponibili in 3 taglie

PROCARE®

Tuli's®

Coppette tallone



Indicazioni

- Talloniti e talalgie, tendinopatie del tendine d'Achille, Morbo di Haglund, Morbo di Sever-Blenke, sperone calcaneare, borsite retrocalcaneare

Caratteristiche

- L'esclusiva progettazione a conchiglia assorbe i colpi e i microtraumi da pressione al tallone
- Materiale shock absorbent
- 5 misure, ambidestra
- Disponibile in 2 versioni: Standard e Pro specifica per lo sport

Informazioni per l'ordine

Coppette per tallone Heel Cups		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
81-81102	< 36	XS (PED)
81-81103	36-41	S/M
81-81107	> 41	L/XL



Informazioni per l'ordine

Coppette per tallone Tuli's®		
Codice	Versione	Taglia
79-72280	Standard (Colore Giallo)	M (Adulti < 80 kg)
79-72281	Standard (Colore Giallo)	L (Adulti > 80 kg)
79-72273	Pro (Colore Verde)	S (Adolescenti)
79-72275	Pro (Colore Verde)	M (Adulti < 80 kg)
79-72277	Pro (Colore Verde)	L (Adulti > 80 kg)

Alluce valgo e cura del piede

I prodotti Aircast® forniscono da sempre soluzioni sanitarie innovative.

La nuova famiglia di tutori ActyToe™ e SofToes™ porta ad un livello superiore la gestione di patologie dolorose del piede, con una gamma di dispositivi studiati e progettati per fornire correzione, protezione e sollievo dal dolore.





Scopri la gamma ActyToe™ e SofToes™

ActyToe™

Tutore articolato



ActyToe™ Night

Tutore fisso



ActyToe™ Lift

Tutore morbido



SofToes™

Cuscinetto
per dita del piede



Cuscinetto
metatarsale



Cuscinetto metatarsale
con anello



Separatore
per dita del piede



Cappuccio per
dita del piede



Divaricatore per
dita del piede



Protezione per
ultimo dito



Anello protettivo
per dita del piede



Protezione per
alluce valgo



AIRCAST

ActyToe™

Tutore articolato per alluce valgo

NOVITÀ




Indicazioni

- Sollievo dal dolore nei pazienti con Hallux Valgus (alluce valgo) sintomatico
- Malposizionamento lieve o moderato dell'alluce
- Mantenimento della posizione dell'alluce in fase post-chirurgica


Caratteristiche

- Tutore con profilo anatomico
- Clip di bloccaggio per immobilizzazione del tutore (flessione dorsale e plantare 0° e 30°)
- Cuscinetto in Memory Foam per distribuire uniformemente la pressione e garantire un sostegno correttivo
- Angolo di correzione regolabile (0° e 10°)
- Cinturini regolabili, sottili e morbidi
- Per l'uso diurno e notturno
- Ambidestro, disponibile in 3 taglie (S, M, L)
- Adatto per camminare, può essere indossato all'interno di calzature larghe



Angolo di correzione modificabile

Tutore con correzione a 0° o 10° per la gestione di diversi gradi di deformazione



Morbido cuscinetto Memory

- Sostegno e protezione confortevole
- Riduce il carico sull'articolazione metatarso-falangea nei punti di maggiore pressione



Il prodotto è fornito con le seguenti parti di ricambio:
- clip di bloccaggio del range di movimento articolare
- manopola di bloccaggio dell'angolo di correzione

Informazioni per l'ordine

ActyToe™		
Codice	Misura scarpa	Taglia
82-04S	< 36	S
82-04M	36 - 42	M
82-04L	41 - 46	L



NOVITÀ



NOVITÀ



AIRCAST®

ActyToe™ Night


Tutore fisso per alluce valgo

Indicazioni

- Sollievo dal dolore nei pazienti con Hallux Valgus (alluce valgo) sintomatico
- Malposizionamento lieve o moderato dell'alluce
- Mantenimento della posizione dell'alluce in fase post-chirurgica

Caratteristiche

- Tutore con profilo anatomico
- Cuscinetto in Memory Foam per distribuire uniformemente la pressione e garantire un sostegno correttivo
- Cinturini regolabili, sottili e morbidi
- Ambidestro, disponibile in 3 taglie (S, M, L)
- Per l'uso notturno e a riposo



Morbido cuscinetto Memory

- Sostegno e protezione confortevole
- Riduce il carico sull'articolazione metatarso-falangea nei punti di maggiore pressione



Informazioni per l'ordine

ActyToe™ Night		
Codice	Misura scarpa	Taglia
82-05S	< 36	S
82-05M	36 - 42	M
82-05L	41 - 46	L

AIRCAST®

ActyToe™ Lift

Tutore morbido per il sostegno dell'arco plantare

Indicazioni

Progettato per sollevare il mesopiede e sostenere l'arco trasverso, in modo tale da dare sollievo dal dolore in condizioni quali:

- Alluce valgo
- Piede piatto e cedimento metatarsale
- Metatarsalgia

Caratteristiche

- Realizzato con materiale leggero, traspirante e ipoallergenico
- Cinturino regolabile con chiusura a strappo
- Imbottitura plantare ammortizzante
- Taglia universale, ambidestro
- Può essere indossato all'interno di calzature comode



Informazioni per l'ordine

ActyToe™ Lift	
Codice	Taglia
82-06	Unica

SofToes[™]

Riscopri la gioia di muoverti liberamente.

La linea Aircas[®] SofToes[™] offre protezione delicata, sicurezza e comfort per ogni esigenza nella cura del piede e delle dita.

Caratteristiche generali e vantaggi

- Materiale leggero, delicato sulla pelle, ipoallergenico, privo di PVC e lattice
- Durevole, facile da pulire e riutilizzabile
- Con aroma di mentolo
- Con polvere di talco per facilità di applicazione iniziale e comfort
- Taglia unica



Cuscinetto per dita del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce ad alleviare il dolore nell'area delle dita
- Contribuisce a ridurre la pressione sulle dita e sulle teste metatarsali
- Contribuisce a mantenere le dita in una buona posizione

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-01	1 PAIO (SINISTRA E DESTRA)	UNICA



Cuscinetto metatarsale

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce a proteggere e ad alleviare la pressione nell'area dell'avampiede
- Può anche fungere da supporto antiscivolo per il piede

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-02	1 PAIO (SINISTRA E DESTRA)	UNICA



Cuscinetto metatarsale con anello protettivo

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce a proteggere e ad alleviare la pressione nell'area dell'avampiede
- Garantisce supporto all'arco trasversale, protezione e comfort

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-03	1 PAIO (SINISTRA E DESTRA)	UNICA



Separatore per dita del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Riduce la frizione e la pressione tra le dita del piede e contribuisce a evitare la formazione di vesciche e calli e lo sfregamento delle unghie
- Aiuta a separare le dita dei piedi dislocate/lussate e posizionate vicino
- Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle e calli tra le dita

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-04	2 PEZZI	UNICA



Cappuccio per dita del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce a prevenire il dolore derivante dai punti di pressione
- Contribuisce ad alleviare pressione e frizione

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-05	2 PEZZI	UNICA



Divaricatore per dita del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Separa le dita dislocate/lussate o posizionate vicino oppure alluce e secondo dito sovrapposti
- Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle e calli tra alluce e secondo dito
- Contribuisce ad alleviare il dolore e il disagio provocati dall'alluce valgo
- Contribuisce a limitare la deviazione dell'alluce (Hallux Valgus) migliorandone l'allineamento

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-06	2 PEZZI	UNICA



Protezione per ultimo dito del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce ad alleviare il dolore nel caso di problemi alla base del quinto dito (quinto dito varo/bunionette/calco del sarto)
- Contribuisce a proteggere contro ulteriore pressione, frizione e irritazione
- Contribuisce a impedire la formazione di calli, pelle dolorante e gonfiore

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-07	1 PEZZO	UNICA



Anello protettivo per dita del piede

Uso previsto / Indicazioni

- Contribuisce a prevenire il dolore derivante dai punti di pressione
- Contribuisce ad alleviare pressione e frizione
- Contribuisce a prevenire la formazione di calli

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-08	2 PEZZI	UNICA



Protezione per alluce valgo

Uso previsto / Indicazioni

- Separa le dita dislocate/lussate posizionate vicino o alluce e secondo dito sovrapposti
- Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle e calli tra alluce e secondo dito.
- Contribuisce a limitare la deviazione dell'alluce (Hallux Valgus) migliorandone l'allineamento
- Il cuscinetto protettivo contribuisce ad alleviare dolore e pressione in caso di sofferenza nell'area alla base dell'alluce

Codice	Contenuto	Taglia
82-10-09	1 PEZZO	UNICA





Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e sostegno all'arcata

DONJOY®

Scarpa Podalux II™

Per alluce valgo

Indicazioni

- Particolarmente indicata per alluce valgo, alluce rigido, bunioneectomia, dita a martello, dita ad artiglio, fratture da stress, lesioni del metatarso, lesioni o interventi ai tessuti molli
- Mantiene piede, dita e avampiede in posizione corretta durante la riabilitazione

Caratteristiche

- Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e sostegno all'arcata
- La soletta può variare da rigida a semi-rigida, in base ai protocolli riabilitativi post-operatori
- Protezione del tallone e stabilità della caviglia, per ridurre il carico sull'avampiede
- Suola oscillante antiscivolo per ulteriore stabilità a piede e caviglia durante la deambulazione
- Forma ampia dell'avampiede: il bordo anteriore ripara le dita per una maggiore protezione e si può rifilare in caso di necessità
- Contatto pieno sotto le dita che ne riduce l'arricciamento e migliora l'equilibrio
- Fodera traspirante a microreticolo e imbottitura caviglia
- Cinghie con chiusura a strappo facili da indossare e regolare
- Cinghia aggiuntiva rimovibile per fasciature voluminose
- Mascherina rimovibile per copertura dita (inclusa)
- Ambidestra



Informazioni per l'ordine



Scarpa Podalux II		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0042-1	35 - 36	S
82-0042-2	37 - 38	M
82-0042-3	39 - 40	L
82-0042-4	41 - 42	XL
82-0042-5	43 - 45	XXL
82-0042-6	> 45	XXXL



PRO-CARE

Scarpa Squared™

Post-op e post-trauma



Indicazioni

- In uso nel post-operatorio e post-trauma del piede e della caviglia

Caratteristiche

- Tessuto a doppio strato accoppiato traspirante, idrorepellente, ipoallergenico. Ampia apertura frontale con chiusura a strappo e patella di rinforzo per facilitare l'indosso. Ampia fascia alla caviglia con conca talloniera per fornire un'elevata stabilità e sicurezza durante la deambulazione
- Suola ergonomica antiscivolo con plantare interno a multistrato per creare l'azione Low Pressure sulla soletta plantare
- 5 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Scarpa Squared™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-81232	< 37	XS
79-81233	37 - 39	S
79-81235	40 - 42	M
79-81237	43 - 46	L
79-81238	> 46	XL



DONJOY®

PodaPro™

Post-op e post-trauma



Indicazioni

- Uso post-operatorio
- Ulcere del piede
- Lesioni del metatarso o dell'avampiede

Caratteristiche

- Design quadrato in punta
- Suola resistente, antiscivolo e ampia
- Design a 15° del cuneo
- Tallone imbottito e senza cuciture
- Chiusura semplificata con ampia fascia a strappo
- Senza lattice
- 5 misure, ambidestra



Informazioni per l'ordine

Scarpa PodaPro		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0247-1	< 37	XS
82-0247-2	37 - 39	S
82-0247-3	39 - 42	M
82-0247-4	42 - 44	L
82-0247-5	> 44	XL





DONJOY®

PodaHeel™

Scarpa per scarico al tallone

Indicazioni

- Per scaricare le pressioni nella parte posteriore del piede
- Uso post-operatorio e post-trauma
- Trauma al calcagno, procedure di toilette chirurgica alla cute, ulcere da piede diabetico



Caratteristiche

- Design quadrato in punta con ampia superficie d'appoggio del piede per accogliere le medicazioni
- Cuneo posteriore a 10° che pone il piede in flessione plantare, riducendo il carico nella parte posteriore del piede e al tallone, durante l'appoggio al terreno
- Bordi senza cuciture per eliminare punti d'attrito con la cute
- Ampia apertura della tomaia, realizzata in materiale confortevole e durevole, con doppia chiusura di sicurezza a strappo una frontale e l'altra regolabile alla caviglia
- Parte posteriore della scarpa alta al tallone per la massima sicurezza
- Suola ergonomica, antiscivolo
- 4 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Scarpa PodaHeel		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0031-1	36-39	S
82-0031-2	39-42	M
82-0031-3	42-45	L
82-0031-4	45-48	XL



PROCARE®

ShoeLift™

Rialzo compensativo per scarpe

Semplice e veloce da applicare, ShoeLift™ utilizza un design innovativo, permette di compensare la lunghezza delle gambe e ridurre il carico del corpo mentre si cammina con un tutore o con uno stivaletto gessato in fase post-op e post-traumatica.

Facilmente rimovibile, ShoeLift™ è disponibile in 3 diverse misure.

Informazioni per l'ordine

ShoeLift		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-95603	36-39	S
79-95605	39-42	M
79-95607	42-45	L



AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Stivali



L'innovazione per una guarigione ottimale

Aircast marchio leader nei tutori per la caviglia e per il piede, offre al medico, al tecnico ortopedico e al paziente il più elevato standard di cura con le versioni AirSelect.

AirSelect è la gamma di stivali per l'immobilizzazione con sistema pneumatico a celle d'aria brevettato Duplex™ di Aircast™.

Con un design elegante ed ergonomico e tecnologie brevettate, AirSelect accelera i tempi di guarigione e garantisce un elevato comfort.

Il sistema integrato di gonfiaggio delle celle ad aria, consente al paziente di controllare le pressioni migliorando e velocizzando il riassorbimento dell'edema.

La tecnologia SoftStrike della suola assorbe i colpi ed evita i microtraumi e il design della suola dello stivale consente la naturale deambulazione durante le attività quotidiane.

AirSelect è il più efficace stivale per l'immobilizzazione e la cura dei traumi della caviglia e del piede, come clinicamente comprovato.

Tecnologia SoftStrike

Il design brevettato della suola integra un materiale soffice nella zona del tallone, che permette di assorbire i microtraumi, ridurre il carico e attenuare le forze d'impatto al terreno



Appoggio al tallone, assorbe e diffonde l'impatto tramite la tecnologia brevettata SoftStrike

La sezione d'appoggio intermedia riduce l'angolo di abduzione all'anca e migliora il movimento di flessione del ginocchio

La sezione anteriore consente il movimento d'oscillazione migliorando la deambulazione

La suola realizzata in materiale antiscivolo che non lascia segni sul pavimento, permette una migliore aderenza e ha una lunga durata



La suola a design basculante leggermente profilata, consente una camminata normale, con un angolo dell'avampiede che evita l'iperestensione del ginocchio



Le celle pneumatiche alloggiate nella scocca semi-rigida, producono una fluttuazione dell'aria costante durante la deambulazione, realizzando l'effetto massaggio e di drenaggio dell'edema, per una migliore e più efficace riabilitazione

La tecnologia del sistema di gonfiaggio con selettore è integrata e consente un controllo semplice e rapido



AIRCAST®

AirSelect Elite™

Stivale alto 4 camere d'aria



Heel Wedge
Kit cunei calcaneari
(opzionali)

Indicazioni

- Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, utilizzo post-operatorio.
- Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d'Achille (in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

- Innovativo tutore walker alto realizzato con struttura semi-rigida ad elevata resistenza, imbottiture interne in materiali accoppiati freschi e anti-sudorazione
- Monta 4 celle d'aria con tecnologia Duplex™ Aircast® di cui 1 inserita nel pannello frontale e pre-gonfiata, 2 celle laterali e 1 cella posteriore. Le celle d'aria possono essere gonfiate a seconda delle necessità del trattamento tramite la pompa di gonfiaggio integrata nella struttura. Il gonfiaggio viene regolato tramite un selettore che agisce su ogni singola cella
- Il nuovo sistema di distribuzione e regolazione dell'aria consente di ottenere una riduzione dell'edema tre volte superiore rispetto alle versioni di stivali convenzionali
- Struttura esterna realizzata in polipropilene a densità differenziate
- Fasce a strappo con elevata tenuta di sicurezza
- Imbottiture di rivestimento interne in poliuretano accoppiato con poliestere
- Suola ergonomica con struttura multistrato, con punti di scarico delle pressioni per migliorare la deambulazione
- Ambidestro



Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect Elite™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIEP-XS	< 35,5	XS
oIEP-S	35,5 - 39,5	S
oIEP-M	39,5 - 43	M
oIEP-L	43 - 47	L
oIEP-XL	47 >	XL

Per gli accessori, si veda pagina 171



AIRCAST

AirSelect™ Standard

Stivale alto 2 camere d'aria



Indicazioni

- Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, utilizzo post-operatorio.
- Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d'Achille (in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

- Stesse caratteristiche della versione Elite
- AirSelect Standard monta 2 celle d'aria gonfiabili indipendentemente, poste lateralmente
- Ambidestro

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect™ Standard		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIEF-XS	< 35,5	XS
oIEF-S	35,5 - 39,5	S
oIEF-M	39,5 - 43	M
oIEF-L	43 - 47	L
oIEF-XL	47 >	XL

Per gli accessori, si veda pagina 171



AIRCAST

AirSelect™ Basso

Stivale basso 3 camere d'aria



Indicazioni

- Frattura del metatarso, traumi all'avampiede e al medio piede, lesioni dei tessuti molli di caviglia e piede, severe distorsioni di caviglia di III grado

Caratteristiche

- AirSelect Basso monta 3 celle d'aria: 1 pre-gonfiata nel pannello anteriore e 2 gonfiabili indipendentemente, poste lateralmente
- Ambidestro

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect™ Basso		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIES-XS	< 35,5	XS
oIES-S	35,5 - 39,5	S
oIES-M	39,5 - 43	M
oIES-L	43 - 47	L
oIES-XL	47 >	XL

Per gli accessori, si veda pagina 171



AIRCAST®

Achilles Walker Kit

Indicazioni

- Trattamento post-operatorio e conservativo a seguito di lesione parziale o totale del tendine d'Achille

Caratteristiche

- Stivale AirSelect Standard pneumatico con 2 camere d'aria (ambidestro), da completare con Kit cunei calcaneiari
- Il kit cunei calcaneiari da abbinare allo stivale Airselect Standard può essere scelto tra le versioni:
 - Heel Wedge (varie misure, versione destra e sinistra)
 - 5 cunei calcaneiari adattabili a diverse misure di scarpa, in grado di comporre diverse inclinazioni: 1 cuneo = inclinazione di 10°, 2 cunei = inclinazione di 16°, 3 cunei = inclinazione di 22°
 - Achilles Wedge (in misura universale, ambidestro)
 - 3 cunei di spessore 1,5 cm ciascuno + 1 coppetta per alloggiamento del calcagno



Informazioni per l'ordine

Misura per lo stivale AirSelect™ Standard per Achilles Walker Kit

Codice	Misura Scarpa per inserire i cunei	Taglia per inserire i cunei
01EF-XS	< 35,5	XS
01EF-S	35,5 - 39,5	S
01EF-M	39,5 - 43	M
01EF-L	43 - 47	L
01EF-XL	47 >	XL

Kit cunei calcaneiari Heel Wedge

Codice	Descrizione
o1K-L	Kit cunei calcaneiari sx
o1K-R	Kit cunei calcaneiari dx
o1K-XLL	Kit cunei calcaneiari sx misura XL
o1K-XLR	Kit cunei calcaneiari dx misura XL

Kit cunei calcaneiari Achilles Wedge Procure

Codice	Descrizione
79-95130	Kit cunei universali ambidestri

Per comporre il kit Achilles Walker, indicare il codice dello stivale AirSelect™ Standard e il codice di uno dei due Kit cunei sotto riportati.



AIRCAST®

Heel Wedge

Kit cunei calcaneiari



PROCARE®

Achilles Wedge

Kit cunei calcaneiari

N.B.: per inserire correttamente i cunei nello Stivale è necessario scegliere una taglia in più rispetto alla misura della scarpa abituale

AIRCAST®

Accessori Gamma AirSelect™

Accessori opzionali per tutta la gamma AirSelect

Codice	Descrizione
o1K-L	Heel Wedge Aircast Kit cunei calcaneiari sx
o1K-R	Heel Wedge Aircast Kit cunei calcaneiari dx
o1K-XLL	Heel Wedge Aircast Kit cunei calcaneiari sx misura XL
o1K-XLR	Heel Wedge Aircast Kit cunei calcaneiari dx misura XL
79-95130	Achilles Wedge Procure Kit cunei calcaneiari universali, ambidestri
o1WXT-x	Copertura Anti-Acqua per stivale alto (S-M-XL)
o1WXS-x	Copertura Anti-Acqua per stivale basso (S-M-XL)
o130A-x	Copertura Igienica (S-M/L-XL)
o1T-x	Copertura per Dita (S-L)
o1P414	Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)
o129-A	Calzettone universale

NOVITÀ

PROCARE

XcelTrax™ Standard XcelTrax Air™

Stivale semi-rigido standard e pneumatico



Indicazioni

- Traumi acuti della caviglia
- Traumi ai tessuti molli
- Fratture da stress alla parte bassa della gamba o alla caviglia
- Fratture stabili al piede e alla caviglia
- Trattamento post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

- Alta qualità, leggerezza, struttura in un unico blocco con inserti speciali per ottenere un ottimo controllo delle pressioni ai malleoli e alla parte bassa della gamba
- Il design anatomico della struttura si adatta a ogni tipo di gamba
- Suola realizzata in materiale ad alto potere di assorbimento degli urti per ridurre al minimo l'impatto al suolo durante la deambulazione
- Garantisce un movimento stabile e naturale con un elevato comfort
- Il design della suola a basso profilo e l'ampiezza della calzata consentono di ottenere una deambulazione naturale migliorando stabilità e sicurezza del passo
- Disponibile in 4 versioni: 2 pneumatiche (alto e basso) e 2 standard (alto e basso)

Informazioni per l'ordine

Stivale XcelTrax Air™ pneumatico

Codice	Versione	Misura Scarpa	Taglia
79-95512-1	Alto	< 36	XS
79-95513-1	Alto	36 - 39	S
79-95515-1	Alto	40 - 44	M
79-95517-1	Alto	44 - 46	L
79-95518-1	Alto	> 46	XL
79-95522-1	Basso	< 36	XS
79-95523-1	Basso	36 - 39	S
79-95525-1	Basso	40 - 44	M
79-95527-1	Basso	44 - 46	L
79-95528-1	Basso	> 46	XL

Stivale XcelTrax™ Standard

Codice	Versione	Misura Scarpa	Taglia
79-95492-1	Alto	< 36	XS
79-95493-1	Alto	36 - 39	S
79-95495-1	Alto	40 - 44	M
79-95497-1	Alto	44 - 46	L
79-95498-1	Alto	> 46	XL
79-95502-1	Basso	< 36	XS
79-95503-1	Basso	36 - 39	S
79-95505-1	Basso	40 - 44	M
79-95507-1	Basso	44 - 46	L
79-95508-1	Basso	> 46	XL



PROCARE

ProStep™ (Walkabout) Stivale fisso

Indicazioni

- Applicazione post-operatoria e post-trauma
- Lesioni dei tessuti molli
- Esiti da frattura da stress della parte inferiore della gamba

Caratteristiche

- Stivale leggero modellato in un solo pezzo, rivestimenti interni soft e chiusure con fasce a strappo
- Suola dello stivale ergonomica, per consentire una normale deambulazione
- 3 misure disponibili, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Stivale ProStep™ (Walkabout)		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-98793	< 38	S
79-98795	39 - 43	M
79-98797	> 44	L

DONJOY

PROCARE

MaxTrax® ROM Stivale articolato

Indicazioni

- Utilizzo post-operatorio e post-trauma alla caviglia, trattamento delle lesioni al tendine d'Achille

Caratteristiche

- Controllo del ROM in flessione plantare o dorsale: 0°-7,5°-15°-22,5°-30°
- Appoggio al piede largo per maggiore stabilità e comfort
- Rivestimento realizzato in un unico pezzo
- Disponibile in 2 versioni (alto e basso) in 5 misure

Informazioni per l'ordine

Donjoy Stivale articolato MaxTrax® ROM alto		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
11-1383-1	< 34	XS
11-1383-2	34 - 37,5	S
11-1383-3	38 - 43,5	M
11-1383-4	44 - 46,5	L
11-1383-5	> 47	XL

Procare Stivale articolato MaxTrax® ROM Ankle basso		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-9535-2	< 34	XS
79-9535-3	34 - 37,5	S
79-9535-5	38 - 43,5	M
79-9535-7	44 - 46,5	L
79-9535-8	> 47	XL



Small

Medium

Large

PROCARE

Minitrax[®]

Stivale pediatrico



Indicazioni

- Traumi moderati e severi alla caviglia, trattamento post-operatorio e post-trauma dei bambini

Caratteristiche

- MiniTrax è l'unico walker realizzato con materiali e design sviluppati per l'esclusivo utilizzo pediatrico, per agevolare l'impiego del tutore da parte dei piccoli utilizzatori e per evitare che si crei il rifiuto
- Ogni elemento del tutore ha particolarità tecniche che rispettano questi principi come la suola a basso profilo ergonomica e bilanciata con sistema anti scivolo per la sicurezza
- Struttura rigida in polipropilene in unica sagomatura per evitare crepe o rottura del supporto anche sotto eccessivo sforzo
- Particolari imbottiture interne traspiranti, anti sudorazione e ipoallergeniche
- Sicurezza del presidio, facilità d'uso e praticità d'impiego
- Il colore del bordo corrisponde alle 3 misure disponibili, per una facile identificazione

Informazioni per l'ordine

Stivale pediatrico MiniTrax [®]				
Codice	Lunghezza piede in cm	Lunghezza gamba in cm	Misura Scarpa	Taglia
79-95510	≤ 15,2	≤ 23	< 25	S (PED)
79-95520	15,2 - 17,8	≤ 28	25 - 29	M (PED)
79-95530	17,8 - 20,3	≤ 36	29 - 33	L (PED)



PROCARE

PodousBoot[™]

Tutore per pazienti allettati

Indicazioni

- Aiuta a trattare e prevenire i disturbi degli arti inferiori associati a trauma o immobilità nei pazienti allettati tra cui necrosi da pressione ulcere, contratture alla caviglia e abduzione o rotazione post operatoria dell'anca

Caratteristiche

- Guscio di plastica leggero e di qualità con fodera in poli/pile
- Estensione della punta regolabile per proteggere le dita dei piedi
- Barra antirotazione riposizionabile per facilitare la rotazione interna o esterna
- Cuscinetto rimovibile per una deambulazione limitata del paziente
- Si adatta al piede destro o sinistro
- Non contiene lattice
- Fodere di ricambio disponibili in confezione da 3 pezzi

Informazioni per l'ordine

Podous Boot [™]		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-90550	≤ 44	Standard
79-90551	> 44	XL

Fodere di ricambio Podous Boot [™] (3 fodere)		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-90560	≤ 44	Standard
79-90561	> 44	XL

AIRCAST

XP Diabetic Walker™

Stivale pneumatico per piede diabetico



Plantare interno Impax Grid® con tasselli asportabili per lo scarico selettivo delle zone di iperpressione

Indicazioni

- Trattamento delle Ulcere Neuropatiche (malleolari, avampiede, meso e retro piede), fase iniziale del Piede di Charcot, post-artrodesi

Caratteristiche

- Realizzato in materiale leggero, resistente ed impermeabile all'acqua
- Chiusura a strappo con doppio rinforzo di sicurezza
- Possibilità di bloccaggio con fascetta di sicurezza Brace-Lok, per impedire la rimozione
- Tecnologia Duplex™ Aircast® con 4 camere d'aria gonfiabili
- Manometro di controllo pressione di gonfiaggio incluso
- Suola ergonomica anti-scivolo a "dondolo" per ridurre le pressioni plantari
- Plantare interno Impax Grid® in materiale trilaminato a doppia densità con tasselli asportabili per lo scarico selettivo delle zone di iperpressione
- 4 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

XP Diabetic Walker™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
01PD-S	35 - 38	S
01PD-M	39 - 42	M
01PD-L	43 - 45	L
01PD-XL	> 46	XL

Accessori opzionali XP Diabetic Walker™	
Codice	Descrizione
01PG	Pompetta manuale con manometro
01R-X	Kit di Ricambio (include 1 calzino e 1 plantare standard)
01PI-X	Plantare Impax Grid ricambio
4003	Calza di ricambio
01P414	Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)
79-8152X	Plantare di ricambio standard per piede diabetico (S-XL)

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®

Scarpe



Dr. Comfort propone una gamma di calzature confortevoli, realizzate con struttura ortopedica e disegnate per il tempo libero, ideali per le persone che desiderano mantenere uno stile di vita sano pur assicurando protezione e benessere ai propri piedi.

Leggere, comode e traspiranti, con suola biomeccanica per facilitare il passo, garantiscono alta stabilizzazione e ottima contenzione della caviglia e del piede.

La larghezza della pianta del piede è disponibile in varie misure.

Questa particolarità tecnica delle calzature Dr. Comfort assicura una perfetta vestibilità anche in presenza di caviglie gonfie e piedi importanti.

Le versioni disponibili sono: media (calzata 9), larga (calzata 11) ed extra larga (calzata 12).

I modelli della linea **Dr. Comfort® STABILITY collection** sono progettati con una particolare suola che consente di ottenere un elevato effetto ammortizzante e allo stesso tempo propulsivo.

Offrono un ampio volume interno che permette l'inserimento e l'uso di plantari realizzati su misura e sono particolarmente indicate in caso di:

- Metatarsalgia, alluce valgo, dita in griffe
- Contenimento piede in iperpronazione
- Piedi diabetici e reumatici che necessitano una prevenzione primaria
- Post-chirurgia e/o per l'inserimento di un plantare personalizzato
- Difetti di circolazione
- Necessità di stabilità e supporto plantare

INTERSUOLA MEDIALE A DOPPIA DENSITÀ

Indicata particolarmente per contenere pronazione del piede e limitare dolori a caviglia e tibia.

MAGGIORE ESTENSIONE DEL CONTRAFFORTE

Contrafforte posteriore più ampio per sostegno superiore

DROP DI 15 MM

Riduce le sollecitazioni al tallone, permette di scaricare avampiede e teste metatarsali.

RIALZO MAGGIORE A LIVELLO DELLE DITA

con punta rinforzata per prevenire infortuni

SUOLA ANTIABRASIONE E ANTISCIVOLAMENTO

per garantire equilibrio e stabilità



NOVITÀ



roger



Brown



Black



Midnight

gordon



Blue



Black



White

jack



Blue



Grey

ruth



Nude



Grey



Black

grace



Seafoam green



Black



White

diane



Red



Grey

Stability Collection Donna



Dr.Comfort®

Grace

Funzionalità, comfort e stile moderno in una scarpa sportiva e da passeggio per ridurre il rischio di problemi di salute del piede. Traspirante, con fodera interna in micropelle scamosciata priva di cuciture nei punti di pressione, garantisce stabilità ed equilibrio nel passo grazie alla nuova suola Dr. Comfort®.

- Modello da donna
- Disponibile dal 36 al 42
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

GRACE			
Misura	NERO	ACQUAMARINA	BIANCO
36	10310-X-36	10325-X-36	10340-X-36
37	10310-X-37	10325-X-37	10340-X-37
38	10310-X-38	10325-X-38	10340-X-38
39	10310-X-39	10325-X-39	10340-X-39
40	10310-X-40	10325-X-40	10340-X-40
41	10310-X-41	10325-X-41	10340-X-41
42	10310-X-42	10325-X-42	10340-X-42

Dr.Comfort®

Diane

Look dinamico, con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l'utilizzo grazie alla nuova suola di stabilità Dr. Comfort®. Superleggera e traspiranti grazie alla tomaia in microfibra e con fodera interna senza cuciture.

- Modello da donna
- Disponibile dal 36 al 42
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

DIANE		
Misura	GRIGIO	ROSSO
36	10680-X-36	10670-X-36
37	10680-X-37	10670-X-37
38	10680-X-38	10670-X-38
39	10680-X-39	10670-X-39
40	10680-X-40	10670-X-40
41	10680-X-41	10670-X-41
42	10680-X-42	10670-X-42

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni



Dr.Comfort®

Ruth

Stile casual con il massimo comfort. Resistente e traspirante, con tomaio in pelle di alta qualità ed interno in micropelle scamosciata, priva di cuciture nei punti di pressione.

La suola di stabilità Dr. Comfort® garantisce equilibrio, sostegno e comodità e in ogni occasione.

- Modello da donna
- Disponibile dal 36 al 42
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

RUTH			
Misura	NERO	CARNE	GRIGIO
36	10510-X-36	10530-X-36	10580-X-36
37	10510-X-37	10530-X-37	10580-X-37
38	10510-X-38	10530-X-38	10580-X-38
39	10510-X-39	10530-X-39	10580-X-39
40	10510-X-40	10530-X-40	10580-X-40
41	10510-X-41	10530-X-41	10580-X-41
42	10510-X-42	10530-X-42	10580-X-42

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni

Active Collection Donna



Dr. Comfort®

Katy

Superleggere, traspiranti con un look sportivo, colori alla moda. Linea di calzature per la donna, ideali per il tempo libero. Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l'utilizzo.

- Modello da donna
- Disponibile dal 36 al 41
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo



Informazioni per l'ordine

KATY DONNA				
Misura	Verde	Turchese	Lilla	Rosa
36	37725-X-36	37750-X-36	37755-X-36	37770-X-36
37	37725-X-37	37750-X-37	37755-X-37	37770-X-37
38	37725-X-38	37750-X-38	37755-X-38	37770-X-38
39	37725-X-39	37750-X-39	37755-X-39	37770-X-39
40	37725-X-40	37750-X-40	37755-X-40	37770-X-40
41	37725-X-41	37750-X-41	37755-X-41	37770-X-41



Dr. Comfort®

Refresh

Calzatura sportiva da donna ultraleggera con stabilizzazione dell'arco plantare per migliorare la postura durante l'attività lavorativa o nel tempo libero.

- Modello da donna
- Misure disponibili dal 36 al 42
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo



Informazioni per l'ordine

REFRESH DONNA		
Misura	Blu	Verde
36	3950-X-36	3925-X-36
37	3950-X-37	3925-X-37
38	3950-X-38	3925-X-38
39	3950-X-39	3925-X-39
40	3950-X-40	3925-X-40
41	3950-X-41	3925-X-41
42	3950-X-42	3925-X-42

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni

Casual Collection Donna

Dr.Comfort®

Annie

Calzatura da donna con tomaia in tessuto di Lycra® per ottenere un'elasticità superiore, utile per accogliere anche i piedi più delicati.

Chiusura a strappo per facilitare l'indosso, suola antiscivolo a profilo ribassato per facilitare la deambulazione



- Modello da donna
- Colore nero
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

ANNIE DONNA	
Misura	Nero
36	4510-X-36
37	4510-X-37
38	4510-X-38
39	4510-X-39
40	4510-X-40
41	4510-X-41

Ortho X Collection Donna



Scarpe con una doppia profondità adatte a persone che necessitano di un extra volume della tomaia

Dr.Comfort®

Refresh-X

Calzatura ultraleggera con stabilizzazione dell'arco plantare per migliorare la postura in attività lavorative o nel tempo libero

- Modello da donna
- Tomaia in pelle e tessuto sintetico
- Maggiorazione volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

REFRESH X	DONNA
Misura	Blu
36	2950-X-36
37	2950-X-37
38	2950-X-38
39	2950-X-39
40	2950-X-40
41	2950-X-41
42	2950-X-42

Dr.Comfort®

Spirit-X

Calzatura dal design classico leggera e confortevole

- Modello da donna
- Tomaia in pelle e doppia chiusura a strappo
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

SPIRIT X	DONNA
Misura	Nero
36	2410-X-36
37	2410-X-37
38	2410-X-38
39	2410-X-39
40	2410-X-40
41	2410-X-41
42	2410-X-42

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni

Stability Collection Uomo



Dr. Comfort®

Gordon

Design moderno, funzionalità e comfort in una scarpa da passeggio per ridurre il rischio di problemi di salute del piede. Stile sportivo con fodera interna in micropelle scamosciata, priva di cuciture nei punti di pressione, traspirante e comoda, garantisce stabilità ed equilibrio nel passo grazie alla nuova suola Dr. Comfort®.

- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 50
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

GORDON			
Misura	NERO	BLU	BIANCO
39	10110-X-39	10150-X-39	10140-X-39
40	10110-X-40	10150-X-40	10140-X-40
41	10110-X-41	10150-X-41	10140-X-41
42	10110-X-42	10150-X-42	10140-X-42
43	10110-X-43	10150-X-43	10140-X-43
44	10110-X-44	10150-X-44	10140-X-44
45	10110-X-45	10150-X-45	10140-X-45
46	10110-X-46	10150-X-46	10140-X-46
47,5	10110-X-47,5	10150-X-47,5	10140-X-47,5
48	10110-X-48	10150-X-48	10140-X-48
50	10110-X-50	10150-X-50	10140-X-50



Dr. Comfort®

Jack

Casual e sportive allo stesso tempo, superleggere e traspiranti grazie alla tomaia in microfibra e con fodera interna senza cuciture. Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l'utilizzo grazie alla nuova suola di stabilità Dr. Comfort®.

- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 50
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

JACK		
Misura	GRIGIO	BLU
39	51080-X-39	51050-X-39
40	51080-X-40	51050-X-40
41	51080-X-41	51050-X-41
42	51080-X-42	51050-X-42
43	51080-X-43	51050-X-43
44	51080-X-44	51050-X-44
45	51080-X-45	51050-X-45
46	51080-X-46	51050-X-46
47,5	51080-X-47,5	51050-X-47,5
48	51080-X-48	51050-X-48
50	51080-X-50	51050-X-50

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni



Dr.Comfort®

Roger

Stile moderno e materiali in pelle di alta qualità, adatta per ogni occasione grazie al suo look moderno e accattivante. Resistente e traspirante, con fodera interna in micropelle scamosciata, priva di cuciture nei punti di pressione, con la suola di stabilità Dr. Comfort® offre il massimo comfort ed equilibrio nel passo.

- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 50
- Calzate: M(9) / W(11) / XW(12)
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

ROGER			
Misura	NERO (suola bianca)	MARRONE	MIDNIGHT (suola nera)
39	10410-X-39	10420-X-39	10411-X-39
40	10410-X-40	10420-X-40	10411-X-40
41	10410-X-41	10420-X-41	10411-X-41
42	10410-X-42	10420-X-42	10411-X-42
43	10410-X-43	10420-X-43	10411-X-43
44	10410-X-44	10420-X-44	10411-X-44
45	10410-X-45	10420-X-45	10411-X-45
46	10410-X-46	10420-X-46	10411-X-46
47,5	10410-X-47,5	10420-X-47,5	10411-X-47,5
48	10410-X-48	10420-X-48	10411-X-48
50	10410-X-50	10420-X-50	10411-X-50

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni

Active Collection Uomo



Dr.Comfort®

Jason

Superleggere, traspiranti con un look sportivo, colori alla moda.

Linea di calzature per la donna e per l'uomo, ideali per il tempo libero.

Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l'utilizzo.



- Modello da uomo
- Disponibile dal 41 al 48
- Larghezza alla pianta: M/W/X
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

JASON UOMO			
Misura	Rosso	Nero	Blu
41	77770-X-41	77710-X-41	77750-X-41
42	77770-X-42	77710-X-42	77750-X-42
43	77770-X-43	77710-X-43	77750-X-43
44	77770-X-44	77710-X-44	77750-X-44
45	77770-X-45	77710-X-45	77750-X-45
46	77770-X-46	77710-X-46	77750-X-46
47,5	77770-X-47,5	77710-X-47,5	77750-X-47,5



Dr.Comfort®

Performance

Calzatura sportiva da uomo con suola di gomma, ideale per il tempo libero ove vi sia la necessità di avere un'ammortizzazione elevata. La calzatura è ultraleggera e i materiali di fabbricazione impiegati ne assicurano una lunga durata nel tempo.



- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 47
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

PERFORMANCE UOMO			
Misura	Nero	Rosso	Blu
39	7610-X-39	7670-X-39	7650-X-39
40	7610-X-40	7670-X-40	7650-X-40
41	7610-X-41	7670-X-41	7650-X-41
42	7610-X-42	7670-X-42	7650-X-42
43	7610-X-43	7670-X-43	7650-X-43
44	7610-X-44	7670-X-44	7650-X-44
45	7610-X-45	7670-X-45	7650-X-45
46	7610-X-46	7670-X-46	7650-X-46
47,5	7610-X-47,5	7670-X-47,5	7650-X-47,5

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni

Casual Collection Uomo

Dr.Comfort®

Douglas

La linea Casual Dr. Comfort presenta un modello da donna e uno da uomo, realizzati per garantire un elevato comfort durante l'uso, adatte per le persone anziane.

Comoda e pratica calzatura da uomo realizzata con tomaia in Lycra® accoppiata a morbida pelle. Suola antiscivolo con profilo ribassato per facilitare la deambulazione e chiusura a strappo per facilitare l'indosso.



- Modello da uomo
- Colore nero
- In tre larghezze di pianta del piede: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

DOUGLAS UOMO	
Misura	Nero
39	6610-X-39
40	6610-X-40
41	6610-X-41
42	6610-X-42
43	6610-X-43
44	6610-X-44
45	6610-X-45
46	6610-X-46
47,5	6610-X-47,5

Ortho X Collection Uomo



Dr.Comfort®

Performance-X

Suola di gomma a design cross trainer, ideale per il tempo libero, a elevata ammortizzazione.

- Modello da uomo
- Tomaia in pelle e tessuto sintetico
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

PERFORMANCE X UOMO	
Misura	Nero
39	9910-X-39
40	9910-X-40
41	9910-X-41
42	9910-X-42
43	9910-X-43
44	9910-X-44
45	9910-X-45
46	9910-X-46
47,5	9910-X-47,5



Dr.Comfort®

Winner-X

Calzatura comoda, leggera e adatta anche per l'uso lavorativo.

- Modello da uomo
- Tomaia in pelle e doppia chiusura a strappo
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

WINNER X UOMO	
Misura	Nero
39	7710-X-39
40	7710-X-40
41	7710-X-41
42	7710-X-42
43	7710-X-43
44	7710-X-44
45	7710-X-45
46	7710-X-46
47,5	7710-X-47,5

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)

M: pronta consegna

W e XW: consegna in 30 giorni



Dr. Comfort®

Plantare Gel

Indicazioni

- Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare
- Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
- Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche

- Inserti in Gel per diminuire le forze d'impatto nelle zone di massima pressione del piede
- Parte al tallone rinforzata
- Sostegno alla volta plantare
- Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
- Disponibili in 10 misura dalla 36 al 45
- Confezione al paio
- In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr. Comfort

Informazioni per l'ordine

PLANTARE GEL	
Misura calzatura EUR	Codice
36	CC GEL 36
37	CC GEL 37
38	CC GEL 38
39	CC GEL 39
40	CC GEL 40
41	CC GEL 41
42	CC GEL 42
43	CC GEL 43
44	CC GEL 44
45	CC GEL 45
46	CC GEL 46
47,5	CC GEL 47,5

Nota: i plantari consegnati avranno sulla confezione numerazioni americane che potrebbero non coincidere con i dati semplificati riportati nella tabella qui a fianco



Dr. Comfort®

Misuratore Brannock

Il misuratore per le calzature Dr. Comfort consente di prendere con precisione le misure del piede, per determinare la misura corretta della scarpa.

È importante scegliere la larghezza della pianta fra le tre varianti disponibili a catalogo: M/W/XW

Informazioni per l'ordine

MISURATORE PER PIEDE BRANNOCK
Codice: DRC BRANNOCK EUR

Dr. Comfort®

Stringhe elastiche per scarpe

Informazioni per l'ordine

Stringhe elastiche per scarpe	
Tipo di stringa e misura scarpe	Codice
Colore turchese per Katy e Refresh (36-40)	1-3750
Colore verde per Katy e Refresh (41-42)	1-3925
Colore blu per Katy e Refresh (41-42)	1-3950
Colore nero per Performance (47-50)	1-7610
Colore blu per Performance (43-46)	1-7650

Tabelle misure calzature Dr. Comfort

Tabelle conversione misure US - EUR

DONNA		UOMO	
Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort		Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort	
US	EUR	US	EUR
6	36	6	39
7	37	7	40
8	38	8	41
9	39	9	42
10	40	10	43
11	41	10,5	44
12	42	11,5	45
		12	46
		13	47,5

Attenzione: le misure **LARGA W** ed **EXTRALARGA XW** sono disponibili solo su richiesta, con consegna in 45 giorni

Tabella larghezze pianta piede

DONNA			
Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale			
MODELLO	M MEDIA	W LARGA	XW EXTRA LARGA
GRACE	•	•	•
RUTH	•	•	•
KATY	•	•	•
REFRESH	•	•	•
ANNIE	•	•	•
REFRESH X	•	•	•
SPIRIT X	•	•	•


UOMO			
Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale			
MODELLO	M MEDIA	W LARGA	XW EXTRA LARGA
GORDON	•	•	•
ROGER	•	•	•
JASON	•	•	•
PERFORMANCE	•	•	•
DOUGLAS	•	•	•
PERFORMANCE X	•	•	•
WINNER X	•	•	•

La linea CHUT è una gamma di calzature confortevoli per assicurare un'ottima vestibilità, accogliere piedi voluminosi e facilitare l'indosso, in particolare per le persone anziane o con disabilità motorie.

I diversi modelli in catalogo sono stati studiati e progettati selezionando materiali tecnicamente avanzati, di qualità superiore per durare nel tempo, tessuti freschi e leggeri.

Scarpe adatte all'uso post-trauma e post-operatorio, per il piede diabetico come ausilio per la prevenzione primaria e per l'anziano.

Tutte le calzature sono caratterizzate da una suola flessibile, ammortizzata e anti-scivolo. Sono lavabili in lavatrice a 30°. Tessuto in fibra di bambù/filo d'argento.



LAVABILE IN LAVATRICE A 30°



SUOLA FLESSIBILE



TESSUTO IN FIBRA DI BAMBÙ E FILO D'ARGENTO





Modelli	Indicazioni	Misura
NEW DIANE Donna	• POST-OPERATORIO • DEFORMITA' DELLE DITA • INSUFFICIENZA VENOSA II	Prendere la misura di scarpa abituale
REJILLA Donna	• ALLUCE VALGO • PIEDE DEFORME • POST-TRAUMA	Prendere la misura di scarpa abituale
VENUS Donna	• ALLUCE VALGO • POST-TRAUMA • ARTROSI	Prendere la misura di scarpa abituale
ADONIS Unisex	• PIEDE DIABETICO • PIEDE DEFORME • NEUROPATIE	Prendere 1 misura di scarpa in più
ARLEQUIN Unisex	• PIEDE DIABETICO • PROBLEMI METABOLICI • PROBLEMI INFIAMMATORI • ARTROSI	Prendere 1 misura di scarpa in più
COTTON Unisex	• ALLUCE VALGO • PIEDI DEFORMI, VOLUMINOSI • EDEMA	Prendere 1 misura di scarpa in più
FRANKI Unisex	• POST-OPERATORIO • POST-TRAUMA	Prendere 1 misura di scarpa in più
GARY Unisex	• ARTROSI • MALATTIE METABOLICHE • PROBLEMI DI EQUILIBRIO • EQUILIBRIO RIDOTTO	Prendere 1 misura di scarpa in più
BRICE Uomo	• POST-OPERATORIO • DEFORMITA' DELLE DITA • ALLUCE VALGO • ARTROSI	Prendere la misura di scarpa abituale
WALLABY Unisex	• PIEDE DIABETICO • POST-TRAUMA • POST-OPERATORIO	Prendere 1 misura di scarpa in più


Chut



Dr.Comfort®

Diane

- Uso post-operatorio, post-trauma
- Modello da donna con doppia apertura a strappo
- Doppio tessuto lavorato a nido d'ape ipoallergenico con tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare rimovibile
- 2 colori: beige e blu marine
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice




Codice	Misura	Colore
213F-35	35	Beige
213F-36	36	Beige
213F-37	37	Beige
213F-38	38	Beige
213F-39	39	Beige
213F-40	40	Beige
213F-41	41	Beige
213F-42	42	Beige
213M-35	35	Blu marine
213M-36	36	Blu marine
213M-37	37	Blu marine
213M-38	38	Blu marine
213M-39	39	Blu marine
213M-40	40	Blu marine
213M-41	41	Blu marine
213M-42	42	Blu marine

Dr.Comfort®

Rejilla

- Uso per elevato comfort per piedi voluminosi
- Modello da donna con apertura a strappo
- Doppio tessuto lavorato a nido d'ape ipoallergenico
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice




Codice	Misura	Colore
203F-35	35	Nero
203F-36	36	Nero
203F-37	37	Nero
203F-38	38	Nero
203F-39	39	Nero
203F-40	40	Nero
203F-41	41	Nero
203F-42	42	Nero



Dr.Comfort®

Venus


- Uso nei casi di alluce valgo
- Modello da donna con apertura a strappo regolabile
- Doppio tessuto con tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare ammortizzante con suola flessibile
- Colore bordeaux
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice



Dr.Comfort®

Adonis

- Per piede diabetico
- Modello unisex
- Elevato comfort, ampia chiusura a strappo regolabile, tessuto ipoallergenico
- con tramatura in filo d'argento puro al 99,9%
- Priva di cuciture
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice



Codice	Misura	Colore
303F-35	35	Bordeaux
303F-36	36	Bordeaux
303F-37	37	Bordeaux
303F-38	38	Bordeaux
303F-39	39	Bordeaux
303F-40	40	Bordeaux
303F-41	41	Bordeaux
303F-42	42	Bordeaux

Codice	Misura	Colore
210U-36	36	Nero
210U-37	37	Nero
210U-38	38	Nero
210U-39	39	Nero
210U-40	40	Nero
210U-41	41	Nero
210U-42	42	Nero
210U-43	43	Nero
210U-44	44	Nero
210U-45	45	Nero
210U-46	46	Nero
210U-47	47	Nero
210U-48	48	Nero



Dr. Comfort®

Arlequin

- Particolarmente indicata per piedi molto larghi, utilizzo nel piede diabetico
- Modello unisex
- Elevato comfort, ampia chiusura a strappo regolabile, tessuto ipoallergenico
- con tramatura in filo d'argento puro al 99,9%
- Priva di cuciture
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice




Codice	Misura	Colore
305F-36	36	Blu Sand
305F-37	37	Blu Sand
305F-38	38	Blu Sand
305F-39	39	Blu Sand
305F-40	40	Blu Sand
305F-41	41	Blu Sand
305F-42	42	Blu Sand
305F-43	43	Blu Sand

Dr. Comfort®

Cotton

- Ideale per piedi con caviglia e volume forte
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico con doppie e ampie chiusure a strappo regolabili
- Plantare ammortizzante, suola flessibile
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice




Codice	Misura	Colore
306U-36	36	Nero
306U-37	37	Nero
306U-38	38	Nero
306U-39	39	Nero
306U-40	40	Nero
306U-41	41	Nero
306U-42	42	Nero
306U-43	43	Nero
306U-44	44	Nero
306U-45	45	Nero
306U-46	46	Nero



Dr. Comfort®

Franki

- Uso nel post-operatorio, post-trauma, ideale per le taglie forti
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico con chiusura a strappo sia posteriore, sia anteriore
- per accogliere piedi importanti nel volume
- Plantare ammortizzante
- Colore blu
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice




Codice	Misura	Colore
310U-36	36	Blu
310U-37	37	Blu
310U-38	38	Blu
310U-39	39	Blu
310U-40	40	Blu
310U-41	41	Blu
310U-42	42	Blu
310U-43	43	Blu
310U-44	44	Blu
310U-45	45	Blu
310U-46	46	Blu
310U-47	47	Blu

Dr. Comfort®

Gary

- Piede nell'anziano
- Modello unisex
- Tessuto flessibile con possibilità di ottenere un'ampia apertura
- per facilitare l'indosso, chiusura posteriore a strappo
- Plantare ammortizzante e flessibile
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice



Codice	Misura	Colore
308U-36	36	Nero
308U-37	37	Nero
308U-38	38	Nero
308U-39	39	Nero
308U-40	40	Nero
308U-41	41	Nero
308U-42	42	Nero
308U-43	43	Nero
308U-44	44	Nero
308U-45	45	Nero
308U-46	46	Nero
308U-47	47	Nero

Chut


NOVITÀ



Dr. Comfort®

Brice

- Dita in griffe, dita a martello
- Scarpa in materiale memory elasticizzato sull'avampiede per piedi deformati o doloranti.
- Chiusura regolabile con velcro.
- Tallone rinforzato e ampia suola antiscivolo per una migliore stabilità.
- Suola antiscivolo
- Lavabile in lavatrice a 30 ° C.
- Modello maschile
- Taglie disponibili: dalla 39 alla 46.




Codice	Misura	Colore
5189-39	39	Nero
5189-40	40	Nero
5189-41	41	Nero
5189-42	42	Nero
5189-43	43	Nero
5189-44	44	Nero
5189-45	45	Nero
5189-46	46	Nero



Dr.Comfort®

Wallaby

- Ideale per piedi forti, piede diabetico
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico, apertura a strappo frontale
- Tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare ammortizzante flessibile
- Colore nero
- Misure disponibili dal 36 al 47
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice



Codice	Misura	Colore
307U-36	36	Nero
307U-37	37	Nero
307U-38	38	Nero
307U-39	39	Nero
307U-40	40	Nero
307U-41	41	Nero
307U-42	42	Nero
307U-43	43	Nero
307U-44	44	Nero
307U-45	45	Nero
307U-46	46	Nero
307U-47	47	Nero

AIRCAST®

 **chattanooga®**

DONJOY®

Dr.Comfort®



PROCARE®