

CATALOGO 2016

- ORTESI
- CALZE MEDICALI E SOSTEGNO
- PLANTARI SEMILAVORATI E MATERIALI



ORTHOSERVICE
ROT TEN

Take
care
feel
better

Fondata nel 1980,
RO+TEN è specializzata
in ortesi e presidi
ortopedici d'avanguardia.

Passione, ricerca scientifica,
competenza tecnica,
cura meticolosa dei dettagli,
forza distributiva:
sono queste le qualità
che consentono a RO+TEN
di offrire una gamma completa
di dispositivi ortopedici
di alta efficacia terapeutica.



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take
care
feel
better

RO+TEN s.r.l.

Via Comasina, 111

20843 Verano Brianza (MB)

tel. +39 039 601 40 94

fax +39 039 601 42 34

info@roplusten.com

www.roplusten.com

Numero fax per gli ordini

Numero Verde
800-905380



CONTENUTO

ORTESI	pagina 7
COLLO	pagina 9
TRONCO	pagina 15
SPALLA	pagina 37
GOMITO / OMERO	pagina 45
AVAMBRACCIO / POLSO	pagina 51
MANO	pagina 59
ANCA / COSCIA	pagina 69
GINOCCHIO	pagina 73
GAMBA / CAVIGLIA	pagina 91
PIEDE	pagina 103
TRAZIONI / VARIE	pagina 111
CALZE MEDICALI E SOSTEGNO	pagina 115
PLANTARI SEMILAVORATI E MATERIALI	pagina 137



ORTESI



Take
care
feel
better

ORTHO SERVICE
ROT TEN



COLLO



cervilight

Collare cervicale in gommapiuma rinforzato

CODICE PRO-8300 - PRO-8301
CODICE RDM 187714

Codice	PRO-8300 - PRO-8301	
Altezza cm	7,5	10
Colore	bianco	
universale		

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglina tubolare
- Rinforzo esterno con fascia in vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida (30°C) e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight soft

Collare cervicale in gommapiuma

CODICE PRO-8302
CODICE RDM 187714

Codice	PRO-8302			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida (30°C) e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight soft

Collare cervicale in gommapiuma sagomato

CODICE PRO-8304
CODICE RDM 187714

Codice	PRO-8304											
Taglia	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L
Circonf. collo cm	28/34	29/35	30/36	31/37	30/36	31/37	32/38	33/39	36/44	37/46	38/48	39/49
Lunghezza cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
Altezza cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Colore	blu											

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida con bordi arrotondati
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida (30°C) e sapone neutro)
- Radiotrasparente
- Sagomatura perfettamente anatomica



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz
con regolazione a baionetta

CODICE PRO-1500
CODICE RDM 187641

Codice	PRO-1500			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz con
regolazione a Velcro®

CODICE PRO-1505
CODICE RDM 187641

Codice	PRO-1505			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Altezza regolabile tramite Velcro®
- Radiotrasparente



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz
con appoggio mentoniero e regolazione a baionetta

CODICE PRO-1510
CODICE RDM 187641

Codice	PRO-1510			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	12/15	12/15	14/17	14/17
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)



Option: PR1-IP35/PC

cervistable

Collare cervicale bivalva con foro tracheale

CODICE PRO-1530/T
CODICE RDM 1320333

Codice	PRO-1530/T		
Taglia	S	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	40/45
Altezza collo* cm	2 1/4" = 6 cm · 3 1/4" = 8 cm · 4 1/4" = 11 cm · 5 1/4" = 13 cm		
Colore	beige		

* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

Option: PR0-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus o Iper35 · PR0-1522H cinturino craniale

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a Velcro®
- Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Radiotrasparente e impermeabile
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Foro tracheale e fori per l'aerazione
- Predisposto per essere collegato o allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore

philadelphia

Collare cervicale bivalva con foro tracheale per bambini

CODICE PRO-1530/I - PRO-1520/C

Codice	PRO-1520/I	PRO-1520/C
Taglia	Bambini 0 – 3 anni	Bambini 4 – 9 anni
Colore	beige	



Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in PLASTAZOTE® atossico
- Formato da due valve avvolgenti con chiusura a Velcro®
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Predisposto all'attacco dello stabilizzatore toracico
- Fori per l'aerazione
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Radiotrasparente
- Foro tracheale

philastab

Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable

CODICE PRO-1521

Codice	PRO-1521
Taglia	universale
Colore	beige



Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

- Aste montanti in PVC
- Rivestimento in PLASTAZOTE®
- Attacchi con bottoni di fissaggio al collare Cervistable
- Chiusura alla base con cinturini a Velcro®
- Radiotrasparente



minerva

Ortesi bivalva cervico-dorsale

CODICE PRO-3002

Codice	PRO-3002		
Taglia	S	M	L
Circonf. collo cm	25/30	31/38	39/45
Altezza cm	33	38	45
Colore	beige		

Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

- Struttura in KYDEX® con imbottitura in PLASTAZOTE®
- Foro tracheale
- Chiusura a Velcro®
- Leggera e di facile applicazione
- Radiotrasparente
- Modellabile a caldo



malibù

Ortesi cervicale bivalva

CODICE PRO-3005

Codice	PRO-3005 universale regolabile grigio
Taglia	
Altezza cm	
Colore	

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura di rivestimento in PLASTAZOTE®
- Cinturini con regolazione a Velcro®
- Viti con manopolina con possibilità di regolazione anche a mano
- Foro tracheale
- Radiotrasparente
- Anatomico



TRONCO



naturup

Corsetto dorsale raddrizzaspalle

CODICE PR1-1111
CODICE RDM 106143

Codice	PR1-1111			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. torace cm	66/75	76/85	86/95	96/105
Altezza cm	30	30	30	30
Colore	beige			

Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate • Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali

- Struttura in tessuto raso di cotone
- Spalline con imbottitura ascellare e incrocio posteriore
- Serie di stecche dorsali
- Chiusura con fibbia alla vita
- Regolazione della lunghezza complessiva
- Regolazione della posizione delle spalline



NUOVO

dorsolite

Corsetto dorsale

CODICE M.91111
CODICE RDM 1402872

Codice	M.91111
Taglia	universale
Altezza cm	30

Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate • Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali

- Struttura e spalline in PE espanso biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico.
- Rimando centrale posteriore per una migliorata trazione in fase di chiusura.
- Chiusura con fibbia a scatto.
- Tiranti regolabili e accorciabili mediante velcri a Y:
- Regolazione della lunghezza complessiva
- Regolazione della posizione delle spalline
- Facile da indossare, come uno zaino.



object

Fascia in neoprene

CODICE PR1-8222
CODICE RDM 106150

Codice	PR1-8222
Taglia	universale
Altezza cm	18
Colore	blu

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi della colonna lombosacrale • Utile come supporto della colonna nello svolgimento della pratica sportiva

- Struttura in neoprene bifoderato con chiusura a Velcro®
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®



linear70

Corsetto elastico millerighe basso

CODICE PR1-1770H - PR1-1770S


CODICE RDM 1379204

Codice	PR1-1770H - PR1-1770S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	PR1-1770H = azzurro · PR1-1770S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile

9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20



Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore lineare

- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione



linear72

Corsetto elastico millerighe alto

CODICE PR1-1772H - PR1-1772S


CODICE RDM 1379204

Codice	PR1-1772H - PR1-1772S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colore	PR1-1772H = azzurro · PR1-1772S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile

9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24



Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombare

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore lineare

- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione




linearplus70

Corsetto elastico millerighe basso con tiranti ad incrocio posteriore

CODICE PR1-1870H - PR1-1870S
CODICE RDM 1379204

Codice	PR1-1870H - PR1-1870S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anter. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza poster. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	PR1-1870H = azzurro - PR1-1870S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tiranti di rafforzamento della spinta lombare con incrocio posteriore
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione




linearplus72

Corsetto elastico millerighe alto con tiranti ad incrocio posteriore

CODICE PR1-1872H - PR1-1872S
CODICE RDM 1379204

Codice	PR1-1872H - PR1-1872S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anter. cm	22	22	22	22	22	22
Altezza poster. cm	32	32	32	32	32	32
Colore	PR1-1872H = azzurro - PR1-1872S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tiranti di rafforzamento della spinta lombare con incrocio posteriore
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

NUOVO



litecross93

Corsetto in tessuto Sensitive®

CODICE PR1-1093
CODICE RDM 106130

Codice	PR1.1093					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	60/70	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120
Altezza ant. cm	14	14	14	14	14	14
Altezza post. cm	23	23	23	23	23	23
Colore	crema					

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagiabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua


litecross90

Corsetto basso in tessuto Sensitive®

CODICE PR1-1090C - PR1-1090H - PR1-1090S
CODICE RDM 106129

Codice	PR1-1090C - PR1-1090H - PR1-1090S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	19	19	19	19	19	19
Altezza post. cm	28	28	28	28	28	28
Colore	PR1-1090C = crema · PR1-1090H = azzurro · PR1-1090S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagiabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua





litecross91

Corsetto alto in tessuto Sensitive®

CODICE PR1-1091C - PR1-1091H - PR1-1091S


CODICE RDM 106129

Codice	PR1-1091C - PR1-1091H - PR1-1091S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza anteriore cm	23	23	23	23	23	23
Altezza posteriore cm	33	33	33	33	33	33
Colore	PR1-1091C = crema · PR1-1091H = azzurro · PR1-1091S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile

9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagiabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua



litecross92

Corsetto spallaccio in tessuto Sensitive®

CODICE PR1-1092

CODICE RDM 106129

Codice	PR1-1092					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	crema					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 46



Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna • Patologie reumatologiche • Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle ernie dorsali

- Spallacci imbottiti
- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagiabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Parte dorsolombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide opzionali




lumboFIT70

Corsetto basso

CODICE PR1-T1170
CODICE RDM 298632

Codice	PR1-T1170					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anter. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®




lumboFIT72

Corsetto alto

CODICE PR1-T1172
CODICE RDM 298632

Codice	PR1-T1172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colore	nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®



crisscross 78

Corsetto elastico basso

CODICE PR1-1078 - PR1-1078N


CODICE RDM 106078

Codice	PR1-1078 - PR1-1078N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	PR1-1078 = beige · PR1-1078N = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile

9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale

- Struttura in tessuto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore a incrocio

- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)



crisscross 79

Corsetto elastico basso con tiranti

CODICE PR1-1079


CODICE RDM 106078

Codice	PR1-1079					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	beige					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile

9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)

- Rinforzo posteriore a incrocio
- Tiranti laterali di rafforzamento della spinta lombare




CRISSCROSS

Corsetto elastico ribassato anteriormente con tiranti

CODICE PR1-8918
CODICE RDM 106078

Codice	PR1-8918				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120
Altezza anteriore cm	13	13	13	13	13
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26
Colore	beige				

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto misto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Tiranti laterali di rafforzamento della spinta lombare



sat23 sat55

Busto semirigido basso
con tiranti in elastico

CODICE PR1-1623C - PR1-1623H DONNA
CODICE PR1-1655C - PR1-1655H UOMO
CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1623C - PR1-1623H donna			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21
Altezza post. cm	33	33	33	33
Colore	PR1-1623C = crema · PR1-1623H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice	PR1-1655C - PR1-1655H uomo			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza ant. cm	20	20	20	20
Altezza post. cm	32	32	32	32
Colore	PR1-1655C = crema · PR1-1655H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Busto semirigido basso con tiranti in elastico

CODICE PR1-1323 DONNA
CODICE PR1-1355 UOMO
CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1323 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21	21	21
Altezza post. cm	33	33	33	33	33	33
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice	PR1-1355 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	32	32	32	32	32	32
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat22 sat54

Busto semirigido alto
con tiranti in elastico

CODICE PR1-1622C - PR1-1622H DONNA

CODICE PR1-1654C - PR1-1654H UOMO

CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1622C - PR1-1622H donna			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38
Colore	PR1-1622C = crema · PR1-1622H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1654C - PR1-1654H uomo			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35
Colore	PR1-1654C = crema · PR1-1654H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Busto semirigido alto con tiranti in elastico

CODICE PR1-1322 DONNA

CODICE PR1-1354 UOMO

CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1322 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1354 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombare
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan

sat

Busto semirigido per addome prominente
con tiranti in elastico

CODICE PR1-1321 DONNA
CODICE PR1-1353 UOMO
CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1321 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	31	31	31	31	31	31
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1353 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	31	31	31	31	31	31
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

- Chiusura laterale a Velcro® con tasca di accompagnamento
- Sagomatura speciale per favorire comfort e aderenza
- Bordatura indemagliabile
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- Tiranti con verricelli, per il sostegno e la vestibilità
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan

sat36 sat35

Busto spallaccio dorso-lombare
semirigido con tiranti in elastico

CODICE PR1-1636C - PR1-1636H DONNA
CODICE PR1-1635C - PR1-1635H UOMO
CODICE RDM 106040

Codice	PR1-1636C - PR1-1636H donna			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21
Altezza post. cm	55	55	55	55
Colore	PR1-1636C = crema · PR1-1636H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice	PR1-1635C - PR1-1635H uomo			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55
Colore	PR1-1635C = crema · PR1-1635H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

**Busto spallaccio dorso-lombare
semirigido con tiranti in elastico**

**CODICE PR1-1336 DONNA
CODICE PR1-1335 UOMO
CODICE RDM 106040**

Codice	PR1-1336 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21	21	21
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice	PR1-1335 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

**Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica**

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto dorso-lombare
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

**Kit semilavorato basso (PR1-123S) /
alto (PR1-122S). Con spallacci (PR1-136S)**

CODICE PR1-123S - PR1-122S - PR1-136S

Codice	PR1-123S (basso) - PR1-122S (alto) - PR1-136S (con spallacci)		
Misura per circonferenza bacino cm	1	2	3
Taglie	XS - S	M - L	XL - XXL
Colore	beige		

Option: 9ST012 stecche rinforzate modellabili
cm 26 (PR1-123S), 30 (PR1-122S), 38 (PR1-136S)





lumbo pull 70

Corsetto basso in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

CODICE PR1-90070

CODICE RDM 1379207

EP patent pending

Codice	PR1-90070			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore cm	16	16	16	16
Altezza posteriore cm	26	26	26	26
Colore	calce			

Option: PR1-70010 placca lombare bassa

PR1-70020 placca lombare alta

PR1-90074 schienale per spallaccio

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere una ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional

- Anatomico e facile da indossare
- Cinghie posteriori basse (h = 25 mm)
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Supporti paravertebrali rinforzati
- Leggero
- Pelota anteriore saldata con un rinforzo all'interno. Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio
- Optional:
 - placca lombare rigida bassa o alta, per un sostegno ancora maggiore
 - schienale



Option: PR1-70010/20

Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm

Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm



lumbo pull 72

Corsetto alto in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

CODICE PR1-90072

CODICE RDM 1379207

EP patent pending

Codice	PR1-90072			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore cm	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	31	31	31	31
Colore	calce			

Option: PR1-70010 placca lombare bassa

PR1-70020 placca lombare alta

PR1-90074 schienale per spallaccio

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere una ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional

- Cinghie posteriori alte (h = 38 mm)
- Anatomico e facile da indossare
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Supporti paravertebrali rinforzati
- Leggero
- Pelota anteriore saldata con un rinforzo all'interno. Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio
- Optional:
 - placca lombare rigida bassa o alta, per un sostegno ancora maggiore;
 - schienale



Option: PR1-70010/20

Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm

Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm



dorso pull 74

Schienale per spallaccio

CODICE PR1-90074
CODICE RDM 1379207

Codice	PR1-90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	calce			



Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

- Abbinato al corsetto, fa diventare il busto un tutore a spallacci
- Stecche auto-modellanti incluse
- Possibilità di utilizzare o meno una struttura rigida modellabile, in lega di alluminio, radiotrasparente

- Spallacci a incrocio posteriore, regolabili in lunghezza, con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottitura in PE espanso biaccoppiato

chairback

Corsetto rigido lombare

CODICE PR1-8909

Codice	PR1-8909			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	75/85	85/100	100/120	120/135
Colore	beige / crema			



Esiti di fratture vertebrali lumbosacrali • Spondilolisi e listesi L4-L5 • Utile nel trattamento post-operatorio dell'artrodesi lombare

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Due sezioni: lumbosacrale e addominale
- Cinture di congiunzione con chiusure a Velcro®

- Pannelli di morbido accoppiato abbinati alla struttura rigida



spinalplus

Tutore per osteoporosi

CODICE PR1-T1049
CODICE RDM 1379217

Patent EP2502608;
US8795215.

Codice	PR1-T1049			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	azzurro			

Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica • Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica • Osteocondrosi giovanile

- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Chiusura a Velcro®
- Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente (tranne i bottoni)
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Fibbie con punto di ancoraggio auto-orientante
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto EP2502608; US8795215
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e rete



taylor II

Tutore dorso-lombare con busto SAT

CODICE PR1-2709
CODICE RDM 106155

Codice	PR1-2709					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferanza bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza posteriore cm	40	40	45	45	50	50
Colore	beige					

Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • Dorso curvo e ipercifosi dorsale

- Struttura del busto in tessuto traspirante semirigido (3% elasthan)
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una ottimale stabilizzazione del tratto lombare
- Spallacci costituiti da tiranti (regolabili) con imbottitura mobile
- Emipresa rigida di bacino con cinghie anaelastiche di fissaggio
- Chiusura anteriore in Velcro®



IN ESAURIMENTO

taylor

Tutore dorso-lombare con busto

CODICE PR1-2708
CODICE RDM 106155

Codice	PR1-2708							
Taglia	XS	S	MS	M	LS	L	XLS	XL
Circonf. vita cm	55/65	65/75	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza posteriore cm	40	40	40	45	40	45	45	50
Colore	beige							



Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Dorsalgie e lombalgie in osteoporosi • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • Dorso curvo e ipercifosi dorsale

- Struttura del busto in tessuto misto di cotone ed elasthan
- Stecche flessibili laterali
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Montanti paravertebrali
- Spallacci imbottiti con regolazione a mezzo fibbie
- Emipresa rigida di bacino con cinghie morbide di fissaggio
- Stringhe di collegamento tra busto e telaio



iper35

Iperestensore a tre punti

CODICE PR1-IP35

CODICE RDM 1320466

Patent EP2457544 and other EP patent pending

Codice	PR1-IP35							
Taglia	S	S+	M	M+	L	L+	XL	XL+
Circonf. bacino cm	60/75	60/75	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	32/38	38/44	35/41	41/50	37/44	44/52	40/46	46/55
Colore	grigio							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Telescopico: si regola senza dover togliere le viti, ma solo allentandole
- Banda pelvica con inserto in polimero flessibile e nuovo meccanismo di fissaggio per sostituzione veloce e sicura
- Possibilità di bloccaggio della basculante mediante cunei in materiale polimerico
- Nuovi piastrini di sostegno di fungo e leva, per una maggior facilità di chiusura per il paziente
- Cinturone con regolazione a cinghia dentata
- Imbottiture rimovibili, fissate tramite bottoni/automatici, in PE espanso bi-acoppiato con PU esternamente e tessuto misto elasthan internamente
- Struttura in lega leggera di alluminio, telaio a cornice
- Placca sternale flottuante
- Placca dorso-lombare posizionabile in orizzontale e verticale
- Chiusura Plus in materiale composito resistente e leggero con blocco di sicurezza
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico



modular plus^{35K}

Iperestensore a tre punti

CODICE PR1-P35K Plus

CODICE RDM 188197

Codice	PR1-P35K Plus							
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS
Circon. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale flottuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico





modular plus_{38K}

Iperestensore a tre punti con pelotte daltapettorali

CODICE PR1-P38K Plus
CODICE RDM 188197

Codice	PR1-P38K PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable



Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Pelotte daltapettorali fissate su barretta semilunare in sostituzione della placca sternale
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Regolazione a viti
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico



modular plus_{35acqua}

Iperestensore a tre punti acqua

CODICE PR1-P35A Plus
CODICE RDM 188197

Codice	PR1-P35A PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable



Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Regolazione a viti
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite e cinturone in materiale idrorepellente adatti all'immersione in acqua
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico
- Cintura di tensione regolabile con Velcro®



modular plus₄₅

Iperestensore a tre punti con regolazione spinta sternale

CODICE PR1-P45 PLUS

CODICE RDM 188197

Codice	PR1-P45 PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Dischetti dentellati agli angoli ascellari del tutore per modularne la spinta sternale: ogni dentellatura corrisponde a 5° di variazione
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico

modular plus₃₆

Iperestensore a tre punti con placca pubica

CODICE PR1-P36 PLUS

CODICE RDM 188197

Codice	PR1-P36 PLUS			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	90/105	105/115
Altezza iperestensore cm*	35	38	41	44
Colore	bianco			

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Placca pubica fissa
- Regolazione a viti
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico





connect

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable e iperestensore Modular plus o Iper35

CODICE PR1-IP35/PC

Codice	PR1-IP35/PC
Taglia	universale



Utile nei casi in cui siano associate situazioni patologiche a livello delle vertebre cervicali e prime dorsali

- Struttura in alluminio a forma di placchetta rettangolare
- Collega l'appoggio sternale dell'iperestensore (Modular plus o Iper35) con la barra rigida anteriore del collare Cervistable
- Utilizzabile su tutti gli iperestensori Ro+ten



nhyco

Iperestensore a croce

CODICE PR1-D100
CODICE RDM 188197

Codice	PR1-D100		
Taglia	S	R	L
Distanza sterno pube cm	27/34	34/41	40/53
Circonf. vita max. cm	90	120	120
Colore	bianco		

Estensione e immobilizzazione della colonna dorso-lombare • Trattamento post-operatorio • Ipercifosi e dorso curvo • Morbo di Scheuermann • Cedimenti vertebrali da osteoporosi • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie

- Struttura in lega leggera di alluminio T6 (peso inferiore a 700 g)
- Pelotte sternale e pubica fluttuanti
- Placca lombare per le tre misure: small (orizzontale), regular, long
- Imbottiture in EVA, materiale impermeabile, atossico e privo di lattice. Sostituibili
- Nuova chiusura PLUS in materiale composito resistente e leggero. Pratica da aprire e chiudere, garantisce una pressione lombare costante. Dotata di blocco di sicurezza
- Aste regolabili a scorrimento, senza togliere le viti



dls

Crocera modulare
(composta da telaio + busto)

CODICE PR1-2701
CODICE PR1-1322/27 BUSTO SAT DONNA
CODICE PR1-1354/27 BUSTO SAT UOMO
CODICE RDM 109776

Codice	TELAIO PR1-2701			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

Codice	BUSTO SAT PR1-1322/27 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Codice	BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Pelottine deltapettorali imbottite

ilicrox

Crocera modulare a prese iliache tipo mz (composta da telaio + busto)

CODICE PR1-2702
CODICE PR1-1322/27 BUSTO SAT DONNA
CODICE PR1-1354/27 BUSTO SAT UOMO
CODICE RDM 109779

Codice	TELAIO PR1-2702			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

Option: PR1-2702/L destra astina di collegamento iliaco-ascellare
PR1-2702/L sinistra astina di collegamento iliaco-ascellare

Codice	BUSTO SAT PR1-1322/27 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Codice	BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Attacchi iliaci alle aste montanti
- Disponibilità opzionale di 2 astine di collegamento iliaco-ascellare



SPALLA



octofix (cvb)

Immobilizzatore di clavicola

CODICE PR2-8503
CODICE RDM 106536

Codice	PR2-8503					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. torace cm	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120	120/135
Colore	bianco					

Fratture di clavicola • Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®



NUOVO

acromion 2.0

Tutore per lussazione dell'articolazione acromion-claveare

CODICE PR2-S1063 DX - PR2-S1063 SX
CODICE RDM 1379225

Patent EP2591757

Codice	PR2-S1063 DX - PR2-S1063 SX
Taglia	universale
Colore	azzurro

indicare destro o sinistro

Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico) • Trattamento conservativo dopo frattura dell'estremo distale della clavicola

- Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto, riallineando acromion e clavicola (esclusivo)
- Spallina clavicolare anatomica, flessibile, con imbottitura in polietilene espanso e con snodi rotanti
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia (arancione) ad aggancio/sgancio rapido
- Supporto gomito e avambraccio regolabile e confortevole, con imbottitura in polietilene espanso; semirigido per facilitare l'applicazione
- Cinghia addominale chiudibile con una fibbia a scatto (bianca) e regolabile a velcro
- Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato
- Cinghie in velour, tagliabili a misura



acb

Tutore per lussazione acromion-claveare

CODICE PR2-8501
CODICE RDM 189294

Codice	PR2-8501
Taglia	universale
Colore	beige

ambidestro

Stabilizza la spalla ed il braccio nei casi di lussazione e sublussazione dell'articolazione acromion-claveare (I e II grado)

- Struttura in tessuto misto cotone
- Tiranti con ganci e fibbie autobloccanti
- Cinture di appoggio in morbido feltro



shouldfix

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito

CODICE PR2-8408
CODICE RDM 189294

Codice	PR2-8408
Taglia	universale
Colore	grigio
ambidestro	

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla •
Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato
- Tiranti girospalla con chiusura a fibbia autobloccante
- Senza tasca di contenimento del gomito
- Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta



shouldfix

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

CODICE PR2-8409 - PR2-8409C
CODICE RDM 189294

Codice	PR2-8409	PR2-8409C
Taglia	universale	per bambino
Colore	grigio	
ambidestro		

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla •
Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girospalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito



shouldfix II

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito rimovibile

CODICE PR2-8412
CODICE RDM 106540

Codice	PR2-8412
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla •
Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Sacca reggibraccio in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione



shouldfix open (sfb)

Immobilizzatore per braccio e spalla

CODICE PR2-8410
CODICE RDM 106540

Codice	PR2-8410
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

**Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla •
Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale**

- Struttura in morbido accoppiato con l'esterno in nylon garzato per l'attacco del Velcro®
- Tirante girospalla con chiusura a fibbia a scatto



NUOVO

omoplus 2.0

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10°

CODICE PR2-90080 DX / PR2-90080 SX
CODICE RDM 1379249

EP and US patent pending

Codice	PR2-90080 DX / PR2-90080 SX	
Taglia	S	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38	> 39
Circonferenza max. avambraccio cm	< 32	> 29
Colore	nero	
	indicare destro o sinistro	

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Nuovo sistema di tiranti (esclusivo):

- Spallina di appoggio (con fibbie rotanti) sulla spalla omolaterale/offesa per garantire la posizione più fisiologica e per evitare dolori al collo
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia arancione ad aggancio/sgancio rapido
- Cinghie posteriori disposte a triangolo per la stabilizzazione della scapola
- Struttura del cuscino: gommapiuma ad alta densità ricoperta da materiale garzato (per una migliore gestione dei velcri) e tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo (anti-batterico e antiodore)
- Fascia blocca-braccio regolabile in lunghezza.
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante, applicata a velcro al cuscino: permette una facile gestione per consentire la mobilizzazione del gomito. Nuovo punto di ancoraggio della fascia reggi-braccio per facilitare la presa
- Tirante addominale chiudibile con una fibbia a scatto e regolabile a velcro
- Cuscino con sponda anteriore per una ottimale stabilità; è inclinato nell'area di appoggio del braccio per un miglior comfort
- Cinturino di sostegno del pollice e pallina riabilitativa



top -5 10°/15°

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10° o 15°

CODICE PR2-E110 10° - PR2-E210 15°
CODICE RDM 189206

Codice	PR2-E110 10° - PR2-E210 15°		
Taglia	S	M	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 34	35/39	> 40
Colore	nero		

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso
ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10° o 15°



top II-S 10°/15°

Supporto per spalla con abduzione
fissa a 10° o 15°

CODICE PR2-E111 10° - PR2-E210 15°
CODICE RDM 189206

Codice	PR2-E111 10° - PR2-E210 15°	
Taglia	S	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38	> 39
Colore	nero	

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso
ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Cuscino con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
- Pallina riabilitativa
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10° o 15°



top III-S 10°

Supporto per spalla con abduzione
fissa a 10° e cinghia sottoascellare


CODICE PR2-E112
CODICE RDM 189206

Codice	PR2-E112	
Taglia	S	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38	> 39
Colore	nero	

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso
ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Cuscino con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Manicotto a protezione del collo
- Cinghia sottoascellare per alleviare la pressione sul collo e dare maggiore stabilità rotatoria
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Pallina riabilitativa
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10°



NUOVO

top 4-S

Supporto per spalla con abduzione a 10°/15°

CODICE PR2-E410 DX / PR2-E410 SX
CODICE RDM 189206

Codice	PR2-E410 DX / PR2-E410 SX	
Taglia	universale	
Colore	nero	

indicare destro o sinistro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Cuscino con sponda anteriore per la stabilità ottimale; area appoggio-braccio inclinata, per un miglior comfort
- Manicotto a protezione del collo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione regolabile a 10° o 15° mediante segni-guida evidenziati sul cuscino, per l'applicazione corretta della sacca reggibraccio



extra-S 15°/30°

Supporto per spalla con rotazione esterna a 15° o 30°

CODICE PR2-E113 15° DX - PR2-E115 30° DX
CODICE PR2-E114 15° SX - PR2-E116 30° SX
CODICE RDM 189206

Codice destro	PR2-E113 15° - PR2-E115 30°		
Codice sinistro	PR2-E114 15° - PR2-E116 30°		
Taglia	S	M	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 34	35/39	> 40
Colore	nero		

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso indicare destro o sinistro

Trattamento post-operatorio (rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli • Trattamento conservativo del primo episodio di lussazione gleno-omeroale

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Manicotto a protezione del collo
- Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
- Pallina riabilitativa
- Supporto per pollice
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante

softab 45°/70°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

CODICE PR2-84500 - PR2-84501
CODICE RDM 106545

Codice	PR2-84500	PR2-84501
Taglia	Regular	XL
Statura cm	< 185	> 185
Colore	nero	

ambidestro

Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano



Option:
PR2-84500/A

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- Possibilità di abduzione a 45° o 70°
- Tubolare di protezione a girocollo

softab 20°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

CODICE PR2-84502
CODICE RDM 106545

Codice	PR2-84502
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano



Option:
PR2-84500/A

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- Abduzione di 15°-20°



SAW 60°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

CODICE PR2-84503
CODICE RDM 106545

Codice	PR2-84503
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino: camera d'aria interna cilindrica, in plastica gonfiabile ad elevata resistenza
- Esterno in tessuto garzato aggrappante per la presa a Velcro®
- Cinture giro spalla e vita in nylon garzato a Velcro®
- Manicotti in tessuto accoppiato con imbottitura interna
- Cuneo sottoascellare in gommapiuma rivestita per una migliore stabilità e assetto del cuscino
- Abduzione regolabile in base al gonfiaggio del cuscino
- Asta di appoggio avambraccio e mano



GOMITO OMERO

NUOVO



epilastik 32

Gomitiera elastica in maglia

CODICE PR2-90132
CODICE RDM 1379319

Codice	PR2-90132						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonf. avambraccio presa a 13 cm dall'epicondilo cm	18/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
ambidestro							

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Inserti in silicone con scarichi per l'epicondilo e l'epitroclea e pressori sull'avambraccio
- Bordo braccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.



epiFIT 32

Gomitiera in tessuto AirX™

CODICE PR2-B1132
CODICE RDM 298629

Codice	PR2-B1132				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	nero				
ambidestro					

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Inserto in Soft-X per un maggior comfort
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon



object

Gomitiera in neoprene

CODICE PR2-8232
CODICE RDM 107091

Codice	PR2-8232				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	beige				
ambidestro					

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

- Struttura in neoprene bifoderato con cinturino a livello dell'epicondilo
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon

elbo

Ortesi per gomito con R.O.M

CODICE PR2-B1014 DX / PR2-B1014 SX
CODICE RDM 107362

Codice	PR2-B1014 DX / PR2-B1014 SX	
Taglia	S	L
Circonf. max. braccio cm	20/28	28/40
Circonf. max. avambraccio cm	20/27	25/35
Colore	nero-bianco	

indicare destro o sinistro

Options: PR2-B1015 Supporto mano neutro - PR2-B1016 Supporto mano prono-supinazione

Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali • Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti • Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito • Sub-lussazioni e lussazioni del gomito • Lesioni croniche del gomito • Iperestensione del gomito • Trattamento post-trauma

- Posizione della presa braccio e avambraccio regolabile
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente: imbottiture in MTP bi-acoppiato
- Tessuto a contatto col corpo tramato in fibra d'argento, anti-batterica e anti-odore

- Tracolla
- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio e snodo in acciaio
- Estensione regolabile da 0° a 90° con passo di 10° - Flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 10°
- Possibilità di bloccare l'articolazione da 0° a 90° di flessione ogni 10°



accessori elbo

Supporto mano neutro per elbo

CODICE PR2-B1015
CODICE RDM 107362

Codice	PR2-B1015
Taglia	universale



accessori elbo

Supporto mano prono-supinazione per elbo

CODICE PR2-B1016
CODICE RDM 107362

Codice	PR2-B1016
Taglia	universale





castop

Ortesi per fratture omerali

CODICE PR2-725

Codice	PR2-725			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. prossimale omero cm	23/28	28/33	33/38	38/43
Circonf. distale omero cm	18/23	23/28	28/33	33/38
Lunghezza del tutore cm	19	20	21	23
Colore	bianco			
ambidestro				

Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero

- Struttura in polietilene
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



castop

Ortesi omerale shoulder cap

CODICE PR2-726

Codice	PR2-726				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale omero cm	20/25	23/28	28/33	33/38	38/43
Circonf. distale omero cm	15/20	18/23	23/28	28/33	33/38
Lunghezza* del tutore cm	34	34	34	34	34
Colore	bianco				

*è possibile accorciarlo tagliandolo
ambidestro

Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero • Fratture secondarie a metastasi ossee non operabili

- Struttura in polipropilene bivalva
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Calotta di prolungamento all'articolazione scapolo-omeroale per un miglior controllo dei movimenti
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



AVAMBRACCIO POLSO



sling-up

Reggibraccio semplice

CODICE PR2-8402
CODICE RDM 107106

Codice	PR2-8402			
Taglia	S	M	L	XL
Lunghezza tasca cm	34	42	48	58
Colore	blu			
ambidestro				

Ausilio di sostegno per avambraccio e polso • Utile come sostegno nei casi di arto gessato • Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion-claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale • Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso

- Struttura in tessuto misto cotone
- Chiusura con fibbia autobloccante
- Tirante girospalla con imbottitura di protezione per il collo



brace up

Cinghia reggibraccio

CODICE PR2-8403
CODICE RDM 1367675

Codice	PR2-8403
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Utile come sostegno nei casi di arto gessato • Post trauma • Post operatorio

- Cinghia in nylon regolabile in lunghezza mediante apposite fibbie
- Imbottitura in MTP biaccoppiato con morbido vellutino a protezione del collo



episystem

Trattamento per epicondiliti in 2 fasi composto da cinturino multifunzione con pressore e pressore a freddo

CODICE PR2-P1022
CODICE RDM 109298

Codice	PR2-P1022
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari • Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva

- Cinturino multifunzionale dotato di 2 tipi di pressori rimovibili: uno anti-scivolo per l'azione compressiva, l'altro per la terapia del freddo
- Sistema di controllo della pressione mediante un elastico dosato
- Valva di controspinta per distribuire meglio le pressioni nella zona opposta al pressore
- Anima in materiale polimerico flessibile, coperta in morbido vellutino
- Materiale antiscivolo a contatto con la pelle (pressore e controspinta)
- Regolazione della lunghezza del cinturino con un pratico Velcro® ad Y
- Chiusura a Velcro®





epi320

Cinturino per epicondilita con pressore

CODICE PR2-4320
CODICE RDM 1379328

Codice	PR2-4320
Taglia	S L
Circonf. avambraccio cm	< 27 > 27
Colore	beige
ambidestro	

**Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari •
Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva**

- Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo in similpelle
- Chiusura a Velcro® con passante in nylon
- Pressore in tessuto antiscivolo



object

Stringipolso in neoprene

CODICE PR2-82300
CODICE RDM 107225

Codice	PR2-82300
Taglia	universale
Colore	beige
ambidestro	

**Postumi dei traumi distorsivi del polso • Tendiniti e tenosinoviti • Patologie degenerative
infiammatorie del polso**

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®



object

Stringipolso in neoprene con presa pollice

CODICE PR2-82600
CODICE RDM 107225

Codice	PR2-82600
Taglia	universale
Colore	beige
ambidestro	

Postumi dei traumi distorsivi del pollice • Rizartrosi in fase acuta • Artrosi del pollice

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®
- Proiezione cilindrica per l'alloggiamento e la stabilità del pollice

NUOVO



manulastik 19

Polsiera elastica in maglia

CODICE PR2-90119 DX/SX
CODICE RDM 1379595

Codice	PR2-90119 DX/SX					
Taglia	0	1	2	3	4	5
Circonf. polso cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
						6
						19/20

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artriche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Foro per il pollice
- Stecca palmare in materiale polimerico
- Cinturino di chiusura a velcro al polso
- Inserto in silicone per l'alloggiamento del processo stiloideo
- Bordo avambraccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.



object

Tutore per polso in neoprene con stecca

CODICE PR2-8248 DX / SX
CODICE RDM 298570

Codice	PR2-8248 DX - PR2-8248 SX			
Taglia	S	M	L	universale
Circonf. polso cm	10/14	15/18	19/24	
Lunghezza tutore cm	18	23	23	18
Colore	blu			

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artriche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

- Struttura in neoprene accoppiato con tessuto di nylon garzato atossico
- Stecca palmare in alluminio modellabile
- Chiusura a mezzo Velcro®



polfix

Tutore per polso in tessuto elastico con stecca

CODICE PR2-8707 DX / PR2-8708 SX
CODICE RDM 107308

Codice	PR2-8707 DX - PR2-8708 SX				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	11/14	14/17	17/19	19/22	22/24
Lunghezza tutore cm	18	18	18	18	18
Colore	beige				

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artriche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

- Struttura in tessuto di cotone elastico
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Stecca palmare in alluminio modellabile di cm. 18 di lunghezza

NUOVO



manulite

Polsiera apribile corta

CODICE PR2-90100
CODICE RDM 1379589

Codice	PR2-90100		
Taglia	S	M	L
Circonf. polso cm	13/18	18/23	23/28
Lunghezza cm	21	21	21
Colore	nero		

ambidestro

Distorsioni del polso • Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

- Totalmente realizzato in saldatura, privo di cuciture
- Basso profilo
- Struttura:
 - esternamente: vellutino inestensibile
 - imbottiture: in MTP in corrispondenza delle stecche
 - internamente (a contatto pelle): materiale soft touch (dermocompatibile, confortevole, traspirante, indemagiabile e antistatico)
- Foro per pollice bordato in materiale soft touch per un maggior comfort
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecche di rinforzo dorsali rigide
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®
- Micro-velcro® uncino per poter accorciare il cinturino di mano



polFIT 17

Polsiera apribile con presa pollice

CODICE PR2-P1117 DX / SX
CODICE RDM 298574

Codice	PR2-P1117 DX - PR2-P1117 SX			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	20	20	20	20
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso • Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice • Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

- Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in tessuto traspirante 3D
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®



polFIT 19

Polsiera apribile corta

CODICE PR2-P1119 DX / SX
CODICE RDM 298574

Codice	PR2-P1119 DX - PR2-P1119 SX			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	20	20	20	20
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso • Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in tessuto traspirante 3D
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®



polFIT 21

Polsiera apribile lunga

CODICE PR2-P1121 DX /SX
CODICE RDM 298574

Codice Taglia	PR2-P1121 DX - PR2-P1121 SX			
	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	26	26	26	26
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

Trattamento delle fratture composte della meta-epifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili • Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna • Distorsioni di polso • Tendiniti • Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo • Complicanze dell'artrite reumatoide • Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali • Artrosi radio-carpica

- Completa apertura dorsale
- Struttura in tessuto 3D traspirante
- Chiusura con quattro anelli e cinturini a Velcro®
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)



IN ESAURIMENTO

ulnar

Tutore per deviazione ulnare

CODICE PR2-5004

Codice Taglia	PR2-5004	
	S	L
Circonf. polso cm	11/22	22/28
Colore	beige	

indicare destro o sinistro

Artrite reumatoide in fase acuta e in fase deformante • Distorsione della metacarpo-falangea • Artrosi

- Struttura in morbida lamina di gommapiuma
- Accoppiatura bifoderata atossica
- Nylon garzato esterno per la presa a Velcro®
- Rinforzo palmare con placca in materiale plastico
- Chiusura a Velcro® su cinturini del polso e stringidita
- Lavabile



IN ESAURIMENTO

carpo40

Ortesi per tunnel carpale

CODICE PR2-P1340
CODICE RDM 1379587

Codice Taglia	PR2-P1340		
	S	M	L
Lunghezza mano cm	15/17	17/19,5	19,5/22
polso-estremità dito medio	27,5	28,5	29,5
Lunghezza del tutore cm	27,5		
Colore	azzurro		

ambidestro

Trattamento della sindrome del tunnel carpale • Traumi distorsivi del polso • Tendinopatie del polso e dei flessori della mano (dal 2° al 5° dito) • Trattamento post-operatorio nella chirurgia della mano (tenorrafie degli estensori)

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Alette laterali modellabili e versatili
- Cinturini di avambraccio con ritorno ad anello per un'agevole calzatura



carpo4

Tutore modellabile per polso-mano

CODICE PR2-P1341 DX / SX
CODICE RDM 1379587

Codice Taglia	PR2-P1341 DX - P1341 SX		
	S	M	L
Larghezza palmo mano cm (metacarpi)	5,5/7	7/8,5	8,5/10
Lunghezza del tutore cm	30	34	37
Colore	azzurro		

indicare destro o sinistro

Trattamento conservativo e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali di avambraccio, fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture ossa metacarpali • Postumi fratture suddette • Tendinopatie polso e mano • Postumi tenorrafie flessori/estensori dita • Artrosi radio-carpica • Deficit neurologici con conseguente paralisi

Controindicazioni: moderata e grave spasticità

- Struttura modellabile costituita da 2 metalli a rigidità differenziata
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle



IN ESAURIMENTO

castop

Ortesi per fratture ulnari

CODICE PR2-720

Codice Taglia	PR2-720		
	S	M	L
Circonf. prossimale avambraccio cm	18/23	23/28	28/33
Circonf. distale avambraccio cm	15/18	18/20	20/23
Lunghezza del tutore cm	15	18	20
Colore	bianco		

ambidestro

Fratture ulnari composte • Necessità di protezione della sede anatomica • Immobilizzazione post-operatoria delle fratture ulnari

- Struttura in polietilene
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



mapform

Doccia per mano - polso - avambraccio

CODICE PR2-1557K

Codice Taglia	PR2-1557K		
	S	M	L
Larghezza palmo mano cm	< 9	9/11	11/13
Colore	beige		

indicare destro o sinistro

Studiata per mantenere la mano in una posizione funzionale • Provvede a sostenere la mano ed il polso nei casi di caduta in flessione flaccida o spastica • Lesioni neurologiche di origine centrale o periferica • Trattamento delle deformità reumatiche

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura interna in evazote
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Modellabile con immersione di 1 minuto in acqua a 70° o con l'uso di pistola a calore



MANO



daumfix

Ortesi per pollice

Codice	PR2-5006			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/17	17/19	19/23	23/28
Colore	beige			

indicare destro o sinistro

Rizartrosi • Tendiniti del pollice • Tendinopatia di De Quervain • Distorsione metacarpo-falangea • Lesione di Steiner • Postumi di frattura di Bennet • Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

- Struttura in polipropilene levigato e burattato
- Cinturino di chiusura al polso in Velcro® elastico
- Dotato di un quantino protettivo elasticizzato in microfibra antibatterica da indossare prima di applicare l'ortesi

CODICE PR2-5006
CODICE RDM 107355



stax

Tutore per dito singolo (falangi distali)

Codice	PR2-2001
Misure disponibili (vedi disegno a lato)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 1/2 - 6 - 7
Colore	trasparente

Lesione del tendine estensore • Lesione di Segond • Fratture delle ultime falangi • Distorsioni dell'interfalangea distale • Contusioni ungueali • Trattamento post-operatorio degli interventi sui tendini estensori

- Struttura in materiale plastico trasparente
- Fori per la traspirazione

CODICE PR2-2001
CODICE RDM 1379962



splint

Ferula dr. bunnel per estensione polso

CODICE PR2-1

Codice	PR2-1		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Distorsione del polso • Fratture della radio-carpica • Postumi di frattura tipo Goyrand

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®



splint


Ferula dr. bunnel per estensione polso e flessione metacarpi

CODICE PR2-1/A

Codice	PR2-1/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Postumi di fratture metacarpali • Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi


CODICE PR2-2

Codice	PR2-2				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10
Colore	bianco				
ambidestro					

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù





splint

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi ed estensione dita

CODICE PR2-2/A

Codice	PR2-2/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10
Colore	bianco				
ambidestro					

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi e dita

CODICE PR2-2/B

Codice	PR2-2/B				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10
Colore	bianco				
ambidestro					

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint

Ferula oppenheimer del dr. bunnel - estensione polso, abduzione pollice

CODICE PR2-3

Codice	PR2-3		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	Al. 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Postumi di tenorrafie dell'abduktore ed estensore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditale in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula thomas del dr. bunnel - estensione polso e metacarpi abduzione pollice

CODICE PR2-4

Codice	PR2-4			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9	
Colore	bianco			

ambidestro

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita e dell'abduktore ed estensore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

CODICE PR2-5

Codice	PR2-5					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					

ambidestro

Fratture falangee distali

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Ancoraggio al polso con cinturino a Velcro®



splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

CODICE PR2-5/A

Codice	PR2-5/A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Traumi distorsivi delle interfalangee

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia



splint

Ferula dr. bunnell per dito singolo (estensione)

CODICE PR2-6

Codice	PR2-6					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					
ambidestro						

Fratture falangee • Lesioni tendinee • Lesione di Segond • Traumi distorsivi delle interfalangee

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia



splint

Ferula dr. bunnell per dito singolo (estensione) con molla

CODICE PR2-6/A

Codice	PR2-6/A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					
ambidestro						

Fratture falangee distali

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia



splint

Ferula dr. bunnell per polso (flessione)

CODICE PR2-8

Codice	PR2-8			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9	
Colore	bianco			
ambidestro				

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®



splint

Ferula dr. bunnell per mano e polso (flessione polso - estensione dita - abduzione pollice)


CODICE PR2-8/A

Codice	PR2-8/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		

ambidestro

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio • Tenorrafia degli estensori delle dita e dell'estensore ed abduttore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnell per mano (estensione metacarpi)


CODICE PR2-9

Codice	PR2-9				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture delle ossa metarpali • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnell per mano (estensione metacarpi e dita)

CODICE PR2-9/A

Codice	PR2-9/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture delle ossa metarpali • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù

splint

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi e dita)

CODICE PR2-10

Codice	PR2-10			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9	
Colore	bianco			

ambidestro

Fratture delle ossa metacarpali • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù

splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (flessione)

CODICE PR2-11

Codice	PR2-11					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Postumi di tenorrafia dei flessori delle dita

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù

splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)


CODICE PR2-11/A

Codice	PR2-11/A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Lunghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9/10	≥ 10	
Colore	bianco					

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Postumi per lesione di Second • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint


Ferula dr. bunnell per polso e mano (estensione polso - flessione metacarpi - estensione dita - abduzione pollice)

CODICE PR2-13

Codice	PR2-13		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-2A
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnell per polso e mano (estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

CODICE PR2-13/A

Codice	PR2-13/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-9A
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnell per polso e mano (estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

CODICE PR2-13/B

Codice	PR2-13/B		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥ 9
Colore	bianco		
ambidestro			

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-10
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù

ANCA COSCIA



mioFIT 33

Supporto per coscia in tessuto AirX™

CODICE PR3-H1133
CODICE RDM 298568

Codice	PR3-H1133				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	nero				
ambidestro					

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante



object

Supporto per coscia in neoprene

CODICE PR3-8233
CODICE RDM 107367

Codice	PR3-8233				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. a metà coscia cm	48/51	52/55	56/60	61/65	66/71
Colore	blu				
ambidestra					

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Toppa in neoprene di rinforzo
- Lavabile



NUOVO

hipoCross

Tutore d'anca leggero

CODICE PR3-91006
CODICE RDM
Hipo Cross 1402873
Asta Hipo Cross 1402874
Patent pending

Codice	PR3-91006 (HipoCross)			
	PR3-91007 (asta opzionale per HipoCross)			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza bacino cm	72/93	93/116	116/140	140/165
Circonferenza vita cm	65/84	84/109	109/140	140/170
Circonferenza coscia prossimale cm	40/54	50/65	60/76	70/87

Destro o sinistro

Post-artroscopia • Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)

- **Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca • Artrosi dell'articolazione dell'anca**
- **Trattamento di dolori persistenti non specifici o deformità articolari non operabili**

- Struttura in tessuto AirXTM traspirante
- Stecche a spirale di sostegno laterale e antero-laterale
- Chiusure anteriori a Velcro®
- Aree velcrabili® per l'aggancio dei tiranti, con riferimenti colorati
- Tiranti elastici calibrati, a incrocio laterale, per la:

- prevenzione dell'eccessiva adduzione
- limitazione parziale della flessione-estensione
- Inserto in gel, antiedema

- **OPZIONALE – Asta rigida per:**
 - limitare l'estensione (0°)
 - limitare la flessione (80°)
 - fornire un maggior sostegno anti-adduzione

PR3-91007
Asta opzionale per HipoCross



Option: snodi vari
(vedi a sinistra)

hipolite

Ortesi per anca

CODICE PR3-H1007 - PR3-H1008
CODICE RDM 107405

Codice	BACINO: PR3-H1007		
Taglia	S	M	L
Circonf. vita cm	60/84	84/110	110/135
Codice	COSCIA: PR3-H1008		
Taglia	S	M	L
Circonf. prossimale coscia cm	43/54	54/65	65/75

indicare destro o sinistro

Raccomandato: Aste Kinesio offset:

Codice	PR3-2305 (Standard)	PR3-2312 (Long)
Statura	< 175 cm	> 175 cm

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca) • Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate • Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

- Sistema modulare che permette di abbinare indipendentemente componente coscia, componente bacino e asta articolata
- Facilmente adattabile grazie alle molteplici regolazioni: possibilità di inclinare le parti laterali della presa bacino, possibilità di inclinare la direzione dell'asta rispetto alle componenti coscia e bacino, cinturini accorciabili tramite velcro ad Y, adattabile in altezza grazie alle asole dell'asta articolata
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente
- Imbottitura in materiale accoppiato a doppio strato (MTP + PE espanso)
- Tessuto tramato in fibra d'argento (a contatto con il corpo), antibatterica naturale
- Rete tridimensionale (rivestimento esterno)
- Chiusura bacino con fibbia a sgancio laterale
- Cinghia addominale per un miglior controllo della abduzione/adduzione
- Completamente sfoderabile e lavabile
- Aste articolate Kinesio Offset con possibilità di regolazione di abduzione/adduzione (passo di 7,5°) e flessione-estensione (da 0° a 120° con passo di 15°)

hipo

Ortesi per anca

CODICE PR3-SERIE 2000
CODICE RDM 109675 BACINO
CODICE RDM 109698 COSCIA

Patent EP1068845;
EP1068846.

Codice	PR3-SERIE 2000			
Taglia	S	M	L	XL
Modello destro	PR3-2112	PR3-2113	PR3-2114	PR3-2115
Modello sinistro	PR3-2122	PR3-2123	PR3-2124	PR3-2125
Circonf. vita cm	60/82	80/96	94/115	99/120
Circonf. creste iliache cm	68/90	90/110	106/126	111/131
Modello destro	PR3-2212	PR3-2213	PR3-2214	PR3-2215
Modello sinistro	PR3-2222	PR3-2223	PR3-2224	PR3-2225
Circonf. prossimale	44/53	48/60	57/68	62/76
Circonf. distal	34/41	36/45	42/49	46/56
Colore	bianco			

Snodi vari vedi sotto



Option: snodi vari
(vedi sotto)



Option: Kafo – dispositivo di prolungamento per la gamba del tutore

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca) • Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate • Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

- Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
- Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili
- Sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti



kafo

Dispositivo di prolungamento per la gamba del tutore d'anca Hipo

CODICE PR3-2320 - PR3-2321
CODICE RDM 107382

Codice	PR3-2320	PR3-2321
Taglia	Regular	Long
Lunghezza arto inf. (inguine - tallone) cm	63/75	76/93
Colore	bianco	

destra e sinistro

Misura piede	S 36/39	M 40/43	L 44/46	XL >46
--------------	---------	---------	---------	--------



Kafo è il dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione

- Aumenta il comfort del paziente: materiale più leggero, tutore più confortevole
- La struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani
- Mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca
- Riduce il rischio di lussazioni
- Garantisce il controllo ottimale della flessione-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca

Snodi per hipo e hipolite

CODICE RDM 109724



kinesio

Aste per Hipo e Hipolite (solo Kinesio offset)

Kinesio mis. standard, altezza inferiore a 1,80 m
Kinesio mis. lunga, altezza superiore a 1,80 m
Kinesio Offset standard, altezza inferiore a 1,80 m
Kinesio Offset lunga, altezza superiore a 1,80 m

Codice
PR3-2303
PR3-2304
PR3-2305
PR3-2312

- I giunti Kinesio Offset hanno una speciale curvatura in modo che tra snodo ed anca ci sia più spazio
- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



abductor

Aste Abductor offset per Hipo

IN ESAURIMENTO

Con abduzione forzata, offset e Doppio Snodo Kinesio

Codice
PR3-2309

- Abduzione forzata
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



doppio snodo

Doppio snodo per aste Kinesio

Codice
Taglia
per:
PR3-2306
universale
PR3-2303 - PR3-2304 - PR3-2305 - PR3-2312

- Il doppio snodo permette di disassare medialmente o lateralmente la presa coscia



GINOCCHIO



ice

Cinturino sottorotuleo

CODICE PR3-90000
CODICE RDM 1380008

Codice	PR3-90000	
Taglia	small	universale
Circonferenza (cm)	fino a 30	da 31
Colore	nero	

ambidestro

Option: PR3-ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelota

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo • Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione dell'apofisi tibiale anteriore)

- Banda elastica anteriore per dosare la forza di spinta e mantenerla costante anche in movimento
- Cinturino di chiusura a Velcro®, imbottito, con tiro simmetrico per facilitare il posizionamento. Bordo morbido per un maggior comfort, soprattutto nel cavo popliteo
- Pelota termosaldada in materiale

espanso rivestito in tessuto anallergico, con bassorilievo per un posizionamento più preciso.

- Pressore in gel dermocompatibile per focalizzare la spinta sul tendine ed esercitare un'azione antiscivolo
- Pressore (optional) per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelota



genuFIT 60

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™

CODICE PR3-G1160
CODICE RDM 298624

Codice	PR3-G1160					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado • Tendiniti

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante

- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico



object

Ginocchiera tubolare corta

CODICE PR3-460
CODICE RDM 107526

Codice	PR3-460					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Lunghezza cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado • Tendiniti

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Lavabile

- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione

genuFIT 63

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™
con foro rotuleo

CODICE PR3-G1163
CODICE RDM 298624

Codice	PR3-G1163					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo rinforzato

object

Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo

CODICE PR3-463
CODICE RDM 107526

Codice	PR3-463					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Lunghezza cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Apertura patellare a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula
- Lavabile

genulastik 04

Ginocchiera elastica in maglia

CODICE PR3-90104
CODICE RDM 1382807

Codice	PR3-90104							
Taglia	0	1	2	3	4	5	6	7
Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotula cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotula cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva.

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Stabilizzatore rotuleo in silicone
- Sottili stecche laterali anti-migrazione per mantenere in posizione la ginocchiera
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.



genuFIT 04

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™
con stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-G1104
CODICE RDM 298624

Codice Taglia	PR3-G1104					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sottili stecche laterali antimigrazione



object

Ginocchiera tubolare in neoprene
con stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-404N
CODICE RDM 107526

Codice Taglia	PR3-404N					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Lavabile



power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-7204
CODICE RDM 107580

Codice Taglia	PR3-7204					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Lavabile



genuFIT 08

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-G1108

CODICE RDM 298624

Patent EP2215993

Codice	PR3-G1108					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): Cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo



object

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-408N

CODICE RDM 107526

Codice	PR3-408N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Stecche a spirale mediali e laterali



power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-7208

CODICE RDM 107580

Codice	PR3-7208					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile
- Stecche a spirale mediali e laterali



genuFIT 08A

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con stecche a spirale

CODICE PR3-G1108A

CODICE RDM 298624

Patent EP2215993

Codice Taglia	PR3-G1108A					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo



genuFIT 15

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-G1115

CODICE RDM 298624

patent EP2215993
and other patent pending

Codice Taglia	PR3-G1115					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo, con possibilità di limitazione della flessione a 60°, 90°



object

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-415N

CODICE RDM 107526

Codice Taglia	PR3-415N					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo, con possibilità di limitazione della flessione a 60°, 90°
- Tasca peritrotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Lavabile



power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

CODICE PR3-7215
CODICE RDM 107580

Codice	PR3-7215					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					

ambidestro

Instabilità latero-mediata della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca peritrotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Aste articolate policentriche
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile



genuFIT 15A

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con aste articolate

CODICE PR3-G1115A
CODICE RDM 298624
Patent EP2215993
and other patent pending

Codice	PR3-G1115A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo, con possibilità di limitazione della flessione a 60°, 90°
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta



object

Ginocchiera apribile in neoprene con aste articolate

CODICE PR3-420
CODICE RDM 107526

Codice	PR3-420					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Apertura frontale con linguette di chiusura a Velcro®
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo, con possibilità di limitazione della flessione a 60°, 90°
- Foro rotuleo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Lavabile



object 10

Ginocchiera corta per instabilità rotulea

CODICE PR3-90010
CODICE RDM 1382690

Codice	PR3-90010					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero					
ambidestro						

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Multifunzionale: grazie alla sua reversibilità, questa ginocchiera può essere indossata indifferentemente su entrambi gli arti
- Stabilizzatore rotuleo a C in materiale espanso per instabilità di grado lieve. Grazie alla pratica funzione double-face può essere posizionato sia lateralmente che medialmente
- Foro rotuleo
- Struttura in neoprene ortopedico, nero a basso profilo
- Bordo confortevole



genuFIT 16

Ginocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione rotulea

CODICE PR3-G116 DX / SX
CODICE RDM 298624

Codice	PR3-G116DX · PR3-G116SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					
indicare destro o sinistro						

Instabilità latero-mediata della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Tiranti con verricello (accordabili a misura)
- Inserto popliteo in tessuto Soft-X per un maggior comfort



genu416

Ginocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea

CODICE PR3-416 DX / SX
CODICE RDM 107526

Codice	PR3-416DX · PR3-416SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					
indicare destro o sinistro						

Instabilità latero-mediata della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Tiranti con chiusura a Velcro®
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Parete interna in morbido vellutino per assorbire il sudore evitando l'irritazione della pelle



object

Fascia per stabilizzazione rotulea in neoprene

CODICE PR3-8246
CODICE RDM 107658

Codice	PR3-8246
Taglia	universale
Altezza fascia cm	33
Colore	blu

ambidestro

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella
- Lavabile



object

Ginocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene

CODICE PR3-412
CODICE RDM 107526

Codice	PR3-412				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48
Lunghezza cm	33	33	33	33	33
Colore	blu				

ambidestro

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Comprende un supporto-base e un supporto direzionale di fissaggio con un cuscinetto a posizionamento variabile
- Sostegno multidirezionale in neoprene



object

Fascia antiedema per ginocchio

CODICE PR3-8244
CODICE RDM 107658

Codice	PR3-8244
Taglia	universale
Altezza fascia cm	30
Colore	blu

ambidestro

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore post-operatorio nell'artroscopia di ginocchio

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Lavabile



IN ESAURIMENTO

object

Fascia antiedema per ginocchio

CODICE PR3-8245
CODICE RDM 107607

Codice	PR3-8245
Taglia	universale
Altezza fascia cm	30
Colore	blu
ambidestro	

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore post-operatorio nell'artroscopia di ginocchio

- Struttura in materiale espanso
- Efficace supporto nella fase post-artroscopica in sostituzione dei bendaggi convenzionali
- Assicura buona compressione unita a notevole leggerezza ed ottimo comfort
- Valida nelle artrosinoviti del ginocchio per favorire il riassorbimento dell'edema



genuFIT 25/25A

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) • (apribile)
CODICE PR3-G1125 / G1125A
CODICE RDM 298624

Codice Taglia Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm Lunghezza cm Colore	PR3-G1125 (tubolare) • PR3-G1125A (apribile)					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
	nero					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 25: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 25A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei: estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°



genuFIT 29/29A

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) • (apribile)
CODICE PR3-G1129 / G1129A
CODICE RDM 298624

Codice Taglia Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm Lunghezza cm Colore	PR3-G1129 (tubolare) • PR3-G1129A (apribile)					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
	nero					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro® per un maggior comfort
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 29: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 29A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni: Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

activum

Ginocchiera corta in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

CODICE PR3-9429 / 9429A
CODICE RDM 107619

Codice	PR3-9429 (tubolare) - PR3-9429A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	blu					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° tramite perni (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Possibilità di bloccare l'articolazione
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Foro rotuleo rinforzato (versione tubolare)
- Apertura frontale con chiusura a Velcro® (versione apribile)
- Foro popliteo

genuFIT 27/27A

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

CODICE PR3-G1127 / G1127A
CODICE RDM 298624

Codice	PR3-G1127 (tubolare) - PR3-G1127A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41
Colore	nero					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia
- Solo Genufit 27: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 27A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei: Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° Flessione: 45°, 60°, 75°, 90° Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

genuFIT 30/30A

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

CODICE PR3-G1130 / G1130A
CODICE RDM 298624

Codice	PR3-G1130 (tubolare) - PR3-G1130A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41
Colore	nero					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 30: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 30A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni: Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia



activum

Ginocchiera lunga in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

CODICE PR3-9430 / 9430A
CODICE RDM 107619

Codice	PR3-9430 (tubolare) - PR3-9430A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Lunghezza cm	40	40	40	40	40	40
Colore	blu					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° tramite perni (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Possibilità di bloccare l'articolazione
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Foro rotuleo rinforzato (versione tubolare)
- Apertura frontale con chiusura a Velcro® (versione apribile)
- Foro popliteo



NUOVO

genuFIT 50A

Ginocchiera lunga 50cm in tessuto AirX con aste articolate policentriche a controllo F-E, apribile

CODICE PR3-G1150A
CODICE RDM 298624

Codice	M.G1150A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	50	50	50	50	50	50
Colore	nero					

ambidestro - *Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Lunghezza della ginocchiera: 50cm
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Fibbie di chiusura a scatto, pratiche e sicure
- Apertura frontale
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei:
- 1. Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- 2. Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- 3. Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
- Apertura per la rotula
- Bordo morbido ed elastico
- Apertura nel cavo popliteo
- Design anatomico ultrapiatto per una buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione



liteimmok

Immobilizzatore di ginocchio a misura

CODICE PR3-8003 - PR3-8004
CODICE RDM 107665

Codice	PR3-8003 - PR3-8004			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza presa 15 cm sopra la rotula cm	40/47	48/55	56/65	66/75
Lunghezza PR3-8003 cm	53	53	53	53
Lunghezza PR3-8004 cm	65	65	65	65
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gommasciuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannello unico
- A taglie
- Apertura rotulea
- Lavabile



immok 0°

Immobilizzatore di ginocchio

CODICE PR3-8104 -8105 -8106 -8107


CODICE RDM 107665

Codice	PR3-8104	PR3-8105	PR3-8106	PR3-8107
Immobilizzazione a	0°	0°	0°	0°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gommasciuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile



immok 20°

Immobilizzatore di ginocchio, flessio di 20°

CODICE PR3-8104/F -8105/F -8106/F -8107/F

CODICE RDM 107665

Codice	PR3-8104/F	PR3-8105/F	PR3-8106/F	PR3-8107/F
Immobilizzazione a	20°	20°	20°	20°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gommasciuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili, posizionate con una flessione di 20°
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile



go up open

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

CODICE PR3-G1043

CODICE RDM 298619

Codice	PR3-G1043	
Taglia	Regular	Long
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81
Lunghezza aste cm	56	65
Colore	nero	

ambidestro

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessio-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Valve passacchingie con sistema autoagganciante strutturale
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Cuscinetti condiloidi di protezione staccabili e lavabili
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba

go up

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

CODICE PR3-G1042 / G1041

CODICE RDM 298619

Codice	PR3-G1042	PR3-G1041
Taglia	Regular	Long
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81
Lunghezza aste cm	56	65
Colore	nero	

ambidestro

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Valve passacchingie con sistema autoagganciante strutturale
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba

go up pcl

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione PCL

CODICE PR3-G1044

CODICE RDM 298619

Codice	PR3-G1044
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	56
Colore	nero

ambidestro

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa PCL) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio

- Cuscinetto retro-tibiale gonfiabile per scaricare selettivamente il PCL
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Sistema autoagganciante strutturale (velcro non incollato)
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste. Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba
- Cinturini anteriore e posteriore distinti, per garantire un preciso posizionamento delle aste lungo la linea mediana della gamba
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili

KPO

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

CODICE PR3-90200

CODICE RDM 1402673

Codice	PR3-90200
Taglia	Regular
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81
Lunghezza aste cm	58
Colore	nero - ambidestra

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Snodo di regolazione impostabile intuitivamente:
- Flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Possibilità di blocco dell'articolazione a:
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Valve passacchingie
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP bi-accoppiato con morbido vellutino
- Cinghie di chiusura a Velcro®



regain II

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

CODICE PR3-95550
CODICE RDM 107633

Codice	PR3-95550	PR3-95500	
Misura	corta	lunga	
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81	ambidestro
Lunghezza aste cm	57	67	
Colore	grigio		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio, semplici da modellare, resistenti e anatomiche
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore. Foderate solo esternamente, atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
- Articolazione monocentrica in acciaio
- Nuovo sistema di regolazione flessione-estensione PULL&TURN ideato per una facile impostazione con il minimo sforzo. Estensione: da 0 a 70° ogni 10°
- Flessione: da 0 a 120° ogni 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione estraibili e lavabili
- Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® che assicura l'aderenza dell'ortesi sull'arto
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture facili da tagliare per un migliore adattamento alla circonferenza della gamba



regain II open

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

CODICE PR3-95575 / 95580
CODICE RDM 107633

Codice	PR3-95575	PR3-95580	
Taglia	corta	lunga	
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81	ambidestro
Lunghezza aste cm	57	67	
Colore	nero		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio, semplici da modellare, resistenti e anatomiche
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore. Foderate solo esternamente, atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
- Cuscinetti condiloidei di protezione estraibili e lavabili
- Articolazione monocentrica in acciaio
- Nuovo sistema di regolazione flessione-estensione PULL&TURN ideato per una facile impostazione con il minimo sforzo. Estensione: da 0 a 70° ogni 10°
- Flessione: da 0 a 120° ogni 10°
- Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® che assicura l'aderenza dell'ortesi sull'arto
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture facili da tagliare per un migliore adattamento alla circonferenza della gamba



regain open

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

CODICE PR3-95075
CODICE RDM 107633

Codice	PR3-95075	
Misura	universale	
Lunghezza aste cm	50	
Colore	nero	

ambidestro

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Aste articolate in lega leggera
- Fasce di imbottitura in gommasciuma bifoderata atossica e ipoallergenica
- Cinture di chiusura a Velcro®
- Cuscinetti condiloidei di protezione
- Articolazioni con regolazione della flessione-estensione
- Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
- Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
- Imbottiture lavabili



regain

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

CODICE PR3-95050 / 95000

CODICE RDM 107633

Codice	PR3-95050	PR3-95000
Misura	corta	lunga
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81
Lunghezza aste cm	50	60
Colore	nero	

ambidestro

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio • (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera e valve in plastica
- Imbottitura in soffice gommasciuma bifoderata atossica e ipoallergenica
- Cinture di chiusura a Velcro® in doppio nylon garzato
- Cuscinetti condiloidei di protezione
- Articolazioni con facile regolazione della flessione-estensione
- Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
- Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
- Imbottiture lavabili



pluspoint3 short

Ginocchiera funzionale per legamenti, corta

CODICE PR3-9530

CODICE RDM 80772

Codice	PR3-9530				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Innovativo design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e polpaccio); verniciato nero opaco
- Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione; agevolano l'applicazione e si adattano alla gamba
- Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
- Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- Imbottitura interna del telaio fissata tramite automatici a basso profilo. Rivestimento in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip



pluspoint3

Ginocchiera funzionale per legamenti

CODICE PR3-9540

CODICE RDM 80772

Codice	PR3-9540				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm	40	40	40	40	40
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Innovativo design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e polpaccio); verniciato nero opaco
- Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione; agevolano l'applicazione e si adattano alla gamba
- Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
- Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- Imbottitura interna del telaio (staccabile per operazioni di pulizia) fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro. Rivestimento in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip



pluspoint

Ginocchiera funzionale per legamenti

CODICE PR3-9330 / 9440

CODICE RDM 80772

Codice Taglia	PR3-9330 (corta) - PR3-9440 (lunga)				
	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm corta	33	33	33	33	33
Lunghezza cm lunga	40	40	40	40	40
Colore	grigio				

indicare destro o sinistro

Option: Possibilità blocco totale a richiesta : 0° (9440W0), 10° (9440W10), 20° (9440W20), 30° (9440W30)

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Struttura portante in lega d'alluminio ultraleggera
- Imbottiture comfort foam ipoallergeniche e antimigrazione
- Cinture di chiusura a Velcro® in doppio nylon garzato, numerati per facilitare l'applicazione
- Leggera (700g)
- Aste policentriche con regolazione graduata: estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Possibilità blocco totale a richiesta : 0° (PR3-9440W0), 10° (PR3-9440W10), 20° (PR3-9440W20), 30° (PR3-9440W30)



GAMBA CAVIGLIA



mioFIT 34

Supporto per polpaccio in tessuto AirX™

CODICE PR4-A1134
CODICE RDM 298599

Codice	PR4-A1134			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	nero			
ambidestro				

Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante



object

Supporto per polpaccio in neoprene

CODICE PR4-8234
CODICE RDM 107929

Codice	PR4-8234			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	blu			
ambidestro				

Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tubolare
- Lavabile



malleolastik 37

Cavigliera elastica in maglia

CODICE PR4-90137
CODICE RDM 1383005

Codice	M.90137						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonf. caviglia cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
ambidestro							

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Inserti in silicone per l'alloggiamento dei malleoli
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.



malleoFIT 37

Cavigliera in tessuto AirX™

CODICE PR4-A1137
CODICE RDM 298601

Codice	PR4-A1137				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36	
Colore	nero				
ambidestro					

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Apertura al tallone



object

Cavigliera in neoprene

CODICE PR4-8237
CODICE RDM 189807

Codice	PR4-8237				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36	
Colore	beige				
ambidestro					

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Apertura al tallone
- Lavabile



object

Cavigliera in neoprene con stecche a spirale

CODICE PR4-8280
CODICE RDM 189807

Codice	PR4-8280				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonferenza caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36	
Colore	blu				
ambidestro					

Traumi distorsivi di entità minore (I grado) • Quadri infiammatori di entità moderata (tendinopatie peronieri) • Artralgie minori • Artrosi della tibio-tarsica

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Chiusura alla caviglia con cinturini a Velcro®
- Apertura al tallone
- Lavabile

malleoFIT 81

Cavigliera in tessuto AirX™ con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

CODICE PR4-A1181
CODICE RDM 298601

Codice	PR4-A1181			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Colore	nero			

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Sistema di chiusura superiore con cinghia di stabilizzazione e fibbia
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati

- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità
- Apertura al tallone

object

Cavigliera in neoprene con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

CODICE PR4-8281
CODICE RDM 189807

Codice	PR4-8281			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/28	29/31	32/34	35/37
Colore	nero			

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Apertura al tallone

- Cinturini ad incrocio sul collo del piede, passaggio sotto la pianta e ritorno montante sui malleoli per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

OSC active

Cavigliera con tiranti ad 8 non elastici, chiusura a stringa e rinforzi laterali in plastica

CODICE PR4-2036
CODICE RDM 107935

Codice	PR4-2036					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/28	28/30	30/32	32/34	34/37	37/40
Colore	nero					

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale postchirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in nylon con doppio strato agli occhielli
- Allacciatura a stringa
- Lingua di protezione nella parte dorsale del piede
- Apertura al tallone

- Tiranti in nylon ad incrocio con terminali in Velcro®
- Placchette malleolari in plastica per una maggiore stabilità
- Lavabile



IN ESAURIMENTO

swede-0

Cavigliera armata con chiusura a stringa

CODICE PR4-2002

Codice	PR4-2002						
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Misura scarpa	34/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Colore	bianco						

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in Herculite tela poliuretana bordata
- Allacciatura a stringa con doppia occhiellatura nella parte centrale
- Tasche laterali per placche
- Placchette di rinforzo malleolari
- Apertura al tallone



NUOVO

malleoststrong PRO

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma e tirante latero-mediale

CODICE PR4-A1028 DX/SX
CODICE RDM 298614

Codice	PR4-A1028 DX/SX				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Traumi distorsivi di II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale in postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva

- Struttura sottile in Breath-o-prene®
- Valve in plastica mediale e laterale inserite nel tutore, protette da morbide imbottiture in MTP
- Imbottiture aggiuntive posteriori per un miglior comfort
- Cinturino di chiusura elastico posteriore
- Cinghia latero-mediale di chiusura e rinforzo (accorciabile a misura)



airstrong

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfiabili

CODICE PR4-A1029
CODICE RDM 298611

Codice	PR4-A1029
Taglia	universale
Colore	bianco

ambidestro

Traumi distorsivi II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della TT e attività sportiva

- Imbottiture ad aria gonfiabili
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa
- Pompetta inclusa

NUOVO

malleonite

Tutore notturno di posizionamento

CODICE PR4-90062
CODICE RDM 1402883

Codice	PR4-90062	
Taglia	S/M	L/XL
Misura scarpa	36/42	43/48
Colore	nero	

ambidestro

Fascite plantare • Tendinopatie dell'achilleo • Cadute flaccide del piede • Dolore al risveglio

- Struttura polimerica snodata per il posizionamento personalizzato tramite cinturino di regolazione della flessione plantare
- Imbottitura soffice e confortevole
- Cinturini a Velcro® per la regolazione su polpaccio e piede, imbottiti per un comfort ottimale.

equal400

Tutore a stivaletto rigido

CODICE PR4-400
CODICE RDM 298615

Codice	PR4-400				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47
Colore	nero				

ambidestro - Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali
Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini con la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommasciuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Imbottitura lavabile

fixwalker

Tutore a stivaletto rigido (aperto sul tallone)

CODICE PR4-MM100
CODICE RDM 298615

Codice	PR4-MM100		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	< 38	39/42	43/47
Colore	nero		

ambidestro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali
Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero; realizzata in un unico pezzo
- Suola in gomma antiscivolo
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Aperto sul tallone
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommasciuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Lavabile
- Cinturini con chiusura a Velcro®



Option: PR4-501

airstep walker

Tutore a stivaletto rigido con imbottitura ad aria, gonfiabile

CODICE PR4-500
CODICE RDM 298615

Codice	PR4-500		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	39/44	> 44
Colore	grigio		

ambidestro

Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari • Ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Valve di rinforzo, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- Imbottitura gonfiabile ad aria per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione
- Struttura in materiale plastico, leggera e resistente

airstep tight walker short

Tutore a stivaletto rigido con imbottitura ad aria, gonfiabile

CODICE PR4-560
CODICE RDM 298615

Codice	M.560		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	39/44	> 44
Colore	grigio		

ambidestro

Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

• Lesioni dei tessuti molli • Distorsioni di caviglia da moderate a gravi • Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone • Fratture stabili di piede e/o caviglia • Post-operatorio

Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

- Valva di rinforzo anteriore per una tenuta stabile del piede
- Portabilità ottimale grazie a due imbottiture gonfiabili individuali nella scarpette interna
- Corpo base in resistente materiale plastico leggero
- Vestibilità confortevole grazie all'imbottitura in gommapiuma
- Fissaggio corretto grazie alla chiusura in Velcro® circolare
- Suola basculante ottimizzata
- Imbottitura opzionale per ulteriore adattamento alla gamba



Option: PR4-501

r.o.m. walker

Tutore a stivaletto articolato

CODICE PR4-600
CODICE RDM 298615

Codice	PR4-600		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	36/39	39/44	44/47
Flessione plantare	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
Flessione dorsale	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
Colore	nero		

ambidestro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di caviglia di III grado • Recupero post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille • Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle fratture tibia • Piede di Charcot

Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini per la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Rivestimento dello stivaletto in soffice gommapiuma bifoderata con nylon garzato per la presa a Velcro®
- Rivestimento imbottito lavabile



carbon afo

Tutore per piede ciondolante in fibra di carbonio

CODICE PR4-KTAFO DX/SX
CODICE RDM 1320460

NUOVO

Codice	PR4-KTAFO DX/SX		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	33-38	38-43	43-48
Altezza cm	36	39	42
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

Piede flaccido • Ictus • Sclerosi multipla • Disturbi neurologici • Amputazione dell'avampiede

Controindicazioni: Deformità macroscopica del piede o della caviglia • Edema acuto
• Spasticità, da moderata a severa - Contrattura del muscolo tibiale anteriore e tibiali posteriori che non è possibile risolvere con la semplice postura dell'apparecchio

- Struttura a spirale per apportare resistenza ed elasticità; pre-caricata per dare al piede sostegno costante
- Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo sostegno. Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse calzature
- Leggero
- Chiusura a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
- Imbottitura della presa polpaccio in MTP rivestito in morbido vellutino. Lavabile

afo light

Tutore per piede ciondolante

CODICE PR4-9050 DX/SX
CODICE RDM 189828

Codice	PR4-9050 DX/SX			
Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene con bordi arrotondati
- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Modificabile a caldo
- Velcro® di chiusura sul collo del piede

afo extrastrong

Tutore extrastrong per piede ciondolante

CODICE PR4-9051 DX/SX
CODICE RDM 189828

Codice	PR4-9051 DX/SX			
Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44
Colore	azzurro chiaro			

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in Polioossimetilene (Resina Acetalica) non igroscopica, indeformabile, resistente ed elastico
- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Velcro® di chiusura sul collo del piede



afo

Doccia per gamba e piede - adulto

CODICE PR4-9062 DX/SX
CODICE RDM 189828

Codice	PR4-9062 DX/SX			
Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	34	36	39	41
Misura scarpa	35/39	40/43	41/46	> 46
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene irrobustita con l'aggiunta di nervature posteriori
- Pannello morbido di protezione tibia
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Modificabile a caldo



afo baby

Doccia per gamba e piede - bambino

CODICE PR4-9061 / 9391 DX/SX

Codice	PR4-9061 - PR4-9391 DX/SX				
Taglia	1.	2.	3.	4.	5.
Circonf. polpaccio cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Lunghezza sezione piede cm	10	11	12	13	15
Altezza tutore cm	16	19	23	25	28
Colore	semitrasparente				

indicare destro o sinistro

PR4-9391 = semilavorato della PR4-9061

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene
- Modificabile a caldo
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio



PR4-9391

castop

Componente tibiale per ortesi funzionale di tibia

CODICE PR4-750

Codice	PR4-750			
Taglia	S	M	ML	L
Circonf. polpaccio cm	28/33	33/38	35/40	38/43
Circonf. caviglia cm	20/25	23/28	23/28	25/30
Lunghezza apice rotula-terra cm	42/47	44/49	52/57	49/54
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

**Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione •
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia**

- Struttura in polietilene modellabile a caldo e ritagliabile
- Imbottitura interna in evazote atossico
- Fori per la traspirazione
- Cinturini con chiusura a Velcro®
- Bande laterali a Velcro® per l'attacco della scarpetta (PR4-752)
- Estremamente leggera

castop

Componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia

CODICE PR4-752

Codice	PR4-752			
Taglia	S	M	L	XL
Misura scarpa	36/39	40/43	44/46	> 46
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

**Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione •
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia**

- Struttura in polipropilene modellabile a caldo
- Fori per la traspirazione
- Aste articolate montanti con Velcro® per l'attacco all'ortesi di tibia (PR4-750)
- Cinturino anteriore con chiusura a Velcro®

fisio

Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

CODICE PR4-6002/P
CODICE RDM 190126

Codice	PR5-6002/P
Misura cm	15x31
Peso g	440
Colore	verde
universale	



Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell'instabilità di caviglia • FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille • Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

- In robusto materiale plastico, resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- Elevata mobilità in tutte le direzioni grazie alla base arrotondata

fisio

Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

CODICE PR4-6002/G
CODICE RDM 190126

Codice	PR5-6002/G
Misura cm	30x31
Peso g	900
Colore	verde
universale	



Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell'instabilità di caviglia • FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille • Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

- In robusto materiale plastico, resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- In caso di bisogno può essere scomposta in due singole tavolette



PIEDE



talufit 50

Tallonetta shock assorbente

CODICE PR4-F1350
CODICE RDM 1383080

Codice	PR4-F1350		
Taglia	2		3
Peso della Persona	< 80 kg		> 80 kg
Colore	trasparente		
ambidestro			
Fornite a paio			

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneiari • Borsiti retrocalcaneiari

- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Anatomicamente conformate
- Ideali per chi resta in piedi molte ore e cammina molto



talufit 52

Tallonetta shock assorbente rinforzata

CODICE PR4-F1352
CODICE RDM 1383080

Codice	PR4-F1352		
Taglia	1	2	3
Peso della Persona	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg
Colore	anthracite		
ambidestro			
Fornite a paio			

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneiari • Borsiti retrocalcaneiari

- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Anatomicamente conformate
- Ideali per chi pratica sport



talusoft 04

Tallonette con scarico calcaneare a nido d'ape

CODICE PR4-F1304
CODICE RDM 1383080

Codice	PR4-F1304		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	34/38	39/42	43/47
Colore	anthracite		
Fornite a paio			

Sproni calcaneiari • Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneiari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura anatomica in materiale viscoelastico
- Area di scarico a nido d'ape per il collocamento dello sprone calcaneare
- Parte a contatto con il piede ricoperta in morbido tessuto
- Adatte alle calzature da città, da lavoro, da sport



hallus valgus

Divaricatore per alluce valgo

CODICE PR4-360

Codice	PR4-360			
Taglia	S	M	L	
Misura scarpa	< 38	38/41	> 41	
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

Alluce valgo non operabile • Distorsione dell'alluce • Borsite MF1 • Artrosi MF1 • Alluce gottoso • Alluce valgo giovanile

- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Struttura in materiale plastico
- Imbottitura interna sull'alluce in Evazote
- Cinturini di tensione con chiusura a Velcro®
- Lavabile



podifer20

Plantare flebologico con barra

CODICE PR4-90020
CODICE RDM 1383092

Codice	PR4-90020								
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41		
Colore	nero								

Fornite a paio

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni



podifer30

Plantare flebologico

CODICE PR4-90030
CODICE RDM 1383092

Codice	PR4-90030								
Misura scarpa	40	41	42	43	44	45	46		
Colore	nero								

Fornite a paio

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

podifer40

Plantare reumatico

CODICE PR4-90040
CODICE RDM 1383092

Codice	PR4-90040
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Dita a martello in fase iniziale • Alluce valgo in fase iniziale • Dolori articolari • Metatarsalgie • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Lo speciale strato in EVA si automodella in base alla pressione cui è sottoposto, andando a riempire le zone a minor pressione e garantendo un maggior comfort
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

podifer50

Plantare ammortizzante con barra

CODICE PR4-90050
CODICE RDM 1383092

Codice	PR4-90050
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno

podifer60

Plantare ammortizzante

CODICE PR4-90060
CODICE RDM 1383092

Codice	PR4-90060
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno



intercept

Soletta con rialzo al tallone

CODICE PR4-300

Codice	PR4-300				
Taglia	A	B	C	D	E
Misura scarpa	35/38	38½/41	41½/43	43½/46	46½/49
Colore	blu				

Fornite a paio

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Soletta piatta con scanalature

CODICE PR4-301

Codice	PR4-301									
Taglia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Misura scarpa	35/36	37/38	38½/39½	40/41	41½/42½	43	43½/44½	45/46	46½/47½	48/49
Colore	blu									

Fornite a paio

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Tallonetta semplice corta


CODICE PR4-302

Codice	PR4-302		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	grigio		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Tallonetta semplice


CODICE PR4-303

Codice	PR4-303		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Tallonetta con foro calcaneare centrale


CODICE PR4-304INT

Codice	PR4-304int		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Foro centrale per il collocamento della spina calcaneare
- Lavabile



soft-sole

Tallonetta con foro calcaneare direzionato

CODICE PR4-304SS

Codice	PR4-304SS		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	grigio		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Foro direzionato per il collocamento della spina calcaneare
- Lavabile



intercept

Cuscinetto metatarsale


CODICE PR4-311

Codice	PR4-311		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Metatarsalgie • Neuroma di Morton • Caduta delle ossa metatarsali • Piede reumatoide

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Scanalature longitudinali per il collocamento dei metatarsi
- Lavabile



intercept

Rialzo longitudinale

CODICE PR4-312

Codice	PR4-312		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Sindrome pronatoria

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rilievo centrale per il sostegno dell'arco longitudinale del piede
- Utilizzabile sia singolarmente che abbinato ad una soletta (es. PR4-300)
- Lavabile



intercept

bozzetta metatarsale

CODICE PR4-313

Codice	PR4-313		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Metatarsalgie • Neuroma di Morton

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rilievo centrale per il sostegno dei metatarsi
- Utilizzabile sia singolarmente che abbinato ad una soletta (es. PR4-300)
- Lavabile



TRAZIONI VARIE



cervitrac

Set completo per trazione cervicale

CODICE PR5-3020 / 3019

CODICE RDM 108292

Codice	PR5-3020	PR5-3019
Misura	universale con sacca ad acqua	universale con sacchetto in tela

Artrosi cervicale • Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale • Discopatie cervicali • Cervicobrachialgia • Riduzione d'ampiezza degli spazi intervertebrali

Struttura composta da:

- Carrucola con attacco a porta
- Mentoniera, universale, bianco
- Archetto per attacco mentoniera, universale, argento
- Sacca ad acqua, universale, Capienza max 9kg
- Cordoncino in nylon
- Gancio

accessori


Accessori per trazione cervicale

CODICE PR5-3021 / 3024 / 3034

CODICE RDM 109100 MENTONIERA

CODICE RDM 109104 CARRUCOLA

CODICE RDM 109106 ARCHETTO



Codice	PR5-3021 (mentoniera)	PR5-3024 (carrucola)	PR5-3034 (archetto)
Lunghezza cm			34
Colore	bianco	argento	argento
misura universale			

Mentoniera:

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Anelli a D per l'attacco dell'archetto
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile

set per trazione vertebrale

Lombalgia e lombosciatalgia • Discopatie lombari e lombo-sacrali • Contratture paravertebrali lombari • Ernie discali contenute • Riduzione d'ampiezza degli spazi discali



Codice	PR5-8601 · PR5-3050 · PR5-1584 · PR5-3022
---------------	--

Cintura	PR5-8601 - CODICE RDM 109116	
Taglia	S	M
Circonf. bacino cm	65/85	85/105
Colore	bianco	

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tiranti con anelli a D per l'attacco all'archetto
- Chiusura a Velcro® • Lavabile

Archetto	PR5-3050 - CODICE RDM 109113
Lunghezza cm	50
Colore	argento

Piantana	PR5-1584 - CODICE RDM 109111
Altezza cm	min. 83 min. - 106 max. da terra
Colore	argento

- Struttura in tubolare di ferro verniciato
- Tubi telescopici per la regolazione in altezza
- Bloccaggio dell'altezza con bottoni a scatto
- Carrucole per tirante singolo o doppio; corda e gancio

Sacca ad acqua	PR5-3022
Capienza max.	9 kg/20 libbre
Colore	trasparente



set per trazione arto inferiore

Coxartrosi • Gonartrosi

Codice PR5-1570 - PR5-3015 - PR5-1562 - PR5-3022

Zampale	PR5-1570 - CODICE RDM 108308			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/21	22/27	28/33	> 33
Colore	bianco - ambidestro			

Archetto	PR5-3015 - CODICE RDM 109099
Lunghezza cm	15
Colore	bianco

Carrucola	PR5-1562 - CODICE RDM 108304
Misura	universale
Colore	argento

Sacca ad acqua	PR5-3022
Capienza max.	9 kg/20 libbre
Colore	trasparente

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tiranti con anelli a D per l'attacco all'archetto
- Foro calcaneare
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile

- Struttura in tubolare di ferro verniciato, con collo d'oca telescopico; corda e gancio.
- Bloccaggio delle rotelle con viti a farfalla
- Attacchi dei montanti al piatto con snodo da 0° a 90°
- Rotella del montante a posizione variabile

sacca

Sacchetto porta acqua - accessorio per trazione

CODICE PR5-3022

Codice	PR5-3022
Misura	universale
Capienza max.	9 kg/20 libbre

sacchetto

Sacchetto porta pesi in tela - accessorio per trazione

CODICE PR5-3023
CODICE RDM 109121

Codice	PR5-3023
Misura	universale
Colore	beige

duraband

Banda elastica in lattice naturale 5 m / 30m

CODICE PB6001 / 6006 5M
CODICE PB6008 / 6013 30M
CODICE RDM 189966

Codice	PB6001 - PB6006 (5m)		
PB 6001	giallo	leggera	0,15 mm x 5 m
PB 6002	arancio	moderata	0,20 mm x 5 m
PB 6003	verde	media	0,25 mm x 5 m
PB 6004	rosa	forte	0,30 mm x 5 m
PB 6005	porpora	superforte	0,40 mm x 5 m
PB 6006	argento	extraforte	0,45 mm x 5 m

Codice	PB6008 - PB6013 (30m)		
PB 6008	giallo	leggera	0,15 mm x 30 m
PB 6009	arancio	moderata	0,20 mm x 30 m
PB 6010	verde	media	0,25 mm x 30 m
PB 6011	rosa	forte	0,30 mm x 30 m
PB 6012	porpora	superforte	0,40 mm x 30 m
PB 6013	argento	extraforte	0,45 mm x 30 m

Option: set impugnature Duraband (PB6007)

Rieducazione post-operatoria

- Banda elastica in lattice naturale per esercizi di resistenza e recupero funzionale



Option: PB6007



bi-bike

Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva

CODICE 4KM-500

Codice
Colore

4KM-500
bianco

Riabilitazione generale • Ginnastica per le persone anziane • Azione di sostegno per la pompa venosa e il drenaggio linfatico • Esercizio a completamento di trattamenti con cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di disabilità croniche e progressive

- Dispositivo anti-spasmo con blocco dell'attività di rotazione e segnale acustico
- Dispositivo di comando elettronico con computer di bordo
- 4 livelli di regolazione della velocità di pedalata: 15 cicli/min (basso) – 30 cicli/min (medio-basso) – 45 cicli/min (medio-alto) – 60 cicli/min (alto)
- 5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-12-15 min
- 2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in avanti o indietro, con pausa di 2 secondi per cambio direzione
- Funzionamento con manopole e pedali a fissaggio facilitato
- Pedalata a raggio regolabile: 13 cm (utente longilineo) – 11 cm (utente medio) – 9 cm (utente brevilineo) in base all'altezza dell'utente
- Contagiri • Contacalorie • Countdown
- Funzione di esercizio pre-programmato
- Display elettronico per visualizzare dati e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto, tempo reale di utilizzo, numero di cicli effettuati, consumo calorie, attivazione esercizio pre-programmato

Breath-o-prene® is a registered trademark of Nexus Foams Ltd.
 Evazote® is a registered trademark of Zotefoams plc
 COOLMAX® is a registered trademark of INVISTA Inc.
 KYDEX® is a registered trademark of Kleerdex Company, LLC
 PLASTAZOTE® is a registered trademark of Zotefoams plc
 Sensitive® is a registered trademark of EUROJERSEY
 Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

CALZE MEDICALI
CALZE SOSTEGNO

LE NUOVE CALZE MEDICALI E SOSTEGNO ORTHOSERVICE

Perché un'azienda specializzata in presidi ortopedici d'avanguardia lancia le sue linee di **calze compressive medicali e sostegno?**

La risposta è molto semplice: perché l'ortopedia è strettamente legata alla flebologia. Ogni quadro patologico dell'apparato scheletrico coinvolge forzatamente anche la circolazione arteriosa, venosa e linfatica. E quindi l'esperienza accumulata da **Orthoservice** in 30 anni di attività diventa esperienza sull'**apparato locomotore** in generale. Da questa consapevolezza nasce il desiderio di fare di tutto perché i pazienti ritrovino il benessere nel più breve tempo possibile, mettendo a loro disposizione i risultati della migliore ricerca scientifica.

Un circolo venoso indebolito ha bisogno di sostegno.

Una calza oggi è la salute di domani.



Dispositivo medico Direttiva 93/42/CEE


LE CALZE MEDICALI

Le calze a compressione graduata sono ausili medico chirurgici che il medico prescrive valutando le necessità del singolo paziente.

Comprimonono le vene superficiali per portare il sangue nell'asse venoso profondo che di solito presenta una funzione normale, evitando il peggioramento delle varici, l'insorgenza di problemi di stasi venosa o di ulcere venose.

La pressione esercitata dalla calza è massima alla caviglia e decresce salendo verso la coscia. La forza di compressione alla caviglia viene comunemente espressa in mmHg (millimetri di mercurio). Le **calze medicali Orthoservice** sono di Classe 1 e Classe 2: permettono il ritorno venoso dal basso verso l'alto (dai piedi al cuore) oltre che dal Sistema venoso superficiale a quello profondo.

Valore di compressione a livello della caviglia: - classe 1: 18-21 mmHg
- classe 2: 23-32 mmHg



INDICAZIONI D'USO

(classe di compressione a discrezione del medico)

- Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
- Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si allargano a ventaglio, varici a reticolo)
- Varicosi in gravidanza senza o con edema
- Edema serale, localizzato (di origine venosa)
- Varicosi primaria con edema
- Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del vaso principale e delle ramificazioni)
- Insufficienza venosa cronica (IVC)
- Profilassi di trombosi ed embolie
- Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con eventuale presenza di edema
- TVP (trombosi venosa profonda)
- Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario delle varici
- Per garantire il successo della terapia:
 1. dopo una terapia sclerosante
 2. dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente
 3. dopo uno stripping
- Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico per prevenire la comparsa di edemi
- Prevenzione e terapia delle ulcere

- Edema postoperatorio
- Edema post-traumatico a conclusione del trattamento di base
- Linfedema reversibile, successivo a terapia di ostruzione complessa
- Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a terapia di ostruzione complessa
- Lipedema a partire dallo stadio II
- Edemi ciclici idiomatici
- Linfedema, a conclusione del trattamento di base
- Stati congestizi dovuti a immobilità
- Angiodisplasia

CONTROINDICAZIONI

- Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica (infiammazione delle vene causata da micro-organismi)
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dermatosi umide
- Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
- Perdita di sensibilità delle estremità
- Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
- Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio del prodotto.



NATURAL

LINEA NATURAL

Calze Medicali in filato misto-cotone

Le calze a compressione graduata **Natural** sono tessute con filati di prima qualità.

La presenza del cotone conferisce alla calza un finish naturale, morbido al tatto e piacevole sulla pelle. Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi. È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

CARATTERISTICHE

- Realizzate in filato misto-cotone
- Calze medicali prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Se presenti, cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati
- Unisex

COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide - 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe2: 46% Poliammide - 30% Cotone - 24% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2	Beige	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•
Autoreggente AG	•	•	•	•	ND	•	•



TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)


TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZA LONG (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Coscia	lG	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-78
Mezza Coscia	lF	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-67
Sottoginocchio	lD	40-45					
Polpaccio	lC	30-31	31-32	31-32	32-33	32-33	33-34
Caviglia	lB	11	11	12	12	12	13

LUNGHEZZA STANDARD (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Coscia	lG	65-66	66-67	66-67	67-68	67-68	68-69
Mezza Coscia	lF	54-55	55-56	55-56	56-57	56-57	56-57
Sottoginocchio	lD	35-41					
Polpaccio	lC	27-28	27-28	28-29	28-29	28-29	29-30
Caviglia	lB	10	10	11	11	11	12



ELECTA

LINEA ELECTA

Calze Medicali in filato multifibra

Le calze a compressione graduata **Electa** uniscono l'efficacia terapeutica all'eleganza e allo stile.

Morbide e fini, permettono di non rinunciare alla classe in tutte le occasioni.

Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.

È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

CARATTERISTICHE


- Realizzate in filato multifibra
- Calze medicali prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Se presenti, cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati
- Unisex

COMPOSIZIONE

- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente





VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2	Beige	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	•	•	•	•	•	•	•
Autoreggente AG	•	•	•	•	• (solo CL1)	•	•
Monocollant AG (dx/sx)	•	•	•	•	ND	•	•
Collant AT	•	•	•	ND	•	•	•
Collant AT materna	•	•	•	ND	•	•	•

TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZA LONG (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Coscia	lG	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-78
Mezza Coscia	lF	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-67
Sottoginocchio	lD	40-45					
Polpaccio	lC	30-31	31-32	31-32	32-33	32-33	33-34
Caviglia	lB	11	11	12	12	12	13

LUNGHEZZA STANDARD (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Coscia	lG	65-66	66-67	66-67	67-68	67-68	68-69
Mezza Coscia	lF	54-55	55-56	55-56	56-57	56-57	56-57
Sottoginocchio	lD	35-41					
Polpaccio	lC	27-28	27-28	28-29	28-29	28-29	29-30
Caviglia	lB	10	10	11	11	11	12



LINEA TH

**Calze per profilassi
anti-tromboembolia**

COMPOSIZIONE: 82% Poliammide - 18% Elastan

LATEX
FREE

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	Bianco	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	ND	•	•
Autoreggente	•	•	ND	•	•
Monocollant (dx/sx)	•	ND	•	•	•

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE GAMBALETTTO


TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
lD [cm]	Standard: fino a 41			
	Long: oltre 41			

TABELLA MISURE AUTOREGGENTE

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
lG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			

TABELLA MISURE MONOCOLLANT*


TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
lG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			





LE CALZE SOSTEGNO

La terapia compressiva è il metodo conservativo più efficace per contrastare il senso di gambe stanche e pesanti, spesso conseguenza di un'immobilità prolungata in stazione eretta. I muscoli degli arti inferiori, infatti, costituiscono efficaci "pompe naturali" del sangue venoso verso il cuore. Quando i muscoli rimangono a lungo inattivi, il sangue venoso deve vincere la forza di gravità con la sola spinta circolatoria, la pressione venosa in quel punto aumenta anche di dieci volte rispetto al normale e, a lungo andare, le valvole che ne impediscono il reflusso verso il basso si affaticano. Ecco perché indossare **calze compressive** è un accorgimento facile da adottare che si rivela estremamente utile per mantenere le gambe sempre toniche, elastiche e in buona salute.




METROPOLITAN
3D



METROPOLITAN
MILK



DIA SOFT



LINEA METROPOLITAN 3D LADY

Calze Sostegno in filato 3D



Le calze **Metropolitan 3D**, risultato di una tecnologia estremamente avanzata, sono costituite solo da filati elasticizzati doppi ricoperti di **Lycra 3D®**, che conferiscono resistenza e un'esclusiva elasticità pluridirezionale. Cosa significa? Che la calza è elastica in tutte le direzioni. Può così seguire le curve fisiologiche della gamba, adattarsi alle circonferenze individuali, accompagnare i movimenti (contrazione dei muscoli, flessione ed estensione delle articolazioni) andando ad esercitare una compressione graduata e calibrata per distretto. Tallone e punta anatomici e rinforzati. Compressione alla caviglia: 18-21 mmHg. Ideali per: insufficienza cronica leggera, vene varicose, gonfiori da stazionamento in piedi o da gravidanza.

CARATTERISTICHE

- Speciale tessitura circolare che, impiegando esclusivamente filati elasticizzati doppi ricoperti di **Lycra 3D®**, genera un'esclusiva elasticità pluridirezionale di grande efficacia e resistenza.
- Dimensioni apparentemente troppo contenute, anche nelle taglie superiori, sono perfettamente normali.
- Tallone e punta anatomici e rinforzati.
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati.

COMPOSIZIONE

- 65% Poliammide - 35% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI:

vd tabella seguente





VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Compressione	Colore				Tipo punta		Lunghezza	
	18-21 mmHg (140 DEN)	Moka	Nero	Caramel	Skin	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Autoreggente	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Collant	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	1	2	3	4	5
Altezza [cm]	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
Peso [kg]	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
Circonferenza caviglia [cm]	18-20.5	20.5-23	23-25.5	25.5-28	28-30.5



LINEA METROPOLITAN MILK MAN E LADY Calze Sostegno in filato con fibra di latte



La linea di gambaletti **Metropolitan Milk** è stata studiata per le persone dalla pelle particolarmente sensibile. Grazie allo speciale filato, costituito da una miscela di viscosa e di una fibra proteica derivata dal latte (fibra naturale), risulta eccezionalmente morbida al tatto, pur mantenendo la sua efficacia compressiva. Assorbe il sudore, è estremamente confortevole e perfettamente dermatollerabile perché naturale. Tallone e punta anatomici e rinforzati. Elastico superiore anti-effetto laccio.

Compressione alla caviglia 15-18 mmHg.

Ideale per: insufficienza cronica leggera, vene varicose, gonfiori.

CARATTERISTICHE

- Presenza di fibra proteica derivata dal latte, naturale, dermocompatibile e piacevole al tatto
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 53% Viscosa - 23% Proteica (latte)
14% Poliammide - 10% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Compressione	Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	15/18 mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30





LINEA SUITE LADY

Calze Sostegno in maglia a rete

La linea di calze **Suite Lady** è dedicata alle donne che vogliono occuparsi della salute delle proprie gambe in tutta riservatezza. Trasparenza, eleganza e comfort sono pari a quelle di una qualsiasi calza fashion con, in più, l'efficacia salutare della compressione. Il circolo venoso e quello linfatico sono supportati in qualsiasi momento della giornata, sia nella camminata che nelle ore di immobilità, dando un'immediata sensazione di sollievo e prevenendo i gonfiori serali. Tallone e punta anatomici e rinforzati. Disponibili con 2 compressioni alla caviglia differenziate: 12-14mmHg per: problemi circolatori leggeri, tendenza alle vene varicose e gravidanza; 15-18mmHg per: insufficienza cronica leggera, vene varicose, gonfiori e gravidanza.

CARATTERISTICHE

- Maglia a rete
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 12-14mmHg (70 DEN): 83% Poliammide, 17% Elastan
- 15-18mmHg (140 DEN): 75% Poliammide, 25% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente





VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Compressione		Colore				Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg (70 DEN)	15/18mmHg (140 DEN)	Nero	Visone	Playa	Clear	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	●	●	●	●	●	●	ND	●	●	ND
Autoreggente	●	●	●	●	●	●	ND	●	●	ND
Collant	●	●	●	●	●	●	ND	●	●	ND
Collant calibrato	●	ND	ND	●	ND	●	ND	●	●	ND
	ND	●	●	●	ND	ND	ND	●	●	ND
Collant materna	ND	●	●	ND	ND	●	ND	●	●	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	1	2	3	4	5
Altezza [cm]	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
Peso [kg]	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
Circonferenza caviglia [cm]	18-20.5	20.5-23	23-25.5	25.5-28	28-30.5

SUITE
MAN

LINEA SUITE MAN

Calze Sostegno in filato misto cotone

La linea di gambaletti al ginocchio **Suite Man** è pensata per l'uomo contemporaneo, che sta seduto oppure in piedi per molte ore o che deve affrontare lunghi viaggi in aereo, con tutti i fastidi che derivano dalla pressurizzazione e dalla lunga immobilità in uno spazio ristretto.

Costituiti dal 70% di cotone i gambaletti risultano morbidi e piacevoli sulla pelle pur applicando la loro benefica azione compressiva.

Tallone e punta anatomici e rinforzati. Elastico superiore anti-effetto laccio.

Disponibili in 2 compressioni alla caviglia differenziate: 12-14 mmHg per: problemi circolatori leggeri, tendenza alle vene varicose; 15-18 mmHg per: insufficienza cronica leggera, vene varicose, gonfiori.

CARATTERISTICHE

- Composti al 70% di cotone
- Zona polpaccio rinforzata
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 70% Cotone - 15% Poliammide - 15% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Compressione		Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg	15/18mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



LINEA DIA SOFT

Calze per diabetico in filato con fibra Crabyon

La linea gambaletti **Diasoft** si basa su un concetto di prevenzione opposto alla compressione: essere più delicati possibile sulla pelle. Grazie alle particolari tecniche costruttive sono caratterizzati da una morbidezza estrema, dall'assenza totale di cuciture (la punta è tessuta non cucita), da un elastico superiore a compressione minimale, da uno spessore molto ridotto. L'impiego di una speciale fibra funzionale in **Crabyon** (derivato dalla chitina del granchio) conferisce ai gambaletti anche un'azione traspirante e antibatterica.

Ideali per: piede diabetico, artrite, piede d'atleta, piede sensibile e delicato.

CARATTERISTICHE

- Spessore ridotto
- Senza cuciture
- Fibra funzionale in Crabyon, traspirante e antibatterica
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 66% Cotone - 17% viscosa/Crabyon
- 11% Poliammide - 6% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI: vd tabella seguente



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO	Colore			Tipo punta	
	Bianco	Nero	Blu	Aperta	Chiusa
Gambaletto mezzo polpaccio	•	•	•	ND	•
Gambaletto	ND	•	•	ND	•

TABELLA MISURE

TAGLIE	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	21.7-23.7	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4



Plantari Semilavorati & Materie Prime



Plantari Semilavorati

PER VOI E PER LORO SOLO IL MEGLIO DI NOI

Personalizzare un plantare, rendendolo il più idoneo ad ogni piede, richiede un mix di elementi e competenze non comuni.

I plantari semilavorati **OrthoService / Ro+Ten** sono progettati esclusivamente con materie prime affidabili e garantite, selezionando le migliori disponibili sul mercato.

I diversi semilavorati, di ottima fattura, facili da lavorare per asportazione di materiale o termoformabili, vi consentiranno di trovare la soluzione a problemi svariati, grazie agli accorgimenti d'avanguardia.

Questa è la "catena dell'eccellenza" in cui crediamo: lavorare fianco a fianco, ognuno per le proprie competenze, per garantire il massimo benessere dei pazienti.

E mettere nelle vostre mani solo il meglio è il nostro contributo. Buon lavoro.

Tutti i nostri plantari semilavorati sono termoformabili a 90/95°C per 4/6 minuti.

LINEA K


Una linea di plantari tecnici nata per soddisfare le esigenze degli sportivi ma adatta anche ai pazienti reumatici. La differenziazione dei materiali, non solo in strati diversi ma nell'ambito dello stesso strato, consente di progettare plantari altamente personalizzabili, stabilendo forma, densità, distribuzione dei carichi e risposta alle sollecitazioni, area per area.



plantare K IO

Plantare sportivo tecnico

CODICE: PR4-80010




Taglia dal 35 al 47



plantare K II

Plantare reumatico tecnico

CODICE: PR4-80011



Taglia dal 35 al 47

Con rinforzo in resina

LINEA H


Una linea di plantari particolarmente versatili e facilmente adattabili a esigenze specifiche, anche molto diverse. Per la maggior parte lavorabili per asportazione di materiale, sostengono e ammortizzano dove serve, grazie alla possibilità di scegliere, sia in termini di forma, grado di avvolgenza, densità e presenza di particolari accorgimenti, le caratteristiche più idonee al raggiungimento del risultato desiderato.



plantare H12

Plantare monocoque multicolore

CODICE: PR4-80012




Taglia dal 23 al 48



plantare H13

Plantare bidensità con barra

CODICE: PR4-80013



Taglia dal 35 al 47




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare H14

Plantare bidensità standard

CODICE: PR4-80014



Taglia dal 24 al 47




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare H15

Plantare bidensità standard con goccia metatarsale

CODICE: PR4-80015



Taglia dal 35 al 47




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare H16

Plantare bidensità standard 3/4

CODICE: PR4-80016



Taglia dal 24 al 47




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare H17

Plantare bidensità standard 3/4 con goccia metatarsale

CODICE: PR4-80017



Taglia dal 35 al 47



Con rinforzo in fibra vegetale


plantare H18

Plantare avvolgente (bambino)

CODICE: PR4-80018



Taglia dal 24 al 44




Con rinforzo in resina

plantare H39

Plantare fisiologico con spinta metatarsale morbida

CODICE: PR4-80039



Taglia dal 35 al 46

LINEA Z

Dedicata al piede diabetico e artritico, la **Linea Z** consente di creare plantari personalizzabili scegliendo la forma e determinando, per ogni distretto del piede, il grado di durezza e l'eventuale aggiunta di rinforzi o barre.

Grazie ai materiali a memoria di forma, l'adattabilità al piede è massima, le pressioni eccessive scaricate e la stabilità di meso e retro piede garantite.




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare Z19

Plantare diabetico

CODICE: PR4-80019



Taglia dal 35 al 47




Con rinforzo in resina

plantare Z20

Plantare diabetico aperto

CODICE: PR4-80020



Taglia dal 35 al 47




Con rinforzo in resina

plantare 221

Plantare comfort plus (diabetico e reumatico)

CODICE: PR4-80021



Taglia dal 36 al 46




Con rinforzo in resina

plantare 222

Plantare comfort (diabetico e reumatico)

CODICE: PR4-80022



Taglia dal 34 al 46




Con rinforzo in resina

plantare 223

Plantare reumatico in dima

CODICE: PR4-80023



Taglia dal 34 al 46




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare Z40

Plantare fisiologico con barra in lattice

CODICE: PR4-80040



Taglia dal 35 al 46




Con rinforzo in resina

plantare Z59

Plantare con barra retrocapitata; ricoperto

CODICE: PR4-80059



Taglia dal 35 al 46




Con rinforzo in fibra vegetale

plantare Z80

Plantare fisiologico antishock con spinta metatarsale morbida

CODICE: PR4-80080



Taglia dal 35 al 46

LINEA J

Una linea appositamente creata per i più piccoli.

L'aumentata avvolgenza garantisce stabilità, soprattutto a livello di tallone e cuboide, assicurando il controllo sia in pronazione che supinazione.


Nella versione con multistrato la corretta deambulazione è favorita anche da una buona flessibilità.



plantare J24

Plantare avvolgente dinamico (bambino)

CODICE: PR4-80024




Taglia dal 23 al 44



plantare J25

Plantare semi-avvolgente dinamico (bambino)

CODICE: PR4-80025



Taglia dal 24 al 46

Con rinforzo in fibra vegetale

MATERIE PRIME

Chi, come voi, confeziona su misura deve avere a sua disposizione un kit completo di materiali e accessori, in grado di ottimizzare e facilitare il lavoro.

I materiali selezionati per voi hanno ottime caratteristiche: le basi hanno forme, durezza e spessori differenziati; con gli inserti potrete calibrare grado di assorbimento / dissipazione dell'energia e forza propulsiva. Le ricoperture e i rivestimenti, a contatto col piede, sono resistenti al sudore e dermocompatibili, la colla è ad acqua. Anche la termoformatura è facilitata, grazie alle caratteristiche di temperatura e tempo simili per ogni materiale. Affidabilità, durata e scarsa necessità di manutenzione sono i nostri punti fermi. Metteteli subito alla prova.



Ricoperture superiori	pag. 148
Rivestimenti	pag. 148
Basi	pag. 152
Basi resina	pag. 154
Rinforzi resina	pag. 154
Rinforzi vegetali	pag. 154
Shock Absorber	pag. 155
Ricoperture inferiori	pag. 155
Blocchi	pag. 156
Accessori	pag. 157

Luxor

NERO



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 1 m - h= 1400 mm
Codice: **OSVE016**
rotolo L= 25 m h= 115 mm
(già adesivato)
Codice: **OSVE005**

Thunder+PodoDry

NERO



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 1 m - h= 1400 mm
Codice: **OSVE018**
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE006**

MicroFibraStretch

CURRY - DARK CHOCO



Tipo: Ricopertura Superiore
Con trattamento
Sanitized e Antibatterico
Formato:
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE001 Curry**
Codice: **OSVE002 Dark Choco**

LaiPorellina

BEIGE - TORTORA



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE003 Beige**
Codice: **OSVE004 Tortora**

Blugom

BLU



Densità (kg/m³): 320
Durezza (Shore „0"): 18
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1430 x 930 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSCR020**

EVA2550FTmicro

MARRONE




Densità (kg/m³): 270
Durezza (Shore A): 23/28
Temperatura di lavoro:
90° C 30 sec
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1070 x 900 mm
Spessore:
1 mm 
Codice: **OSCR016**

EVA25ELASTmicro

BEIGE



Densità (kg/m³): 130
 Durezza (Shore A): 23/28
 Temperatura di lavoro:
 90° C 2 min. (3 mm)
 90° C 3 min. (6 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio:
 920 x 1100 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: OSEUAT026
 6 mm 
 Codice: OSEUAT025

EVA28TECH

BLU





Densità (kg/m³): 130
 Durezza (Shore A): 25/35
 Temperatura di lavoro:
 90° C 2 min
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio:
 900 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: OSCR019

EVA30micro

ALBICOCCA




Densità (kg/m³): 90
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 90° C 2 min - 90° C 3 min (5 mm)
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: OSEU021
 3 mm 
 Codice: OSEU020
 5 mm 
 Codice: OSEU019

EVA30PLUSmicro

NERO




Densità (kg/m³): 150
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 90° 2 min. (2 - 3 mm)
 90° 3 min. (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio:
 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: OSEUAT024
 3 mm 
 Codice: OSEUAT023
 5 mm 
 Codice: OSEUAT022

EVA30PLUSmicro


ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 150
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 90° C 2 min - 90° C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: OSEUAT019
 3 mm 
 Codice: OSEUAT018
 5 mm 
 Codice: OSEUAT017

EVA30 PLUS

ALBICOCCA





Densità (kg/m³): 150
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 90° C 3 min
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 5 mm 
 Codice: OSEUAT020

EVA30BIOmicro

CUOIO




Densità (kg/m³): 160
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 80°C 2 min - 80°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSSEAT001**
 3 mm 
 Codice: **OSSEAT002**
 5 mm 
 Codice: **OSSEAT003**

EVA30 BIO

CUOIO



Densità (kg/m³): 160
 Durezza (Shore A): 28/35
 Temperatura di lavoro:
 80°C 2 min - 80°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: **OSSEAT004**
 5 mm 
 Codice: **OSSEAT005**

EVA33TECH

ROSSO



Densità (kg/m³): 120
 Durezza (Shore A): 30/35
 Temperatura di lavoro:
 90° 2 min.
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio:
 1000 x 1000 mm
 Spessore:
 2,5 mm 
 Codice: **OSCR021**

EVA38micro

MACULATO



Densità (kg/m³): 200
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSEU007**
 3 mm 
 Codice: **OSEU006**
 5 mm 
 Codice: **OSEU005**

EVA38micro

MARMORIZZATO



Densità (kg/m³): 200
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSEU011**
 3 mm 
 Codice: **OSEU010**
 5 mm 
 Codice: **OSEU009**

EVA40micro

AZZURRO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSSE004**
 3 mm 
 Codice: **OSSE005**
 5 mm 
 Codice: **OSSE006**

EVA40

AZZURRO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: **OSSEAT008**
 5 mm 
 Codice: **OSSEAT009**

EVA40micro

ROSSO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSSE009**
 3 mm 
 Codice: **OSSE010**
 5 mm 
 Codice: **OSSE011**

EVA40

ROSSO





Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: **OSSEAT010**
 5 mm 
 Codice: **OSSEAT011**

EVA40micro

TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 2 mm 
 Codice: **OSSE014**
 3 mm 
 Codice: **OSSE015**
 5 mm 
 Codice: **OSSE016**

EVA40

TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Temperatura di lavoro:
 90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio: 900 x 980 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: **OSSEAT012**
 5 mm 
 Codice: **OSSEAT013**

Lunalastik®

GIALLO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 25
 Temperatura di lavoro:
 90° 3 min.
 Tipo: Rivestimento
 Dimensione Foglio:
 850 x 1220 mm
 Spessore:
 4 mm 
 Codice: **OSDU005**

PORON® Medical

BEIGE



Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOM001**
3 mm 
Codice: **OSOM002**

PORON® Medicalmicro

BEIGE



Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOMAT014**
3 mm 
Codice: **OSOMAT015**

PORON® Performance

NERO




Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOM004**
2,5 mm 
Codice: **OSOM003**

PORON® SlowMemory


ARANCIO



Durezza (Shore „0"): 18
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1320 x 1000 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSCR015**

EVA30 PLUS

ALBICOCCA




Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:

Codice: **OSEUAT021**

EVA40

AZZURRO-ROSSO-TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:

Codice: **OSSE007 Azzurro**
Codice: **OSSE012 Rosso**
Codice: **OSSE017 Testa di moro**

EVA40Multicolor EVA50

MULTICOLOR



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:



15 mm
Codice: OSSE022

GRIGIO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Spessore:




5 mm
Codice: OSSEAT001AT

EVA50

NERO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Spessore:




5 mm
Codice: OSSEAT019AT

EVA60

CARTA DA ZUCCHERO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
800 x 940 mm
Spessore:



10 mm
Codice: OSSE027

EVA62SUGHERO

SUGHERO



Densità (kg/m³): 260
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro: 90/95°C
4min - 90/95°C 6min (10mm)
Tipo: Base
Dimensione Foglio: 800 x 940 mm
Spessore:



5 mm
Codice: OSSE023



10 mm
Codice: OSSE024

Lunatech®COMBI

BEIGE




Densità (kg/m³): 230-200
Durezza (Shore A): 25 - 30
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
1160 x 870 mm
Spessore:



16 mm
Codice: OSDU007

CrispinFLUX

AZZURRO



Temperatura di lavoro:


90/95° C 5 min.

Tipo: Base resina

Dimensione Foglio:


750 x 1000 mm

Spessore:

0,9 mm Codice: **OSCR024**1,3 mm Codice: **OSCR025**

RENO

GRIGIO



Temperatura di lavoro:

90/95° C 5 min.

Tipo: Base resina

Dimensione Foglio:

750 x 1000 mm

Spessore:

1,2 mm Codice: **OSCU002**

CrispinFLEXcolor

VERDE



Temperatura di lavoro:

90/95° C 3 min.

Tipo: Rinforzo resina

Dimensione Foglio:

750 x 1000 mm

Spessore:

1 mm Codice: **OSCR002**

SuperFLEX

SABBIA



Temperatura di lavoro:

90/95° C 4 min.

Tipo: Rinforzo resina

Dimensione Foglio:

750 x 1000 mm

Spessore:

1,8 mm Codice: **OSCR004**

RinforzoTermo

BIANCO



Temperatura di lavoro: 90/95°C


4 min - 90/95°C 3 min (0,8 mm)

Tipo: Rinforzo vegetale

Dimensione Foglio:


700 x 1000 mm

Spessore:

0,8 mm Codice: **OSOS002**1,2 mm Codice: **OSOS001**1,9 mm Codice: **OSOS003**

PORON®XRD™

GIALLO



Densità (kg/m³): 240
 Durezza (Shore „0"): 32
 Tipo: Shock absorber
 Formato:
 rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
 Spessore:
 3 mm 
 Codice: **OSOM006**
 6 mm 
 Codice: **OSOM015**

FUTURA

GRIGIO



Tipo: Ricopertura Inferiore
 Formato:
 rotolo L = 1 m - h = 1400 mm
 Codice: **OSSP001**
 rotolo L = 25 m - h = 115 mm
 Codice: **OSVE007**




BLOCCO EVA30

ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 90
 Durezza (Shore A): 28/35
 Tipo: Blocco
 Dimensione Foglio:
 330 x 250 mm Cod.: OSEU024
 Spessore:




32 mm

BLOCCO EVA35

GRIGIO



Densità
 (kg/m³): 160
 Durezza (Shore A): 30/40
 Dimensione Foglio:
 330 x 250 mm
 Spessore:



30 mm

Codice: OSSE026

BLOCCO EVA40

AZZURRO



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Tipo: Blocco
 Dimensione Foglio:
 330 x 250 mm
 Spessore:



30 mm


Codice: OSSE030

BLOCCO EVA40
Multicolor

MULTICOLOR



Densità (kg/m³): 230
 Durezza (Shore A): 35/45
 Tipo: Blocco
 Dimensione Foglio:
 330 x 250 mm
 Spessore:



30 mm

Codice: OSSE031



Carta Podografica

Quantità: 50 pezzi (1 cf)

Codice: **OSP0001**

Colla Neoprenica

Quantità: 1 kg (1 cf)

Codice: **OSCA011**

Portacolla

Quantità 1 pezzo

Codice: **OSGU001**

Schiuma Fenolica

GRANDE

Quantità: 1 confezione da 25 pezzi

Codice: **OSSR002**

Colla base acqua

Quantità: 1 kg (1 cf)

Codice: **OSCA004**

Diluyente per Colla Neoprenica

Quantità: 1 l (1 cf)

Codice: **OSCA010**

Film bi-Adesivo

BIANCO

Rotolo 11,5 cm x 50 m

Codice: **OSTH003**

Schiuma Fenolica

PICCOLA

Quantità: 1 confezione da 50 pezzi

Codice: **OSSR001**



	Codice	Nome	Colore	Spessore (mm)	Densità (kg/m³)	Durezza	Temperatura di lavoro	Formato Vendita (mm)
Ricoperture superiori	OSVE016	Luxor	Nero	-	-	-	-	1000x1400
	OSVE005	Luxor Adesivato	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSVE018	Thunder+PodoDry	Nero	-	-	-	-	1000x1400
	OSVE006	Thunder+PodoDry	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSVE001	Micro Fibra Stretch	Curry	-	-	-	-	25000x115
	OSVE002	Micro Fibra Stretch	Dark choco	-	-	-	-	25000x115
	OSVE003	Lai Porellina	Beige	-	-	-	-	25000x115
	OSVE004	Lai Porellina	Tortora	-	-	-	-	25000x115
Rivestimenti	OSCR020	Blugom	Blu	3	320	18 Sh0	-	1430x930
	OSCR016	Eva 25 Soft micro	Marrone	1	270	23/28 ShA	90°C 30 sec	1070x900
	OSEUAT025	EVA25Elast micro	Beige	6	130	23/28 ShA	90°C 3min	920x1100
	OSEUAT026	EVA25Elast micro	Beige	3	130	23/28 ShA	90°C 2min	920x1100
	OSCR019	EVA 28 Tech	Blu	2	130	25/35 ShA	90°C 2 min	900x950
	OSEU021	EVA 30 micro	Albicocca	2	90	28/35 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEUAT022	EVA 30 PLUS micro	Nero	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSEUAT023	EVA 30 PLUS micro	Nero	3	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT024	EVA 30 PLUS micro	Nero	2	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT017	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSEUAT018	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	3	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT019	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	2	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT020	EVA 30 PLUS	Albicocca	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSSEAT001	EVA 30 BIO micro	Cuoio	2	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT002	EVA 30 BIO micro	Cuoio	3	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT003	EVA 30 BIO micro	Cuoio	5	160	28/35 ShA	80°C 3min	1000X950
	OSSEAT004	EVA 30 BIO	Cuoio	3	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT005	EVA 30 BIO	Cuoio	5	160	28/35 ShA	80°C 3min	1000X950
	OSEU020	EVA 30 micro	Albicocca	3	90	28/35 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU019	EVA 30 micro	Albicocca	5	90	28/35 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSCR021	EVA 33 Tech	Rosso	2,5	120	30/35 ShA	90°C 2 min	1000x1000
	OSEU007	EVA 38 micro	Maculato	2	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU006	EVA 38 micro	Maculato	3	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU005	EVA 38 micro	Maculato	5	200	35/45 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSEU011	EVA 38 micro	Marmorizzato	2	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU010	EVA 38 micro	Marmorizzato	3	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU009	EVA 38 micro	Marmorizzato	5	200	35/45 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSSE004	EVA 40 micro	Azzurro	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE005	EVA 40 micro	Azzurro	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE006	EVA 40 micro	Azzurro	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
	OSSEAT008	EVA 40	Azzurro	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980
	OSSEAT009	EVA 40	Azzurro	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980
	OSSE009	EVA 40 micro	Rosso	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE010	EVA 40 micro	Rosso	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE011	EVA 40 micro	Rosso	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
	OSSEAT010	EVA 40	Rosso	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980
	OSSEAT011	EVA 40	Rosso	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980
	OSSE014	EVA 40 micro	Testa di moro	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE015	EVA 40 micro	Testa di moro	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE016	EVA 40 micro	Testa di moro	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
	OSSEAT012	EVA 40	Testa di Moro	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980

Codice	Nome	Colore	Spessore (mm)	Densità (kg/m³)	Durezza	Temperatura di lavoro	Formato Vendita (mm)	
OSSEAT013	EVA 40	Testa di Moro	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980	Rivestimenti
OSDU005	Lunalastik®	Giallo	4	230	25 ShA	90°C 3 min	850x1220	
OSOM001	Poron® Medical	Beige	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOM002	Poron® Medical	Beige	3	-	-	-	1372x1000	
OSOMAT014	Poron® Medical micro	Beige	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOMAT015	Poron® Medical micro	Beige	3	-	-	-	1372x1000	
OSOM004	Poron® Performance	Nero	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOM003	Poron® Performance	Nero	2,5	-	-	-	1372x1000	
OSCR015	Poron® Slow Memory	Arancio	3	-	18 Sh0	-	1320x1000	
OSEUAT021	EVA 30 PLUS	Albicocca	10	150	28/35 ShA	90/95°C 5min	1000X950	Basi
OSSE017	EVA 40	Testa di moro	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE007	EVA 40	Azzurro	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE012	EVA 40	Rosso	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE022	Eva 40 Multicolor	Multicolor	15	230	35/45 ShA	90/95°C 6 min	900x980	
OSSEAT001AT	EVA 50	Grigio	5	200	45/55 ShA	90/95°C 3 min	940x850	
OSSE002	EVA 50	Grigio	10	200	45/55 ShA	90/95°C 6 min	850x950	
OSSEAT019AT	EVA 50	Nero	5	200	45/55 ShA	90/95°C 3 min	940x850	
OSSE020	EVA 50	Nero	10	200	45/55 ShA	90/95°C 6 min	850x950	
OSSE027	EVA 60	Carta da Zucchero	10	200	55/65 ShA	90/95°C 6 min	800x940	
OSSE023	EVA 62 Sughero	Sughero	5	260	55/65 ShA	90/95°C 4 min	800x940	
OSSE024	EVA 62 Sughero	Sughero	10	260	55/65 ShA	90/95°C 6 min	800x940	
OSDU007	Lunatech® Combi	Beige	16	230-200	25-30 ShA	90/95°C 6 min	1160x870	
OSCR024	CrispinFlux	Azzurro	0,9	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	Basi resina
OSCR025	CrispinFlux	Azzurro	1,3	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	
OSCU002	Reno	Grigio	1,2	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	
OSCR002	CrispinFlex color	Verde	1	-	-	90/95°C 3 min	750x1000	Rinforzi resina
OSCR004	SuperFlex	Sabbia	1,8	-	-	90/95°C 4 min	750x1000	
OSOS002	Rinforzo termo	Bianco	0,8	-	-	90/95°C 3 min	700x1000	Rinforzi vegetali
OSOS001	Rinforzo termo	Bianco	1,2	-	-	90/95°C 4 min	700x1000	
OSOS003	Rinforzo termo	Bianco	1,9	-	-	90/95°C 4 min	700x1000	
OSOM006	Poron® XRD™	Giallo	3	240	32 Sh0	-	1372x1000	Shock Absorber
OSOM015	Poron® XRD™	Giallo	6	240	32 Sh0	-	1372x1000	
OSSP001	Futura	Grigio	-	-	-	-	1000x1400	Ricoperture inferiori
OSEU024	Blocco EVA 30	Albicocca	32	90	28/35 ShA	-	330x250	Blocchi
OSSE026	Blocco EVA 35	Grigio	30	160	30/40 ShA	-	330x250	
OSSE030	Blocco EVA 40	Azzurro	30	230	35/45 ShA	-	330x250	
OSSE031	Blocco Eva 40 Multicolor	Multicolor	30	230	35/45 ShA	-	330x250	
OSP0001	Carta podografica	-	-	-	-	-	50 pezzi (1 cf)	Accessori
OSCA004	Colla base Acqua	-	-	-	-	-	1 kg (1 cf)	
OSCA011	Colla Neoprenica	-	-	-	-	-	1 kg (1 cf)	
OSCA010	Diluente per colla Neoprenica	-	-	-	-	-	1 l (1 cf)	
OSTH003	Film bi-Adesivo	Bianco	-	-	-	-	Rotolo (cm11,5*mt50)	
OSGU001	Portacolla	-	-	-	-	-	1 pezzo	
OSSR002	Schiuma Fenolica grande	-	-	-	-	-	25 pezzi (1 cf)	
OSSR001	Schiuma Fenolica piccola	-	-	-	-	-	50 pezzi (1 cf)	





Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
ROT TEN

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro+Ten s.r.l. ("Ro+Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro+Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine.
- 2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro il termine di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro+Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 I cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
 - Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
 - Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fini del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

6. Consegna - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro+Ten srl si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

7. Garanzia

- 7.1 Garanzia sui prodotti
- 7.1.1 Ro+Ten srl garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle specifiche riportate sull'ordine.
- 7.1.2 Eventuali difformità dovranno essere denunciate per iscritto dall'Acquirente, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna del vizio.
- 7.1.3 Ro+Ten srl, ove la denuncia risulti fondata e il prodotto non sia stato modificato o comunque manomesso dopo la consegna, potrà a sua scelta sostituire il prodotto contestato o rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto.

- 7.1.4 Ro+Ten fornisce una garanzia sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna. Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, al termine del secondo anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.1.5 È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate ed è del pari esclusa ogni responsabilità di Ro+Ten per danni di qualsiasi genere, diretto o indiretti, causati dai prodotti o dal loro uso.
- 7.2. Garanzia sui pezzi di ricambio
- 7.2.1 Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data di consegna. Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S.r.l., al termine dei sei mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all'art.1490 c.c. e ss.

8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten srl. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
 - 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
 - 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.
 - 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
 - obsoleti e/o fuori listino
 - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
 - 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten s.r.l., Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB.
- 9. Decadenza del beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa. Solve et repete**
- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
 - 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
 - 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Risoluzione

Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

11. Forza Maggiore

Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

12. Diritti di proprietà industriale

Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o logo appartenenti o depositati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten.

13. Legge applicabile - Foro competente

- 13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

14. Informazioni ai sensi della Privacy

Ro+Ten, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, comunica ai propri acquirenti che i dati personali degli stessi al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali e tributari previsti per legge e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto di cui è parte l'Acquirente e per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali. Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data dal 1 luglio 2015: L'Acquirente dichiara di approvare, specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle presenti condizioni generali: 2.5, 2.6, 3.2, 4, 5, 6, 7.4, 8, 9, 10, 11 e 13.

Numero fax per gli ordini




Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take
care
feel
better

RO+TEN s.r.l.

Via Comasina, 111

20843 Verano Brianza (MB)

tel. +39 039 601 40 94

fax +39 039 601 42 34

info@roplusten.com

www.roplusten.com

Numero fax per gli ordini

Numero Verde
800-905380

